

**Redatto**Flora Formenton  
Alessandro Camerotto**Approvato**

Alessandro Camerotto

**Aggiornato 01.03.2022**

Gentile utente, operatore,  
questo catalogo descrive l'offerta di prestazioni della UOC Medicina di Laboratorio e di Unità Operative (UO) del Dipartimento "Servizi di Diagnosi e Cura".  
Troverà gli esami in ordine alfabetico o, in alternativa, selezionando, dalla barra superiore del menù, **Modifica**, e cliccando su **Trova**. Si apre una finestra dove inserire il nome del test o il codice del Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP). Premere **invio**. Il cursore si posiziona su tutte le voci con il nome indicato.  
Il Catalogo è suddiviso in colonne:

nella colonna **Denominazione del test/Prestazione** è specificato il nome del test e l'eventuale sigla corrispondente. Gli esami evidenziati in **rosso** e grassetto sono richiedibili anche/come urgenti da Pronto Soccorso e UO Ospedaliera.

Nella colonna **Codice regionale (CVP) e codice CUP/WEB Insiel** è indicato il codice LEA attribuito al test dalla Regione Veneto nel Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP, versione 1.3) e, in carattere rosso, il codice utilizzabile in fase di accettazione dall'operatore del Centro Prelievi e UO ospedaliera.  
I codici regionali di questo catalogo sono quelli in uso nella ULSS 5. Altri codici regionali della UOSD Microbiologia sono presenti nel catalogo corrispondente.

Nella colonna **Metodo/tecnologia/strumento** è indicato il metodo/tecnologia con cui vengono eseguiti i test eseguiti nella UOC Medicina di Laboratorio ULSS 5.

Nella colonna **Precisione CV%** è indicato, per alcuni test, il coefficiente di variazione (CV%). Esso è un indice di incertezza ottenuto con la formula: deviazione standard/media x 100.  
Il CV% indicato è il risultato della media dei vari livelli di dosaggio.

Nella colonna **Tipo di campione/provetta/note** è indicata la matrice (siero, plasma, urine, etc.) su cui viene eseguito il test, il colore del tappo della provetta o il contenitore, l'eventuale anticoagulante e particolari modalità di raccolta e conservazione del campione.

Nella colonna **Tempo di refertazione** è indicato il tempo massimo di attesa del referto utenti esterni espresso come primo giorno lavorativo utile dal venerdì al sabato, escluso il giorno del prelievo. Di norma, comunque, l'80 % degli esami è disponibile entro le ore 16 del giorno del prelievo. I primi esami interni di routine sono visualizzabili nei terminali dei reparti dalle ore 10.00.  
Gli esami richiedibili come urgenti (PS e UO) sono visualizzabili nei terminali entro 1 ora dall'arrivo del campione in Laboratorio  
Gli esami di utenti esterni richiesti "in giornata" sono in rete entro le ore 14.00 del giorno del prelievo.

Nella colonna **Sede esecuzione al di fuori del Laboratorio ULSS 5** è indicata la sede di esecuzione degli esami in service: test che, per scarsa numerosità o impossibilità tecnica di esecuzione, sono inviati a strutture extra aziendali. Questi esami, indicati nel Catalogo, sono completamente gestiti dal Laboratorio.



**Nota:** gli esami non presenti in questo Catalogo sono richiesti direttamente dall'UO a laboratori extra azienda utilizzando il MOD/MLAB/15. Il dirigente delle UOC Medicina di Laboratorio, Medicina Trasfusionale, Microbiologia e Anatomia Patologica, ognuno per la propria competenza, li autorizza, previa valutazione dell'appropriatezza.

Le modalità di prelievo, conservazione e risposta sono concordate direttamente dall'UO richiedente con il laboratorio extraaziendale. Per questi esami la UOC Medicina di Laboratorio mette a disposizione il punto di raccolta dei campioni e richieste prima del ritiro degli stessi da parte dell'autista aziendale con il quale la UO si è accordata precedentemente.

Per informazioni relative all'unità di misura e intervalli di riferimento si rimanda al referto.

Per informazioni relative alla tariffa si rimanda al Nomenclatore Tariffario Regionale.

Per informazioni su rilevanza clinica/scopo dell'esame si rimanda a [www.labtestsonline.it](http://www.labtestsonline.it)

Denominazione del test Prestazione	Codice Regionale (CVP) e Codice Cup WEB Insiel	Metodo/ tecnologia/strumento	Precisione CV%	Tipo di campione/ provetta/note	Tempo di refertazione	Sede esecuzione al di fuori del Laboratorio ULSS 5
Prelievo di sangue arterioso	<b>91.48.5_1</b>					
Prelievo di sangue venoso.	<b>91.49.2_1</b> <b>pv</b>			Sono eseguiti i prelievi anche per campioni di Microbiologia, Medicina.		
Prelievo di sangue venoso a domicilio	<b>91.49.F</b>			Prestazione per Assistenza domiciliare (ADI/SAD)		
Prelievo microbiologico: tamponi faringeo, linguale, cutanei, da ferita/ulcera, uretrali, balano-prepuziali, auricolari, nasali, oculari, anali e perianali, periungueale. Esame colturale ungueale per ricerca miceti.	<b>91.49.3_1</b> <b>pm</b>			Fase analitica e refertazione eseguite da UOSD Microbiologia		
Acidi biliari (Sali biliari).	<b>90.01.5_0</b> <b>7341</b>			Siero, blu elettrico.	10	Padova
Acido citrico (Citrato).	<b>90.02.2_3</b> <b>7208</b>			Urina 24 ore, bidone senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere refrigerato durante la raccolta	15	Mestre
Acido Delta Aminolevulinico (ALA). E' eseguito in automatico (senza richiederlo) anche il test Porfobilinogeno 90.37.2_0 <b>7389</b>	<b>90.02.3_0</b> <b>7396</b>			Urina 24 ore, bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie. Tenere al buio e refrigerato proteggendo con carta stagnola. Contestualmente va richiesta la creatinina urinaria.	20	Padova Tossicologia Industriale
Acido 2,5 esandione libero	<b>No LEA</b> <b>7243</b>			Urine fine turno di lavoro, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg	20	Padova Tossicologia Industriale



				refrigerato, per tempi più lunghi a -20C. Richiedibile solo da utenti esterni.		
Acido Fenilglicosilico (GFL)	<b>No LEA</b> <b>7240</b>			Urine, fine turno di lavoro Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi più lunghi a -20C. Richiedibile solo da utenti esterni.	20	Padova Tossicologia Industriale
Acido 5 idrossi 3 indolacetico. (5-HIAA)	<b>90.02.1_0</b> <b>7200</b>			Urina 24 ore, bidone con HCl 20 mL ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri. <b>Dieta:</b> A partire dai 2 giorni precedenti la raccolta delle urine e durante la stessa, evitare di mangiare banane, prugne, caffè, the, cioccolato, kiwi, ananas, avocado, noci, nicotina, verdure.	15	Mestre
Acido ippurico	<b>90.02.4_0</b> <b>7229</b>			Urine, campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi più lunghi a -20C Se richiesto per medicina del lavoro il test deve essere effettuato sulle urine fine turno di lavoro.	20	Padova Tossicologia Industriale
<b>Acido lattico (lattato).</b> <b>Acido lattico su liquor: vedi Liquor chimico fisico</b>  Eseguibile solo presso Centro Prelievi ospedalieri e UO Ospedale di Rovigo e Adria per immediato trattamento del campione.	<b>90.02.5_2</b> <b>275</b>	Colorimetrico/lattato piruvato. Cobas 502 Roche	10	Plasma, grigio Fluoruro di sodio + K3 EDTA. Le provette sono fornite dal Laboratorio (tel 3354) a fronte di un prelievo per specifico paziente.	1	
Acido mandelico	<b>No LEA</b> <b>7239</b>			Urine fine turno di lavoro, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione	20	Padova Tossicologia Industriale



				Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi più lunghi a -20C		
Acido metilippurico	<b>No LEA</b> <b>7231</b>			Urine fine turno di lavoro, Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione in provetta sottovuoto. Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi più lunghi a -20C. Richiedibile solo da utenti esterni.	20	Padova Tossicologia Industriale
Acido micofenolico  Eseguibile solo presso Centri Prelievi Ospedalieri e UO Ospedaliere per immediato trattamento.	<b>90.17.C_5</b> <b>7405</b>			Plasma, Lilla K2 EDTA,	9	Padova
Acido omovanillico.  LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettare come Privati Paganti.	<b>90.38.G_2</b> <b>7212</b>			Urina 24 ore, bidone con HCl 20mL. ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci	15	Mestre
Acido vanilmandelico (VMA)	<b>90.03.5_0</b> <b>448</b>			Urina 24 ore, bidone HCl 20 mL ritirabile presso i centri prelievo ospedalieri. Nelle 12 ore precede la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci.	15	Mestre
<b>Acido Valproico (Valproato)</b>	<b>90.03.4_0</b> <b>1231</b>	Immunoenzimatico G6PDH Cobas 502 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma, verde scuro litio eparina urgenze	1	
Adrenalina Noradrenalina (Catecolamine).	<b>90.04.3_2</b> <b>90.04.3_3</b> <b>7510</b>		20	Urina 24 ore, bidone con conservante HCL 20mL. Ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri. Mantenere in frigo durante la raccolta. Nelle 12 ore	20	Mestre



				precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci.		
<b>Alanina aminotransferasi (ALT, GPT)</b>	<b>90.04.5_0 295</b>	IFCC con piridossal fosfato / Cobas 702 Roche	6	Plasma, verde chiaro litio eparina routine. Verde scuro, litio eparina, urgenze.	1	
<b>Alanina aminotransferasi (ALT, GPT) POCT Trecenta.</b>	<b>90.04.5_0 295p</b>	IFCC modificato senza PP. Piccolo / De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina.		
Albumina	<b>90.05.1_2 525</b>	Immunoturbidimetria / Cobas Roche	5	Plasma, verde chiaro litio eparina routine	1	
Albuminuria (Microalbuminuria)	<b>90.33.4_2 604</b>	Immunoturbidimetria/ Cobas Roche	12	Urina 24 ore, bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco.	1	
Albuminuria/creatininuria ACR (albumin, creatinine ratio) Microalbuminuria estemporanea	<b>90.33.4_3 663</b>	Immunoturbidimetria/ Cobas Roche		Early morning (prime urine del mattino evitando attività fisica prima della raccolta). Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione Acquisibile presso farmacie.	1	
Aldosterone Il prelievo in clinostatismo è eseguito solo presso i centri prelievi Ospedalieri e UO Ospedaliera.	<b>90.05.3_3 basale/ ortostatismo 759</b>  <b>90.05.3_2 clinostatismo 761</b>	Immunochemiluminescenza/Maglumi Medical Systems		Plasma, lilla grande K2EDTA Possono essere richiesti due prelievi, in clino e ortostatismo: il primo prelievo, in clinostatismo, è effettuato all'utente sdraiato da almeno 45 minuti. L'utente è invitato poi a passeggiare in modo ininterrotto per 45 minuti. Effettuare immediatamente il prelievo in ortostatismo (da seduto). Procedura condivisa con Ambulatorio Ipertensione ULSS 5.	15	
Aldosterone urinario	<b>90.05.3_4 7500</b>			Urina 24 ore bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie. Mantenere in frigo durante la raccolta	15	Padova



<b>Alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica, Amilasi pancreatica)</b>	<b>90.06.5_0 311</b>	Colorimetrico enzimatico/ Cobas 702 Roche	12	Plasma, verde litio eparina routine. Verde scuro litio eparina urgenze.	1	
Alfa amilasi totale (Amilasi Alfa).	<b>90.06.4_2 307</b>	Substrato EPS-G7/Colorimetrico enzimatico/ Cobas 702 Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina.	1	
Alfa amilasi totale urinaria.	<b>90.06.4_3 461</b>	Vedi alfa amilasi totale		Urina 24 ore. Bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie.	1	
<b>Alfa amilasi totale POCT Trecenta</b>	<b>90.06.4_2 307p</b>	Assorbanza substrato CNPG3 Piccolo/De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina		
Alfa 1 antitripsina	<b>90.05.4_0 517</b>			Plasma, verde chiaro litio eparina	6	Mestre
Alfa 1 fetoproteina (AFP).	<b>90.05.5_2 717</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro	2	
Alfa1 microglobulina	<b>90.06.2_3 622</b>			Urina 24 ore, bidone senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenuta in frigo durante la raccolta.	15	Padova
Alfa 2 macroglobulina.	<b>90.06.3_0 7323</b>			Siero, blu elettrico.	8	Padova
Amfetamina/Metamfetamina/ MDMA ( Ecstasy): classe (screening, dosaggio qualitativo) Droghe d'abuso	<b>90.18.3_3 1251</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche per aspetti medico legali nota benzodiazepine urinarie.	2	
Aminoacidi totali frazionamento cromatografico.	<b>90.07.3_2 7375</b>			Plasma, lilla K2 EDTA	35	Padova
Amiodarone	<b>90.20.3_3 7377</b>			Siero, rosa	19	Mestre
<b>Ammonio</b>  Effettuabile solo nei reparti e Centri prelievi ospedalieri per immediata processazione del campione	<b>90.07.5_0 273</b>	Enzimatica spettrofotometrica Cobas e502	18	Plasma, lilla K2EDTA. Conservare campione refrigerato fino alla consegna in laboratorio entro 10 minuti dal prelievo.	1	
Anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgG/IgM.	<b>90.49.6_4 90.49.6_5 7402</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti cardiopina IgG-IgM (ACA).	<b>90.47.5_2 90.47.5_3 575</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero marrone	18	



Anticorpi anti cellule parietali gastriche (APCA, PCA).	<b>90.48.1_0</b> <b>561</b>	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (ANCA P-ANCA e C-ANCA): Anticorpi anti mieloperossidasi (MPO) 90.51.6_0 Anticorpi anti proteinasi 3 (PR3s) 90.53.8_0.	<b>90.48.2_0</b> <b>580</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti DNA nativo (nDNA F.E.I.A., test screening) Anticorpi anti DNA nativo (nDNA I.F.I. Test di conferma)	<b>90.48.3_0</b> <b>554</b>	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone. E' eseguito il test di conferma solo in caso di positività del test di screening.	18	
Anticorpi anti endomisio IgA (EMA)	<b>90.47.E_0</b> <b>569</b>	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili - ENA screening	<b>90.47.3_0</b> <b>581</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti-JO1	<b>90.47.7_0</b> <b>582</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti-RNP	<b>90.47.8_0</b> <b>582</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti Scl-70	<b>90.47.9_0</b> <b>582</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti-Sm	<b>90.47.A_0</b> <b>582</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti -SS-A	<b>90.47.B_0</b> <b>582</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti-SS-B	<b>90.47.C_0</b> <b>582</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti fattore intrinseco (IFA)	<b>90.52.5_9</b> <b>7399</b>			Siero, blu elettrico	15	Padova
Anticorpi anti fosfolipidi: accettare anticorpi anticardiolipina IgG/IgM e anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgG/IgM.						
Anticorpi anti glutammico decarbossilasi (GAD)	<b>90.49.7_0</b> <b>7363</b>			Siero, giallo	13	Mestre
Anticorpi anti tirosin chinasi ( IA-2) anti tirosina fosfatasi.	<b>90.52.5_12</b> <b>7379</b>			Siero, blu elettrico	20	Padova
Anticorpi anti insula pancreatica, anti beta- cellula, (ICA-IgG)	<b>90.50.5_0</b> <b>7359</b>			Siero, giallo	13	Mestre
Anticorpi anti glicoproteina mielina associata (MAG)	<b>90.51.3_0</b> <b>7371</b>			Siero, blu elettrico	35	Padova
Anticorpi anti microsomi epatici e renali (LKMA)	<b>90.51.5_0</b> <b>563</b>	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti mitocondri (AMA)	<b>90.52.1_0</b> <b>557</b>	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	



Anticorpi anti muscolo liscio (ASMA)	<b>90.52.2_0</b> <b>559</b>	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti nucleo (ANA)	<b>90.52.4_0</b> <b>551</b>	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti peptidi citrullinati (Anticorpi anti citrulina)	<b>90.47.D_0</b> <b>587</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti peptidi deamidati della gliadina IgA, IgG (bambini < 2 anni)	<b>90.49.Z_0</b> <b>598</b>  Attenzione: il codice 90.49.Z_0 genera automaticamente i 2 anticorpi IgA e IgG.	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone.	18	
Anticorpi anti proteinasi 3: vedi anticorpi citoplasma dei neutrofili				Siero, marrone		
Anticorpi anti recettore Acetilcolina (ARAB, anti AchR)	<b>90.53.9_0</b> <b>7357</b>			Siero, blu elettrico	20	Padova
Anticorpi anti Saccharomyces Cerevisiae (ASCA) IgG	<b>90.53.A_2</b> <b>590</b>			Siero, giallo	10	Mestre
Anticorpi anti Saccharomyces Cerevisiae (ASCA) IgA	<b>90.53.A_3</b> <b>590</b>			Siero, giallo	10	Mestre
Anticorpi anti surrene	<b>90.54.3_0</b> <b>7381</b>			Siero, giallo. Il test può sostituire anticorpi anti 21 idrossilasi (non LEA).	12	Mestre
Anticorpi anti tireoglobulina (AbTG)	<b>90.54.4_0</b> <b>565</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria	20	Siero, marrone.	6	
Anticorpi anti tireoperossidasi (TPO) (anti microsomi tiroide)	<b>90.51.4_3</b> <b>567</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria	20	Siero, marrone.	6	
Anticorpi anti transglutaminasi IgA.	<b>90.53.D_2</b> <b>585</b>  Sono accettate in automatico anche IgA totali.	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone.	18	
Anticorpi anti transglutaminasi IgG	<b>90.53.D_3</b> <b>585a</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone.	18	
<b>Antidepressivi triciclici (classe, dosaggio quantitativo tra cui imipramina e amitriptilina)</b>	<b>90.28.3_0</b> <b>1227</b>	Immunodosaggio. Rilevazione enzimatica G6PDH/Werfen/ Cobas 502 Roche Rovigo	10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma verde scuro litio eparina urgenze.	2	
Antigene carboidratico CA 15.3	<b>90.55.2_0</b> <b>753</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Antigene carboidratico CA 19.9 (GICA)	<b>90.55.3_0</b> <b>749</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Antigene carboidratico CA125	<b>90.55.1_0</b> <b>751</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	





Antigene carboidratico CA 50	<b>90.55.5_0</b> <b>7333</b>			Siero, blu elettrico	17	Padova
Antigene carboidratico CA 72.4	<b>90.56.1_0</b> <b>7335</b>			Siero, marrone	17	Mestre
Antigene polipeptidico tissutale (TPA)	<b>90.56.4_2</b> <b>7009</b>		20	Siero, marrone	18	Padova
Anti Mulleriano Ormone (AMH) Richiedibile solo da utenti esterni.	<b>No LEA</b> <b>7014</b>  Nota per amministrativi: Accettare in fascia contrattuale NLEAPP.	Chimioluminescenza/ Beckman Coulter/ Access Trecenta		Siero, blu grande	10	
<b>Antitrombina funzionale (AT3, Antitrombina III)</b>	<b>90.57.5_0</b> <b>1107</b>	Cromogenico/ STAR R Max 3 STAGO	6	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo.	1	
<b>Apixaban</b> Richiedibile solo in urgenza per ricoverati e PS.	<b>90.17.C_6</b> <b>1135</b>	Cromogenico anti X attivato / STAR R Max 3 STAGO	3.0	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo.		
<b>Aptoglobina (HPT)</b>	<b>90.09.1_0</b> <b>523</b>	Turbidimetrico Cobas 502 Roche.	8	Plasma, verde chiaro litio eparina routine, verde scuro litio eparina urgenze	1	
Aspartato aminotransferasi (AST, GOT)	<b>90.09.2_0</b> <b>293</b>	IFCC con piridossal fosfato/ Cobas Roche	6	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Bande oligoclonali Richiedibile solo in urgenza per ricoverati e PS.	<b>548</b>			Liquor, provetta con tappo rosso a vite. Effettuare contestuale prelievo venoso: Siero, rosa.	25	Padova
BCR/ABL (Cromosoma Philadelphia) qualitativo per diagnosi Esecuzione prelievo solo presso centri prelievi ospedalieri e UO Ospedaliera dal lunedì a giovedì  <b>Attenzione:</b> test non scaricabile on line. Ritiro presso Centri Consegna Referti.	<b>91.36.5_0</b> <b>(estrazione)</b> <b>91.29.3_0</b> <b>(nel campo molt digitare 2)</b> <b>91.29.4_0</b> <b>218</b> <b>accorpamento:</b> <b>BCR/ABL</b> <b>QUALITATIVA-</b> <b>ESORDIO</b>  Nota per gli amministrativi: il campione deve essere accompagnato: <b>per interni:</b> dal MOD/MLAB/15 Esami extra aziendali; <b>per esterni:</b> da impegnativa con il quesito diagnostico e da MOD/MLAB/15 compilato dall'amministrativo Lab con autorizzazione del			Sangue intero, Viola grande K2 EDTA, 4 provette. Conservare campione refrigerato.	20	IOV



	dirigente del Laboratorio . Copia dei documenti deve essere inviata allo IOV e conservata in Segreteria Lab. per la tracciabilità (inviante) dei referti cartacei.					
BCR/ABL (Cromosoma Philadelphia) quantitativo per monitoraggio terapia  Esecuzione prelievo solo presso Centri Prelievi Ospedalieri e UO Ospedaliera dal lunedì a giovedì  <b>Attenzione:</b> test non scaricabile on line. Ritiro presso Centri Consegna Referti.  E' necessario anche il MOD/MLAB/15 esami rari extraaziendali	<b>91.36.5_0 (estrazione)</b> <b>91.29.3_0</b> <b>91.29.4_0 (nel campo molt digitare 2 )</b> <b>220</b> <b>accorpamento:</b> <b>BCR/ABL</b> <b>QUANTITATIVA-MONITORAGGIO DELLA TERAPIA PER MALATTIA MINIMA RESIDUA</b>			Sangue intero, viola grande K2 EDTA, 4 provette Conservare campione refrigerato.	20	IOV
Bence Jones (proteinuria di...)	<b>90.69.2_3</b> <b>610</b>	Gel di agarosio/ Hydragel/Sebia		Urina II° minzione Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione sottovuoto. Acquisibile presso farmacie.	5	
<b>Benzodiazepine (Classe, dosaggio qualitativo).</b>	<b>90.09.4_2</b> <b>1201</b>	Immunodosaggio enzimatico. Subfornitore Roche: Thermo Scientific Cobas 502 Roche		Plasma, verde chiaro litio eparina	2	



Benzodiazepine (Screening, classe, dosaggio qualitativo).	<b>90.09.4_3</b> <b>1203</b>	Immunodosaggio enzimatico. Subfornitore Roche: Thermo Scientific Cobas 502 Roche		Urina vasetto sterile giallo. - Richiedibile in urgenza solo da UO Rianimazione, previa autorizzazione Dirigente reperibile del Laboratorio, con risultato entro 24 ore. - Si esegue su appuntamento a Rovigo anche per laboratori/concorsi con attivazione di catena di custodia e, in caso di contestazione del richiedente, invio al Laboratorio di tossicologia forense di Mestre per analisi di conferma, con ulteriore pagamento.	2	
Beta 2 microglobulina	<b>90.10.1_2</b> <b>7011</b>	Immunoturbidimetria/ Cobas 501 Roche Adria.	10	Siero, marrone. Conservare campione refrigerato.	8	
Beta 2 microglobulina urinaria	<b>90.10.1_3</b> <b>7509</b>		10	Urina 24 ore, bidone con carbonato di sodio, ritirabile presso centri prelievi ospedalieri.	8	Padova
<b>Bilirubina totale</b>	<b>90.10.4_0</b> <b>211</b>	Colorimetrico/ Cobas 702 Roche	8	Plasma, verde chiaro litio eparina, verde scuro litio eparina urgenze	1	
<b>Bilirubina totale POCT Trecenta</b>	<b>90.10.4_0</b> <b>211p</b>	Bilirubina ossidasi/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina urgenze		
Bilirubina totale e diretta	<b>90.10.5_2</b> <b>210</b>	colorimetrico/ Cobas Roche	15	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Buprenorfina (screening, dosaggio qualitativo)	<b>90.18.3_28</b> <b>1263</b>	Immunoenzimatico/ Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche, per aspetti medico legali, nota benzodiazepine urinarie.		
<b>Calcio totale (calcemia)</b>	<b>90.11.4_2</b> <b>227</b>	Colorimetrico o-cresoltaleina/ Cobas 702 Roche	5	Plasma, verde chiaro litio eparina, verde scuro litio eparina urgenze	1	
<b>Calcio totale POCT Trecenta</b>	<b>90.11.4_2</b> <b>227p</b>	Assorbanza Arsenazo III. Piccolo /de Mori		Plasma, verde scuro litio eparina		



Calcio totale urine (calciuria 24h)	<b>90.11.4_3</b> <b>418</b>	o-cresoltaleina/ Cobas Roche	5	Urina 24 bidone ore senza conservati mantenuta possibilmente in luogo fresco durante la raccolta. Bidone acquisibile presso farmacie.	1	
Calcio ionizzato (ione), Ca++ Eseguibile solo presso Centri Prelievi Ospedalieri e UO Ospedalieri.	<b>90.11.4_5</b> <b>245</b>	Elettrochimica / Gem Premier 5000 Werfen		Sangue intero venoso in siringa eparinata	1	
Calcoli urinari ricerca qualitativa	<b>90.12.2_0</b> <b>631</b>	Esame chimico		Calcoli, contenitore da urinocoltura o coprocoltura. Acquisibile presso farmacie.	8	Padova
Calcitonina	<b>90.11.5_2</b> <b>7315</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Siero, marrone. Conservare campione refrigerato.	2	
Calprotectina	<b>90.12.A_0</b> <b>797</b>			Feci contenitore standard con cucchiaino acquisibile presso le farmacie. Il campione può essere refrigerato fino a 3 giorni e per la consegna deve essere tenuto al freddo.	15	Padova
Cannabinoidi (screening, dosaggio qualitativo) Droghe d'abuso	<b>90.18.3_7</b> <b>1253</b>	IIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche per aspetti medico legali nota benzodiazepine urinarie.	2	
<b>Carbamazepina</b>	<b>90.12.3_0</b> <b>1239</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche	10	Siero, verde litio eparina	2	
Cariotipo ad alta risoluzione Test richiedibile solo da UO Pediatria	<b>91.34.4_0</b> <b>91.34.5_0</b> <b>8126</b>			Sangue intero Verde scuro		Padova
Cariotipo da metafasi linfocitarie Test richiedibile solo da UO Pediatria	<b>91.31.2_0</b> <b>91.34.5_0</b> <b>8124</b>			Sangue intero Verde scuro		Padova
Catene leggere libere kappa e lambda (Free Light Chain). LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto eseguibile come Privati Paganti.	<b>90.12.F_2</b> <b>90.12.F_3</b> <b>540</b>	Immunoturbidimetria. Optilite/Binding Site		Siero, rosa.	7	
CEA (antigene carcino embrionario)	<b>90.56.3_0</b> <b>733</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	



		za. Cobas 602 Roche				
Genetica Celiachia Locus HLA DQA1 (alleli 0201, 03,05 Locus HLA-DQB1 ( alleli 02, 0302)	<b>90.80.2_0</b> <b>90.80.4_0</b> <b>572 + 1127a</b>	Biologia molecolare		Sangue intero, lilla K2EDTA.	15	Padova
Ceruloplasmina (COE)	<b>90.12.5_0</b> <b>519</b>			Siero, giallo	2	Mestre
Chinidina	<b>90.20.3_4</b> <b>1207</b>			Siero, blu	13	Padova
Ciclosporina A	<b>90.13.2_2</b> <b>1205</b>	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche, Adria		Sangue intero, lilla K2EDTA	4	
Cistatina C	<b>90.13.A_0</b> <b>7391</b>			Siero blu	10	Padova
Citologia urinaria (Es. citologico urine per ricerca cellule neoplastiche)	<b>91.39.4_0</b> <b>7951</b>			Urine. I contenitori con conservante (metanolo) sono forniti dai centri prelievi aziendali. Fase analitica, validazione clinica e firma eseguite presso UOC Anatomia Patologica		
Citomegalovirus (CMV)	<b>IgG 91.14.1_0</b> <b>IgM 91.14.3_0</b> <b>7604</b>	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 602 Roche.		Siero, gialla. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia	7	
Citomegalovirus (CMV) IgG Avidità Accorpamento AVCMV	<b>90.83.8_4</b> <b>IgG 91.14.1_0</b> <b>7643</b>			Siero, gialla. Fase analitica, validazione e firma: UOSD Microbiologia		
CMV DNA Adria: Eseguibile UO e Centro Prelievi il lunedì e giovedì Rovigo: eseguibile tutti i giorni Trecenta: eseguibile solo presso UO. Non eseguibile nei Centri Prelievi Territoriali	<b>91.15.2_0</b> <b>883</b>			Plasma, Lilla K3 EDTA Gestite da UOSD Microbiologia con invio AO Padova		Padova
<b>CK (CPK o creatin chinasi)</b>	<b>90.15.4_2</b> <b>291</b>	IFCC/ Cobas Roche	6	Plasma, verde chiaro litio eparina. Verde scuro litio eparina urgenze	1	
<b>Cloro (Cloruro)</b>	<b>90.13.3_2</b> <b>225</b>	ISE indiretto/ Cobas ISE Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina , Verde scuro litio eparina urgenze Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
<b>Cloro POCT</b>	<b>90.13.3_2</b> <b>225p</b>	Potenziometrico / NX 500 FUJI		Plasma, verde scuro litio eparina urgenze		
Cloro (Cloruria)	<b>90.13.3_4</b> <b>414</b>	ISE indiretto/ Cobas Roche	4	Urina 24 ore, bidone senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta	1	



Clostridium Difficile Tossina nelle feci, ricerca diretta	<b>90.91.1_0</b> <b>8512</b>			Feci, contenitore coproculture acquisibile presso farmacie. Fase analitica, validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia.		
Clozapina LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto eseguibile come Privati Paganti.	<b>90.20.7_13</b> <b>7041</b>			Siero, blu	10	Padova
Cocaina (screening) Droghe d'abuso	<b>90.18.3_9</b> <b>1255</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche per aspetti medico legali nota benzodiazepine urinarie.	2	
Colesterolo totale	<b>90.14.3_0</b> <b>255</b>	CHOD/POD/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Colesterolo HDL	<b>90.14.1_0</b> <b>257</b>	enzimatico/colorim. diretto/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Colesterolo LDL	<b>90.14.2_0</b> <b>259</b>	Calcolo con formula di Friedewald.	6	Plasma, verde chiaro litio eparina Eseguibile se presenti Colesterolo totale, Colesterolo HDL e Trigliceridi	1	
Colinesterasi (CHE) (Pseudocolinesterasi)	<b>90.14.4_0</b> <b>305</b>	Substrato butirrilticolina/ Cobas Roche	6	Plasma, verde chiaro litio eparina.	1	
Complemento C3	<b>90.60.2_3</b> <b>529</b>	Turbidimetria Cobas 601 Roche, Adria		Siero, marrone	2	
Complemento C4	<b>90.60.2_5</b> <b>531</b>	Turbidimetria Cobas 601 Roche, Adria		Siero, marrone	2	
Complemento (C1 esterasi inibitore quantitativo)	<b>90.60.1_0</b> <b>521</b>			Siero, rosa	15	Padova
Copeptina (sostituisce ADH)	<b>90.04.1_0</b> <b>7313</b>			Siero, blu	10	Padova
Coombs Indiretto (anticorpi anti eritrociti nel plasma)	<b>90.49.3_0</b> <b>7809</b>			Plasma, viola grande K2 EDTA Fase analitica, validazione clinica e firma: UOC Medicina Trasfusionale		
Coombs diretto (anticorpi anti eritrociti adesi alle emazie)	<b>90.58.2_0</b> <b>7807</b>			Sangue intero, viola grande K2 EDTA Fase analitica, validazione clinica e firma: UOC Medicina Trasfusionale		
Coprocultura (Salmonelle, Shigelle, Campylobacter)	<b>90.94.3_0</b> <b>8015</b>			Feci, contenitore coproculture		



				acquisibile presso farmacie. Fase analitica, validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia.		
Corticotropina (ACTH). Eseguito solo presso Centri Prelievi Ospedalieri e UO per immediato trattamento.	<b>90.15.2_2</b> <b>7027 (ore 8)</b> <b>7029 (ore 16 -18)</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, lilla K2EDTA Conservare il campione refrigerato.	6	
Cortisolo salivare mattino Eseguito solo presso Centri Prelievi Ospedalieri e UO.	<b>90.15.3_6</b> <b>743s (ore 8 )</b>			Saliva, dispositivo Salivette in cotone disponibile, negli orari di apertura, presso Centri Prelievi Ospedalieri unitamente alla modalità operativa racconta saliva. Il campione può essere conservato in frigorifero fino al massimo di 3 giorni.	15	Padova
Cortisolo salivare sera Eseguito solo presso Centri Prelievi Ospedalieri e UO.	<b>90.15.3_7</b> <b>743ss (ore 23)</b>			Vedi Cortisolo salivare mattino.	15	Padova
Cortisolo	<b>90.15.3_2</b> <b>743 (ore 8)</b> <b>745 (ore 16 - 18)</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche.		Plasma , verde	2	
Cortisolo urinario (cortisoluria)	<b>90.15.3_4</b> <b>7504</b>			Urina 24 ore bidone giallo senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere in frigo durante la raccolta	20	Padova
C Peptide basale - profilo digiuno. Dosaggio basale e dopo 6 minuti dopo stimolo e.v. con glucagone solo in ambulatorio malattie metaboliche ad Adria e Rovigo.	<b>90.11.1_2</b> <b>7015</b> <b>7017(dopo 6 minuti)</b>		15	Siero, marrone.	6	Mestre
<b>Creatinina con eGFR</b>	<b>90.16.3_2</b> <b>207</b>	Enzimatico (creatininasi), Roche 702	5	Plasma, verde chiaro litio eparina, Verde scuro litio eparina urgenze In automatico è fornito eGFR calcolato su dosaggio creatinina ed età del paziente.	1	
<b>Creatinina POCT Trecenta</b>	<b>90.16.3_2</b> <b>207p</b>	Spettrofotometria.Creatinina amidoidralasi e Sarcosina ossidasi/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina urgenze		
Creatinina nelle urine	<b>90.16.3_3</b> <b>402</b>	Colorimetrico cinetico/ Cobas Roche	6	Urina 24 ore, bidone senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere refrigerato durante la raccolta	1	



Creatinina clearance	<b>90.16.4_0</b> <b>400</b> <b>Nota per operatori dell'accettazione.</b> In caso di esenzione 013 (diabete) e 023 (nefropatici) è possibile accettare l'esame anche se l'utente non consegna l'urina. In questo modo è eseguita la creatinina ematica con eGFR. In nota all'operatore dell'accettazione scrive "esenzione 013 o 023"	calcolo		Plasma, verde litio eparina routine contestualmente a Urina 24 ore bidone senza conservati Bidone acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta. Viene refertata automaticamente anche creatinina, e cratininuria.	1	
Crioaglutinine Effettuabile solo nei reparti e centri prelievi ospedalieri per immediato trattamento (la provetta va consegnata immediatamente al Centro Trasfusionale).	<b>90.46.3_0</b>			Siero, rossa. Esecuzione analitica, validazione clinica e firma: Centro Trasfusionale.		
Crioglobuline Effettuabile solo nei reparti e centri prelievi ospedalieri per immediato trattamento. Effettuare prelievo con dispositivi e provetta riscaldata a 37°C. Subito dopo il prelievo conservare la provetta a 37°C e consegnare al laboratorio.	<b>90.61.1_0</b> <b>507</b>	visivo		Siero, rosa.	7	
Cromogranina A	<b>90.16.6_0</b> <b>7321</b>			Sangue intero, lilla/K2 EDTA	17	Mestre
CTX (telo peptide C-terminale del collagene di tipo I o Beta Cros Laps)	<b>90.41.6_0</b> <b>7387</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche Adria		Plasma, lilla/K2 EDTA.	10	
Cyfra 21-1	<b>90.61.3_0</b> <b>7337</b>			Siero, marrone	8	Mestre
<b>Dabigatran ECT (Tempo di Ecarina)</b> Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS.	<b>90.17.C_6</b> <b>1139</b>	Cromogenico anti fatt II, Tempo di Ecarina (ECT) STAR R Max 3 STAGO	3.0	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo		
<b>D-dimero</b>	<b>90.61.4_0</b> <b>1109</b>	Immunoturbidimetrico STAR R Max 3 STAGO	9	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
<b>D-dimero POCT</b>	<b>90.61.4_0</b> <b>1109pp</b>	Chemiluminescenza, ACT 90 De Mori		Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo		
Delta 4 androstenedione (Androstenedione)	<b>90.17.3_0</b> <b>7033</b>		18	Siero, marrone	11	Mestre
Deidroepiandrosterone solfato (DEA solfato, DHEA-solfato)	<b>90.17.2_0</b> <b>7005</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche Adria.	15	Siero, marrone.	6	





<p>Determinazione di rischio prenatale per sindrome di Down (1° trimestre): HCG frazione libera e PAPP-A.</p> <p><b>Attenzione:</b> test non scaricabile on line. Ritiro presso Centri Consegna Referti.</p>	<p><b>90.17.6_0</b> <b>791</b></p> <p><b>Nota per amministrativi:</b> Per Bi test, o test combinato si intende l'associazione della prestazione di Laboratorio 90.17.6_0 + l'ecografia ostetrica (88.78) e scheda ginecologica eseguita da ginecologi dell' ULSS 5 Polesana. Senza Ecografia/scheda ginecologica sono refertati esclusivamente HCG f. libera e PAPP-A. L'amministrativo in accettazione segnala in note l'assenza della scheda ginecologica</p>	<p>ECLIA Elettrochemiluminescenza Cobas Trecenta</p>		Siero, blu	Esecuzione analitica effettuata il martedì.	
Diidrotosterone DDOHT DHT	<b>90.17.5_0</b> <b>7325</b>			Siero, blu	22	Padova
<b>Digossina</b>	<b>90.21.1_3</b> <b>1233</b>	KIMS Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina urgenze	1	
<b>Edoxaban</b>	<b>90.17.C_6</b> <b>1141</b>	Cromogenico anti X attivato / STAR Evolution STAGO		Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo.		
Elettroforesi sieroproteica (Profilo proteico. Protidemia frazionata, protidogramma)	<b>90.38.4_0</b> <b>544</b>	Capillare/Capillarys 3 Sebia		Siero, gialla	5	
Elettroforesi urinaria: non eseguita. In caso di richiesta sono accettati: Albumina, Alfa1micro, IgG, Proteine tot. L'albumina valuta una proteinuria selettiva. Le IgG la proteinuria non selettiva, l'alfa1 micro il danno tubulare.	<b>620</b>			Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere campione refrigerato durante la raccolta		
Emocoltura	90.94.1_0 <b>9081</b>	Bacted FX40 Becton Dickinson (BD)		Sangue intero, flaconi dedicati forniti da UOSD Microbiologia. Incubazione dei campioni durante la chiusura della Microbiologia a Rovigo e H 24 ad Adria: UOC Medicina di Laboratorio. Fase analitica, validazione clinica e		



				firma: UOSD Microbiologia		
<b>Emocromo</b>	<b>90.62.2_2</b> <b>1001</b>	Impedenza/Ottico/ fluorescenza. Sysmex/Dasit XN	GR 1.3 Hb 1.1 Plt 2.5 GB 2	Sangue intero, lilla K2EDTA	1	
<b>Emocromo POCT</b>	<b>90.62.2_2</b> <b>1001p</b>	Impedenziometria/ Micros ES 60/ Horiba		Sangue intero, lilla K2EDTA		
<b>Emogas venoso (Bicarbonati (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> Ph, Ossiemoglobina, Metaemoglobina, Carbossiemoglobina)</b>	<b>89.66_2</b> <b>1095</b>	elettrochimica e parametri calcolati / Gem 5000 Premier Werfen	4	Sangue intero, Siringa eparinata.	1	
Eseguibile solo presso Centri prelievi ospedalieri e UO						
<b>Emogas arterioso (Bicarbonati (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> Ph, Ossiemoglobina, Metaemoglobina, Carbossiemoglobina)</b>	<b>89.65.1_2</b> <b>1097</b>	elettrochimica e parametri calcolati / Gem 5000 Premier Werfen	4	Sangue intero, Siringa eparinata. Per esterni la fase di accettazione è eseguita in Centri prelievi, la fase analitica è delegata a UO Ospedaliere.	1	
Eseguibile solo presso Centri Prelievi Ospedalieri di Rovigo e Trecenta e UO						
<b>Emogasa venoso POCT</b>	<b>89.66_2</b> <b>1095</b>	Elettrochimica e parametri calcolati / GEM 5000, Werfen		Sangue intero, Siringa eparinata		
<b>Emogas arterioso POCT</b>	<b>89.65.1_2</b> <b>1097</b>	Elettrochimica e parametri calcolati / GEM 5000, Werfen		Sangue intero, Siringa eparinata		
Emoglobina Glicata (HbA1c)	<b>90.28.1_0</b> <b>269</b>	Capillare/ Capillars 3 /Sebia		Sangue intero, lilla/K2EDTA	4	
Emoglobine anomale. Resistenze osmotiche eritrocitarie (test di Simmel)	<b>90.66.5_0</b> <b>90.74.3_0</b> <b>7905</b>			Sangue intero, Lilla K2EDTA. Fase analitica, validazione clinica e e firma: UOC Medicina Trasfusionale		
Enzima di conversione dell' angiotensina (ACE).	<b>90.17.E_0</b> <b>7305</b>			Plasma, verde scuro litio eparina	14	Padova
Eosinofili nasali	<b>90.62.5_2</b> <b>1019</b>	Striscio, es. microscopico colorato con May Grunwald Giemsa		Muco nasale strisciato su vetrino	2	
Eseguibile solo presso Centro prelievi ospedalieri e UO						
<b>Epatite A anticorpi IgM</b> <b>Virus Epatite A (HAV) anticorpi</b>	<b>91.17.2_0</b> <b>7821</b>	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA. In urgenza solo per Malattie Infettive per diagnosi di Epatite Acuta. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Validazione clinica e firma: UOC Medicina Trasfusionale.		
<i>Nota per configuratore DNLab 7821a</i>						
<b>Epatite B anticorpi anti HBcAg IgM</b> <b>Virus Epatite B (HBV) anticorpi HBcAg IgM c (core)</b>	<b>91.18.1_0</b> <b>7831</b>	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA In urgenza solo per Malattie Infettive per		



	<i>Nota per configuratore DNLab 7831a</i>			diagnosi di Epatite Acuta. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Validazione clinica e firma: UOC Medicina Trasfusionale.		
Epatite B anticorpi anti HBcAg (IgG e IgM) Virus Epatite B (HBV) anticorpi HbcAg c (core)	<b>91.17.5_0</b> <b>7829</b>  <i>Nota per configuratore DNLab 7829a</i>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Validazione clinica e firma: UOC Medicina Trasfusionale.		
Epatite B anticorpi anti HBsAg Virus Epatite B (HBV) anticorpi HBsAg	<b>91.18.2_7</b> <b>7833</b>  <i>Nota per configuratore DNLab 7833a</i>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA In urgenza solo per Malattie Infettive per diagnosi di Epatite Acuta. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Validazione clinica e firma: UOC Medicina Trasfusionale.		
Epatite B anticorpi anti HBsAg Virus Epatite B (HBV) anticorpi HBsAg	<b>91.18.3_0</b> <b>7827</b>  <i>Nota per configuratore DNLab 7827a</i>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Validazione clinica e firma: UOC Medicina Trasfusionale.		
<b>Epatite B HBsAg</b> <b>Virus Epatite B (HBV) Antigene HBsAg</b>	<b>91.18.4_0</b> <b>7849</b>  <i>Nota per configuratore DNLab 7849a</i>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA In urgenza solo per Malattie Infettive per diagnosi di Epatite Acuta. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Validazione clinica e firma: UOC Medicina Trasfusionale.		
<b>Epatite B HBsAg</b> <b>Virus Epatite B (HBV) Antigene HBsAg</b>	<b>91.18.5_0</b> <b>7823</b>  <i>Nota per configuratore DNLab 7823a</i>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA Richiedibile in urgenza da Ostetricia in madri partorienti con stato sierologico non noto e da Malattie Infettive per diagnosi di Epatite Acuta. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio.		



				Validazione clinica e firma: UOC Medicina Trasfusionale.		
<b>Epatite C anticorpi</b> <b>Virus Epatite C (HCV) anticorpi</b>	<b>91.19.5_0</b> <b>7839</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, Viola, K2EDTA. Richiedibile in urgenza solo da Ostetricia in madri partorienti con stato sierologico non noto e da Malattie Infettive per diagnosi di Epatite Acuta. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Validazione clinica e firma: UOC Medicina Trasfusionale.		
	<i>Nota per configuratore DNLab 7839a</i>					
Epatite C (HCV) Virus Analisi quantitativa di HCV RNA	<b>91.19.4_0</b> <b>7836</b>			Plasma, Bianco K2 EDTA Esame di Competenza della UOSD Microbiologia		Padova Microbiologia
Epatite C (HCV) Virus Analisi Tipizzazione genomica	<b>91.20.2_0</b> <b>7840</b>			Plasma, Bianco K2EDTA Esame di Competenza della UOSD Microbiologia		Padova Microbiologia
Epstein-Bar (EBV) anticorpi: VCA IgG VCA IgM EBNA IgG	91.21.1_5 91.21.1_7 91.21.1_8 <b>7608</b>			Siero, Marrone Fase analitica, validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia		
EBV DNA Adria: Eseguibile UO e Centro Prelievi il lunedì e giovedì Rovigo: eseguibile tutti i giorni Trecenta: eseguibile solo presso UO. Non eseguibile nei Centri Prelievi Territoriali	91.11.5_3 <b>885</b>			Plasma, Lilla K3 EDTA Gestite da UOSD Microbiologia con invio AO Padova		Padova Microbiologia
Eritropoietina (EPO)	<b>90.18.5_0</b> <b>7309</b>			Siero, marrone	10	Mestre
Espettorato colturale e microscopico	<b>90.93.3_8</b> <b>90.86.4_10</b> <b>8812</b>			Materiale via aeree inferiori, Contenitore sterile tipo urinocoltura. Fase analitica, validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia		
Espettorato Miceti colturale e microscopico	<b>90.98.4_9</b> <b>90.98.5_7</b> <b>8812</b>			Materiale via aeree inferiori, Contenitore sterile tipo urinocoltura. Fase analitica, validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia		
Estrone (E1)	<b>90.19.5_0</b> <b>7327</b>			Siero, blu elettrico	22	Padova
Estradiolo (E2) (17 beta estradiolo)	<b>90.19.2_2</b> <b>723</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza	15	Siero, blu. A Trecenta per	2	



		za. Cobas 601 Roche.Trecenta		PMA, verde chiaro.		
<b>Etanolo plasmatico (alcol etilico, alcolemia)</b>	<b>90.20.1_2</b> <b>1211</b>	Enzimatico/alcool deidrogenasi Cobas 502 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma, verde scuro urgenze.		
Etanolo urinario	<b>90.20.1_3</b> <b>1213</b>	deidrogenasi Cobas 502 Roche	10	Urina campione estemporaneo, vasetto sterile giallo con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	1	
Etilglucuronato (ETG, Etilglucuronide)	<b>90.18.3_30</b> <b>7199</b>			Urina campione estemporaneo, vasetto sterile giallo con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	7	Padova
Etosuccimide	<b>90.20.2_0</b> <b>1215</b>			Siero, rosa	20	Mestre
Everolimus	<b>90.17.C_4</b> <b>7401</b>			Sangue intero, lilla K2 EDTA	22	Padova
Fattore II Protrombina (mutazione G20210A) (Mutazioni trombofilia)	<b>91.36.5_0</b> <b>(estrazione)</b> <b>91.29.4_0</b> <b>1124</b>	Biologia molecolare PCR Real Time/ GeneXpert/ Cephaid		Sangue intero, lilla K2EDTA. Contestualmente è eseguito anche il Fattore V Leiden. Fase analitica: UOSD Microbiologia. Validazione clinica e firma: UOC Medicina di Laboratorio	20	
Fattore V Leiden (mutazione G1691A) (Mutazioni trombofilia)	<b>91.36.5_0</b> <b>(estrazione)</b> <b>91.29.4_0</b> <b>1124</b>	Biologia molecolare, PCR Real Time/ GeneXpert/ Cephaid		Sangue intero, lilla K2EDTA Contestualmente è eseguito anche fattore II Protrombina mutazione 20210. Fase analitica: UOSD Microbiologia. Validazione clinica e firma: UOC Medicina di Laboratorio	20	
Fattore VIII Eseguito solo nei centri prelievi ospedalieri e UO dal lunedì al venerdì	<b>90.64.3_5</b> <b>1191</b>			Plasma, celeste, sodio citrato. 2 Provette. Consegna entro 4 ore dal prelievo	22	Mestre
Fattore Reumatoide (RF, Reuma test, Waaler Rose reazione)	<b>90.64.2_0</b> <b>503</b>	Immunoturbidimetria	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
<b>Fenitoina (difenilidantoina)</b>	<b>90.22.1_0</b> <b>1235</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina.	2	
<b>Fenobarbital</b>	<b>90.09.3_2</b>	KIMS: Interazione	10	Plasma, verde	2	



	<b>1237</b>	cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		chiaro litio eparina		
Fenolo (urinario)	<b>90.22.2_0</b> <b>7234</b>			Urina a fine turno, Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione . Acquisibile presso farmacie. Raccomandata raccolta appena possibile dopo la fine dell'esposizione. Conservare a - 20°C.	20	Padova Tossicologia Industriale
Ferritina	<b>90.22.3_0</b> <b>709</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Ferro (sideremia)	<b>90.22.5_0</b> <b>237</b>	Ferrozina/ Cobas Roche	3	Plasma, verde litio eparina routine	1	
<b>Fibrinogeno</b>	<b>90.65.1_0</b> <b>1105</b>	Coagulativa-Clauss/ STAR Evolution STAGO	5	Plasma, celeste, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo.	1	
Folato. (Acido Folico)	<b>90.23.2_2</b> <b>713</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	15	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Fosfatasi alcalina (ALP).	<b>90.23.5_0</b> <b>301</b>	Nitrofenilfosfato/ Cobas Roche	4	Plasma, Verde chiaro litio eparina	1	
Fosfatasi Alcalina isoenzima osseo (isofosfatasi)	<b>90.24.1_0</b> <b>303</b>		20	Siero, marrone	20	Padova
Fosfato inorganico (fosfatemia fosforo, P)	<b>90.24.3_2</b> <b>229</b>	ammonio molibdato/ Cobas Roche	4.5	Plasma, Verde chiaro litio eparina. In caso di richiesta di fosforo va accettato fosfato o quello che è esente per il paziente con esenzione per patologia.	1	
Fosfato inorganico urinario (fosfaturia).	<b>90.24.3_4</b> <b>422</b>	ammonio molibdato/ Cobas Roche	7	Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta.	1	
FSH (ormone follicolo stimolante, follitropina)	<b>90.23.3_2</b> <b>719</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche Trecenta	10	Siero, blu	2	
FT3 (Triiodotironina frazione libera)	<b>90.43.3_0</b> <b>701</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
FT4 (Tiroxina frazione libera)	<b>90.42.3_0</b> <b>703</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	



Gastrina	<b>90.26.1_2</b> <b>7307</b>			Siero, marrone	12	Mestre
Gamma GT (gammaglutamiltranspeptidasi)	<b>90.25.5_2</b> <b>299</b>	IFCC/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
GH (hGH, ormone somatotropo)	<b>90.35.1_2</b> <b>7007</b>	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche, Adria	10	Siero, marrone.	6	
GH (hGH, ormone somatotropo curva dopo stimolazione ai minuti 0,60,90,120,180).  Effettuabile solo presso Centro Prelievi Ospedale di Rovigo e UO  Il Centro Prelievi di Rovigo assicura solo lo stimolo con soluzione 75 g di glucosio	<b>90.35.2_5</b> <b>7008</b>	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche, Adria		Siero, marrone.	6	
GH (hGH, ormone somatotropo curva dopo stimolazione 0,30,60,90,120)  Effettuabile solo presso Centro Prelievi Ospedale di Rovigo e UO  Il Centro Prelievi di Rovigo assicura solo lo stimolo con soluzione 75 g di glucosio	<b>90.35.2_5</b> <b>7010</b>	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche, Adria		Siero, marrone.	6	
Glucagone	<b>90.26.3_0</b> <b>7345</b>			Sangue intero, lilla K2EDTA. Conservare campione refrigerato	22	Padova
<b>Glucosio (glicemia)</b>  <b>Glucosio su liquor: vedi Liquor</b>	<b>90.27.1_2</b> <b>201</b> <b>201d: per distretti</b>	Esocinasi. Cobas 702 Roche	3	Plasma, Verde chiaro litio eparina routine, Verde scuro litio eparina urgenze. Grigia fluoruro di sodio (NaF) + K3EDTA (inibitore glicolisi) nei distretti. Consegna entro 2 ore dal prelievo. Entro 4 ore con inibitore glicolisi .	1	
<b>Glucosio POCT Trecenta</b>	<b>90.27.1_2</b> <b>201p</b>	Esocinasi Piccolo De Mori		Plasma, Verde scuro litio eparina urgenze		
Glucosio curva dopo carico (OGTT). Adulti/bambini. 2 prelievi: base, 120  Eseguibile solo presso i centri prelievi ospedalieri e UO.	<b>90.26.4_2</b> <b>204 ( Adulti e bambini)</b>	esocinasi/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina Per curve con richieste di prelievi con altro schema orario, l'utente è indirizzato al servizio di Malattie Metaboliche per accettazione (cod.216 protratta) ed esecuzione prelievo.	1	



Glucosio curva dopo carico (OGTT in gravidanza). 3 prelievi: base, 60,120.  Eseguibile solo presso centri prelievi ospedalieri e UO.	<b>90.26.4_3</b> <b>202</b>	esochinasi/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Glucosio postprandiale (dopo due ore dal pasto).  Eseguibile solo presso centri prelievi ospedalieri e UO.	<b>90.27.1_6</b> <b>203</b>	esochinasi/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6PDH)	<b>90.27.2_0</b> <b>321</b>			Plasma, verde scuro, litio eparina.	15	Padova
<b>Gonadotropina corionica (beta HCG)</b>	<b>90.27.5_2</b> <b>715</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma, verde scuro litio eparina urgenze.	1	
Gruppo sanguigno AB0 e Rh (Agglutinogeni e Agglutinine)  Fenotipo Rh	<b>90.65.3_2</b> <b>7801</b>  <b>% TAB 90.64.4_0</b>			Sangue intero. Plasma, viola, K2EDTA. Fase analitica, validazione clinica e firma: UOC Medicina Trasfusionale		
Herpes Simplex tipo 1 IgG Herpes Simplex tipo 2 IgG Herpes Simplex tipo 1e 2 IgM	<b>91.22.1_3</b> <b>91.22.1_4</b> <b>91.22.1_5</b> <b>7606</b>			Siero, giallo Fase analitica, validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia.		
HFE (genetica Emocromatosi)	<b>91.36.5_0</b> <b>91.29.3_0</b> <b>91.30.1_0</b> <b>91.36.1_0</b> <b>7908</b>			Sangue intero, lilla K2EDTA. Fase analitica, validazione e firma: UOC Medicina Trasfusionale		
<b>HIV anticorpi</b> Virus Immunodeficienza Acquisita (HIV 1-2) anticorpi	<b>91.22.4_0</b> <b>7847</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/801 Roche.		Plasma, viola, K2EDTA. Richiedibile in urgenza da UO e PS solo per: a) incidenti occupazionali su paziente fonte. b) espianto d'organi c) Ostetricia in madri partorienti con stato sierologico non noto. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio. Validazione clinica e firma: UOC Medicina Trasfusionale.		
Idrossiprogesterone (17 alfa idrossiprogesterone, 17 OH-P)	<b>90.01.2_0</b> <b>7319</b>			Siero, marrone	8	Mestre
IgA, IgG, IgM (immunoglobuline)	<b>90.69.4</b> <b>500</b> <b>IgA 90.69.4_7</b> <b>537</b> <b>IgG 90.69.4_6</b> <b>533</b> <b>IgM 90.69.4_5</b>	Immunoturbidimetrico Cobas 502 Roche	7	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	





	<b>535</b>					
IgG urine	<b>90.69.4_3</b> <b>626</b>	Immunoturbidimetrico Cobas 502 Roche	10	Urine 24 ore, bidone giallo senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco	2	
IgE totali (PRIST)	<b>90.68.3_0</b> <b>771</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Adria	8	Siero, marrone	2	
IgE specifiche. (RAST)  Nell' ULSS 5 sono previsti 6 pannelli <u>con allergeni predefiniti</u> (vedi sotto).  Se non si intende utilizzare un pannello predefinito dell' ULSS 5 è prescrivibile il "pannello aperto" previsto nel CVP con cod 90.68.1_8 che può contenere fino a 12 allergeni, che devono essere specificati dal medico richiedente (vedi tabella in coda al documento). Possono essere accettati fino a 6 pannelli aperti su un'unica impegnativa. NB: 1 pannello =1 test nell'impegnativa.  Qualora si vogliano richiedere singoli allergeni, senza utilizzare il pannello aperto, essi valgono 1 esame e possono esserne accettati max. 8 per impegnativa. (per elenco allergeni vedi tabella in coda al documento)  <b>Pannello alimenti 1 RO</b> (bambini <6 mesi): f1 albume f233 Gal d1 (Ovomucoide) f76 Bos d4 (alfa- lattoalbumina) f77 Bos d5 (beta - Lattoglobulina) f78 Bos d8 (caseina) f3 pesce (merluzzo) f4 Grano f14 soia f17 nocciola  <b>Pannello alimenti 2 RO</b> (adulti e bambini > 6 mesi): f1 albume f2 latte f3 pesce f4 grano f13 arachidi f14 soia f24 gambero f439 Cor a 14 (Nocciola) f440 Cor a 9 (nocciola) f419 Pru p1 (Rosaceae)	<b>Pannello alimenti 1</b> <b>760a</b> <b>90.68.1_2</b>  <b>Pannello alimenti 2</b> <b>762a</b> <b>90.68.1_2</b>  <b>Pannello inalanti</b> <b>764a</b> <b>90.68.1_3</b>  <b>Pannello farmaci</b> <b>766</b> <b>90.68.1_4</b>  <b>Pannello professionali</b> <b>768</b> <b>90.68.1_6</b>  <b>Pannello imenotteri</b> <b>770</b> <b>90.68.1_5</b>  <b>Pannello aperto</b> <b>775</b> <b>90.68.1_8</b>  <b>Nota:</b> Qualora il medico richieda un pannello alimenti o inalanti con allergeni diversi da quelli predefiniti in ULSS 5, l'amministrativo cambia l'allergene inserendo quelli prescritti, naturalmente fino al massimo di 12 per pannello.	Immunofluorimetria/ ImmunoCAP 250 Phadia Adria	15	Siero, marrone	20	



<p>f420 Pru p3 (Rosaceae) f421 Pru p4 (Profilina)</p> <p><b>Pannello inalanti RO</b> (bambini ed adulti): g205 phl p1 (Graminaceae) g215 phl p5b (Graminaceae) t215 bet v1 (Betullaceae) t216 bet v2 (Profilina) t224 Ole e1 (Oleaceae) w231 Art v1 (artemisia-Assenzio) w211 Par j 2 (parietaria) d1 Dermatophagoides pteronyssus d2 Dermatophagoides farinae e1 Epitelio di gatto e5 epitelio di cane m6 alternaria</p> <p><b>Pannello Farmaci RO</b> c1 Penicilloyl G c2 Penicilloyl V c5 Ampicillina c6 Amoxicillina c202 Succinilcolina c7 Cefaclor</p> <p><b>Pannello Professionali RO</b> k78 Ossido di etilene k80 Formaldeide k82 Lattice k220 Hev b 6.02 k221 Hev b 8 k87 Asp o21 Alpha-Amilasi f4 Grano f433 Tri a 14 f416 tri a 19 m3 Aspergillus fumigatus m6 Alternaria alternata</p> <p><b>Pannello Imenotteri RO</b> i1 Ape i3 Vespa (Vespula spp) (Giallone) i4 Polistes spp (Vespa) i77 Polistes dominulus (vespa europea) i75 Calabrone (Vespa cabro) i205 Bombo i208 Api m1 i217 Api m10 i211 Ves v1 i209 Ves v5 i210 Pol d5 Ro214 MUXF3 CCD bromelina</p>						
<p>Immunofissazione (tipizzazione Componenti Monoclonali).</p> <p><b>Attenzione:</b> deve sempre essere richiesto contestualmente il test: elettroforesi proteica, cod. 90.38.4_0</p>	<p><b>90.69.2_2</b> <b>543+544</b></p>	<p>Capillare (immunosottrazione) e/o gel di agarosio/ Hydragel/Sebia</p>		<p>Siero, giallo</p>	<p>7</p>	
<p>Immunoglobuline Kappa e Lambda.</p>	<p><b>90.28.4_3</b> <b>614</b></p>	<p>Immunoturbidimetria. Optilite/Binding Site</p>		<p>Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso</p>	<p>5</p>	



				farmacie. Mantenere in frigorifero o luogo fresco durante la raccolta.		
Insulina (basale)	<b>90.29.1_2</b> <b>7021</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria	12	Siero, marrone. Conservare campione refrigerato.	8	
Insulina (curva dopo carico di glucosio: base e 120).  Eseguibile solo presso i centri prelievi ospedalieri e UO .	<b>90.28.5_3</b> <b>7024</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Adria	12	Siero, marrone. Conservare campione refrigerato. Per curve con richieste di prelievi con altro schema orario, l'utente è indirizzato al servizio di Malattie Metaboliche per accettazione (cod. 7024 protratta) ed esecuzione prelievo.	8	
Ioduria	<b>90.27.6_0</b> <b>7225</b>			Urina, campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	30	Padova Semeiotica
Istamina	NO LEA <b>7351</b>			Plasma, lilla K2 EDTA Centrifugato e congelato	37	Padova
JAK 2  Esecuzione prelievo solo presso Centri Prelievi Ospedalieri e UO Ospedaliera dal lunedì a giovedì.  <b>Attenzione:</b> test non scaricabile on line. Ritiro presso Centri Consegna Referti.  E' necessario anche il MOD/MLAB/15 esami rari extraaziendali.	<b>91.36.5_0</b> <b>(estrazione)</b> <b>91.29.4_0</b> <b>(nel campo molt digitare 2 )</b> <b>230</b> <b>accorpamento:</b> <b>MUTAZIONE V617F</b> <b>GENE JAK2</b>  <b>Vedi nota amministrativi</b> BCR/ABL qualitativo.			Sangue intero, lilla 2 provette K2EDTA. Conservazione campione refrigerato.	20	IOV
LAC (lupus anticoagulant) Lac (Anticoagulante Lupus-Like)	<b>90.46.5_2</b> <b>90.46.5_3</b> <b>1121</b>	Viscosimetrico dRVVT SCT /Sta Compact Max 3/STAGO Adria		Plasma, celeste, Sodio citrato, 2 provette. Consegna entro 4 ore dal prelievo. Necessaria Scheda informativa compilata dal medico richiedente	15	
Lamotrigina LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettabile come Privati Paganti.	<b>90.20.7_3</b> <b>7361</b>			Siero, rosa	20	Mestre
Lattato deidrogenasi (LDH)	<b>90.29.2_2</b> <b>297</b>	IFCC (Lattato Piruvato) / Cobas Roche	5	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Levetiracetam LEA solo per residenti Regione	<b>90.20.7_10</b> <b>7369</b>			Siero, rosa	15	Mestre



Veneto. Per Utenti extra Veneto accettabile come Privati Paganti.						
LH (ormone luteostimolante, luteotropina)	<b>90.32.3_2</b> <b>721</b>	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche.Trecenta	8	Siero, blu	2	
LH -FSH-17-beta estradiolo (curva dopo stimolo con triptorelina ai punti 0, 4h,24h )  Richiedibile solo da UO Pediatria	<b>90.32.4_2</b> <b>90.32.4_3</b> <b>90.35.2_15</b> <b>716</b>	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche.Trecenta	8	Siero, blu	6	
LH -FSH-testosterone (curva dopo stimolo con triptorelina ai punti 0, 4h,24h ) Richiedibile solo da UO Pediatria	<b>90.32.4_2</b> <b>90.32.4_3</b> <b>90.35.2_18</b> <b>718</b>	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 601 Roche.Trecenta	8	Siero, blu	6	
Liquido articolare/sinoviale esame chimico fisico con ricerca leucociti, eritrociti, cristalli, colore e aspetto, pH, densità, coagulazione, Prot. Totali.	<b>90.32.1_0</b> <b>691</b>			Liquido articolare, provetta rossa e provetta lilla K2 EDTA	7	Padova
Liquido di dialisi peritoneale	<b>2009</b>	Vedi singoli test		Liquido di dialisi, Contenitore sterile tipo urinocoltura con dispositivo per successiva aspirazione e provetta lilla K2 EDTA.	2	
Liquido pericardico (chimico fisico)	<b>90.30.4</b> <b>2007</b>	vedi singoli test		Liquido pericardico, Contenitore sterile tipo urinocoltura con dispositivo per successiva aspirazione e provetta lilla K2 EDTA	2	
Liquido peritoneale (chimico fisico)	<b>90.30.4</b> <b>2009</b>	vedi singoli test		Loquido peritoneale. Contenitore sterile tipo urinocoltura con dispositivo per successiva aspirazione e provetta lilla K2 EDTA	2	
Liquido pleurico (chimico fisico)	<b>90.30.4</b> <b>2011</b>	vedi singoli test		Liquido pleurico. Contenitore sterile tipo urinocoltura con dispositivo per successiva aspirazione e provetta lilla K2 EDTA	2	
Liquido seminale (spermiogramma), esame macroscopico e microscopico.	<b>90.31.6_0</b> <b>1515</b>			Liquido seminale, contenitore sterile tipo urinocoltura acquisibile presso farmacie. Raccolta a domicilio.Mantenere a temperatura corporea. Consegnare nel minor tempo possibile (max. 1	6	Centro Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di Trecenta UOC Ginecologia e Ostericia



				ora dalla raccolta) presso Centro PMA di Trecenta su appuntamento al n. 800061644		
Liquido seminale, capacitazione dl materiale seminale (Swim up)	<b>69.92.1_0</b> <b>1525</b>			Liquido seminale, contenitore sterile tipo urinocoltura acquisibile presso farmacie. Raccolta a domicilio. Mantenere a temperatura corporea. Consegnare nel minor tempo possibile (max. 1 ora dalla raccolta) presso Centro PMA di Trecenta su appuntamento al n. 800061644	6	Centro Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di Trecenta UOC Ginecologia e Ostetricia
Liquido seminale esame colturale (Spermicoltura)	<b>90.93.4_2</b> <b>90.86.4_56</b> <b>8830</b>			Liquido seminale, contenitore da urinocoltura acquisibile presso farmacie. Fase analitica, validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia		
<b>Liquor chimico fisico e microscopico (aspetto, torbidità proteine, glucosio, leucociti, acido lattico).</b>	<b>90.30.4</b> <b>1331</b>	Vedi singoli test. Per leucociti: lettura automatizzata Sysmex XN o microscopia ottica.		Liquor, provetta tappo bianco senza additivi. Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS. Alla richiesta di liquor è generato automaticamente il test glicemia. <b>Nota:</b> il test Beta Trace Protein, eseguito a Padova, è utile nell'ipotesi di fistola liquorale per distinguere una rinorrea liquorale da secrezione nasale.		
<b>Liquor esame colturale</b>  <b>Nota: i reparti devono accettare con 8840 ( es colturale) o 8844 ( esame colturale + ricerca antigene).</b>	<b>90.93.3_18</b> <b>9049</b>			Liquor, provetta tappo rosso a vite. Nota per operatori del Laboratorio: test eseguibile solo in ambito ospedaliero negli orari di chiusura delle UOSD Microbiologia. Sono eseguite le fasi di presa in carico, semina, incubazione, avviso alla Microbiologia della presenza del campione.		



				Fase analitica, validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia.		
Lipasi	<b>90.30.2_2</b> <b>309</b>	Substrato trigliceride/acido glutarico-metilresorufina/ Cobas Roche	5	Plasma, verde chiaro, litio eparina	1	
Lipoproteina (a)	<b>90.30.3_0</b> <b>527</b>			Siero, rosa	10	Padova
<b>Litio</b>	<b>90.32.2_0</b> <b>1221</b>	Immunoenzimatico spettrofotometrico/ Cobas 502 Roche.	5	Siero, rosso	1	
Magnesio totale	<b>90.32.5_2</b> <b>231</b>	blu di xilinile/ Cobas Roche 502	4	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Magnesio totale urinario	<b>90.32.5_5</b> <b>426</b>	blu di xilinile/ Cobas Roche 502	4	Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere campione refrigerato durante la raccolta	1	
<b>Malaria</b>	<b>Ricerca micros. e indice parassitemico 91.05.5_0</b> <b>Ricerca diretta antigeni 91.05.6_0</b> <b>840</b>  <b>1051</b> <b>(codice utilizzabile solo per test urgente in orari di Pronta Disponibilità)</b>	Immunocromatografico BinaxNow Malaria		Sangue intero, lilla K2EDTA. Il test è eseguito routinariamente in UOSD Microbiologia mentre, negli orari di chiusura della UOSD, è eseguito in urgenza dal Laboratorio con tecnica immunocromatografica (cod. 1051).		
Metadone (screening) Droghe d'abuso	<b>90.18.3_25</b> <b>1259</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore	2	
Metanefrine urinarie (Metanefrina Normetanefrina)	<b>Metanefrina 90.33.6_2</b> <b>Normetanefrina 90.33.6_3</b>  <b>7216</b>			Urina 24 ore, bidone con conservante HCL 20mL ritirabile presso centri prelievi ospedalieri. Mantenere refrigerato durante la raccolta. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci.	15	Mestre
Methotrexate	<b>90.20.5_4</b> <b>1249</b>			Siero, rosa		Mestre



Miceti esame colturale- Squame e unghie	<b>90.98.4_23</b> <b>90.98.5_10</b> <b>8804</b>			Squame unghie. Fase analitica, validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia.		
Micobatteri Urine (BK)	<b>91.02.2_9</b> <b>91.02.3_16</b> <b>91.02.4_19</b>  <b>%BKURIN</b>			Urine campione estemporaneo. Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie. Raccogliere 3 campioni di 3 giorni diversi consecutivi mantenuti in frigo e consegnati contemporaneamente. Test di competenza UOSD Microbiologia.		
Nota per la segreteria del Laboratorio: escono 3 etichette di cui solo una con il nome del test						
Micobatteri (BK) Espettorato	<b>91.02.2_3</b> <b>91.02.3_5</b> <b>91.02.4_7</b>  <b>%BKESP</b>			Espettorato. Vasetto sterile tipo urine. Acquisibile presso farmacie. Test di competenza UOSD Microbiologia.		
Mioglobina	<b>90.33.5_2</b> <b>281</b>	.		Plasma. Verde scuro piccolo litio/eparina	3	Padova
NSE (Enolasi Neurone Specifica)	<b>90.18.4_0</b> <b>7301</b>			Siero, marrone	9	Mestre
Omocisteina	<b>90.34.6_0</b> <b>7343</b>	Immunoenzimatico spettrofotometrico/ Cobas 702 Roche.	10	Siero, marrone.	2	
Prelievo eseguito solo presso Centri Prelievi Ospedalieri e UO per necessità di immediato trattamento del campione.						
Oppiacei (screening, dosaggio qualitativo)	<b>90.18.3_21</b> <b>1261</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche, per aspetti medico legali, nota benzodiazepine urinarie.	2	
<b>Osmolalità plasmatica</b>	<b>90.34.7_2</b> <b>271</b>	Abbassamento del punto di congelamento/ Menarini/Arkray Osmo Station Adria e Trecenta, in urgenza, calcolata.	5	Plasma, verde chiaro litio eparina, verde scuro litio eparina urgenze	1	
Osmolalità urinaria	<b>90.34.7_3</b> <b>1301</b>	Abbassamento del punto di congelamento/Menarini Arkray Osmo Station	5	Urina campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione.	1	



				Acquisibile presso farmacie.		
Osteocalcina (BGP)	<b>90.35.4_0</b> <b>7003</b>			Siero, blu elettrico Conservare campione refrigerato.	10	Padova
Ossalati ( Ossalato, Acido ossalico)	<b>90.35.3_0</b> <b>444</b>			Urina 24 ore, bidone senza conservanti, con dispositivo per successiva aspirazione . Acquisibile presso farmacie.	16	Mestre
Pannello di immunofenotipizzazione (Marker di immunofenotipizzazione, tipizzazione linfocitaria). Pannello antigeni: CD3, CD4, CD8, CD16-56, CD19.  NB: il pannello = 5 test nell'impegnativa.  Su disposizione del Centro Trasfusionale i prelievi sono eseguiti solo presso Centri Prelievi Ospedalieri e UO; per altri antigeni al di fuori di quelli elencati rivolgersi presso centri universitari (Es. Padova, Verona, Ferrara).	<b>91.47.A_2</b> <b>7812</b>			Sangue intero, lilla K2 EDTA, provetta da emocromo. Fase analitica, Validazione clinica e firma: UOC Medicina Trasfusionale di Rovigo dal lunedì al venerdì limitatamente agli antigeni elencati.	3	
Parassiti Intestinali: ricerca microscopica e macroscopica	<b>91.05.4_2</b> <b>8112 (1°campione)</b>  <b>91.05.4_3</b> <b>8212 (2°campione)</b>  <b>91.05.4_4</b> <b>8312 (3°campione)</b>  <b>91.05.1_0</b> <b>8612 (Ricerca macroscopica)</b>			Feci, campione in conservante formalina. I campioni possono essere conservati a temperatura ambiente e vanno consegnati tutti insieme. I contenitori sono ritirabili presso i Centri Prelievo aziendali nell'orario di apertura. Fase analitica, validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia.		
Paratormone (PTH) intatto (II generazione)	<b>90.35.5_0</b> <b>7001</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas e602 Roche.	15	Plasma, lilla K2 EDTA.	2	
Parotite IgG	<b>91.25.1_2</b> <b>7615</b>			Fase analitica, validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia.		
<b>Peptide natriuretico Cerebrale (NT- Pro BNP)</b>	<b>90.36.06_0</b> <b>287</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas e602 Roche.		Plasma, verde chiaro litio eparina.	1	
Piastrine in citrato	<b>90.62.2_3</b> <b>1003c</b>	Impedenziometrico/Ottico/Fluorescenza. Sysmex XN Dasit	2.5	Sangue intero, celeste, sodio citrato, Consegna entro 4 ore dal prelievo. E' opportuno richiedere anche	1	





				emocromo.		
Piombo ematico	<b>90.36.3_2</b> <b>7367</b>			Plasma, verde scuro, litio eparina. Conservare campione refrigerato	13	Padova Tossicologia Industriale
Piombo urinario	<b>90.36.3_3</b> <b>7227</b>			Urine raccolta 24 ore, bidone senza conservanti acquisibile presso farmacie. Conservare a -20°C		Padova Tossicologia Industriale
Polipeptide pancreatico	<b>90.36.5_3</b> <b>7349</b>			Siero, blu elettrico	37	Padova
Porfirine totali (sono eseguiti anche in automatico uroporfirine 90.37.1_3 e le coproporfirine 90.14.5_0)	<b>90.37.1_2</b> <b>443</b>			Urina 24 ore, bidone con carbonato di sodio, ritirabile presso centri prelievi ospedalieri. Tenere campione refrigerato, al buio protezione con carta stagnola	17	Padova
<b>Potassio (Kaliemia)</b>	<b>90.37.4_2</b> <b>223</b>	ISE indiretto/ Cobas ISE Roche	2	Plasma, verde chiaro, litio eparina, Verde scuro litio eparina urgenze. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
<b>Potassio POCT</b>	<b>90.37.4_2</b> <b>223p</b>	Spettrofotometrico. Piruvato chinasi e LDH/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina		
Potassio urinario (Kaliuria)	<b>90.37.4_3</b> <b>410</b>	ISE indiretto/ Cobas Roche	5	Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta	1	
Prealbumina (PALB, Transtiretina)	<b>90.37.6_2</b> <b>515</b>	Immunoturbidimetrico Cobas 502 Roche	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
<b>Procalcitonina</b>	<b>90.38.Z_0</b> <b>795</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas Roche. Reagente: Thermofisher		Plasma, verde chiaro litio eparina.		
Progesterone	<b>90.38.1_0</b> <b>725</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Trecenta	10	Siero, blu	2	
17 alfa idrossiprogesterone (17 OH- P)	<b>90.01.2_0</b> <b>7319</b>			Siero, marrone		Mestre
Prolattina (HPRL)	<b>90.38.2_3</b> <b>727</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta	8	Siero, blu.	2	
Prolattina seriata (HPRL)	<b>90.38.2_3</b> <b>728</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta		Siero, blu prolattina, 3 campioni.	2	
Eseguibile solo nei Centri Prelievi Ospedalieri e UO con mantenimento di unico accesso venoso tramite applicazione di soluzione fisiologica per i due	<b>Nota per amministrativi:</b> il profilo 728 comprende anche i					



punti seriali successivi.	codici CVP 90.38.2_4 e 90.38.2_5.  In caso il medico non indichi la tempistica, accettare i tempi 0, 15, 30 minuti. In tutti i casi l'amministrativo in note al settore Dn Lab scrive il tempo corrispondete al II e III prelievo.					
Proteina cationica degli eosinofili (ECP)  Prelievo eseguito solo presso Centri Prelievi Ospedalieri e UO per necessità di processazione del campione.	<b>7339</b>			Siero, rosa.	14	Mestre
Proteina C anticoagulante funzionale	<b>90.72.2_0 1113</b>	Cromogenica / STAR Evolution STAGO	4	Plasma, celeste, sodio citrato Consegna entro 4 ore dal prelievo	2	
<b>Proteina C Reattiva (PCR)</b>	<b>90.72.3_2 573</b>	immunturbidimetria/ Cobas 702 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina, Verde scuro litio eparina urgenze	1	
<b>Proteina C Reattiva (PCR) POCT Trecenta</b>	<b>90.72.3_2 573p</b>	Immunodosaggio al lattice. Piccolo/De Mori	10	Verde scuro litio eparina		
Proteina S free (libera) anticoagulante	<b>90.72.4_0 1115</b>	Immunoturbidimetria (espressa come % di presenza) / STAR Evolution STAGO	4	Plasma, celeste, sodio citrato Consegna entro 4 ore dal prelievo	2	
<b>Proteine totali</b> <b>Proteine totali su liquor: vedi liquor</b>	<b>90.38.5_2 209</b>	Biureto modificato/ Cobas 702 Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina, Verde scuro litio eparina urgenze	1	
Proteine totali urine (Proteinuria)	<b>90.38.5_4 600</b>	Biureto modificato/ Cobas 702 Roche	15	Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere refrigerato il campione durante la raccolta	1	
Protoporfirina IX eritrocitaria	<b>90.39.2_0 7395</b>			Siero, blu	10	Padova
PSA totale (Antigene prostatico specifico)	<b>90.56.5_2 735</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
PSA libero con rapporto libero/totale	<b>90.56.5_3 724</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Plasma, verde chiaro litio eparina. Richiedibile solo insieme a PSA totale.	2	



Quantiferon Accorpamento QUANTIF	90.70.1_0 90.77.3_0 90.77.4_0 <b>901</b>			Test di competenza UOSD Microbiologia.		Padova
Adria: eseguibile in UO e Centro Prelievi nei giorni di lunedì e giovedì Rovigo: eseguibile in UO e Centro Prelievi tutti i giorni tranne il sabato e prefestivi. Trecenta e Centri prelievi territoriali: non eseguibile  Su richiesta del medico curante e con il modulo dedicato della UOC Microbiologia di Padova correttamente compilato dal medico curante, l'utente deve prenotare al CUP indicando il test e ottenere l'appuntamento entro le ore 8.00						
Rame (cupremia)	90.39.4_2 <b>233</b>			Siero, rosa.	15	Mestre
Recettore solubile della transferrina ( TfR)	90.39.6_0 <b>7373</b>			Plasma, verde chiaro litio eparina	7	Padova
Renina  Il prelievo in clinostatismo è eseguito solo presso i centri prelievi Ospedalieri e UO Ospedaliera.	90.40.2_3 basale/ ortostatismo <b>755</b>  90.40.2_2 clinostatismo <b>757</b>	Immunochemiluminescenza/Maglumi Medical Systems	16	Plasma, lilla grande K3EDTA Possono essere richiesti due prelievi, in clino e ortostatismo: vedi Aldosterone	15	
Resistenza alla Proteina C Attivata (APCR)	90.77.2_0 <b>1193</b>	Viscosimetrico/ Sta Compact Max 3/STAGO Adria		Plasma, celeste sodio citrato. 2 Provette. Consegna entro 4 ore dal prelievo	15	
Reticolociti	90.74.5_0 <b>1011</b>	Citometria a flusso in fluorescenza/Sysmex XN		Sangue intero, lilla K2EDTA	1	
<b>Rivaroxaban</b>  Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS	90.17.C_6 <b>1137</b>	Cromogenico anti X attivato/ STAR R Max 3 STAGO		Plasma, celeste sodio citrato Consegna entro 4 ore dal prelievo		
Rosolia Accorpamento ROS	IgG 91.26.4_0 IgM 91.26.6_0 <b>7602</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Siero, gialla. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio, Validazione clinica e firma: UOSD: UOSD Microbiologia	7	
Rosolia IgG Avidità Accorpamento AVROS	90.83.8_3 IgG 91.26.4_0 <b>7639</b>			Siero, Marrone		Padova
Sangue occulto nelle feci	90.21.4_2 <b>8001 (1° campione)</b>  90.21.4_3 <b>8002 (2° campione)</b>  90.21.4_4 <b>8003 (3° campione)</b>	Immunologico al latte turbidimetrico (Trecenta) /Diana/Medical Systems		Feci, contenitore dedicato per sangue occulto con liquido di conservazione (Il contenitore è disponibile, negli orari di apertura, presso i Centri Prelievo). In caso di raccolta di 3 campioni, devono essere consegnati	4	



				contemporaneamente. Le 3 raccolte possono essere anche dello stesso giorno. Campioni conservati per massimo 7 giorni in frigorifero.		
Sangue occulto screening CCR	<b>Codice legato alla programmazione regionale</b>	Immunologico al lattice turbidimetrico /Diana/Medical Systems. Trecenta		Feci. Contenitore dedicato per sangue occulto con liquido di conservazione fornito dalla farmacie su invito della programma regionale dello screening CCR. Campione conservato per massimo 7 giorni in frigorifero.		
<b>Sars-CoV-2 Tampone Covid-19 molecolare Virus acidi nucleici</b>  <b>Effettuabile solo in PS e UO accompagnato da Modulo richiesta ricoverandi urgenti</b>	<b>91.12.1_0 8556</b>	Reazione polimerasica a catena (PCR)  GeneXpert /Cepheid : geni N2 e E. e Liason MDX/ Dia Sorin: geni ORF e S.	2 ore	Liquido di conservazione tampone. Test di competenza UOSD Microbiologia		
Sars-CoV-2 Tampone Covid-19 molecolare Virus acidi nucleici  <b>Effettuabile presso Covid-Point aziendali, Case di Riposo, RSA, UO.</b>	<b>91.12.1_0 8556</b>  <b>Accettabile anche da applicativo regionale screening Covid-19</b>	Reazione polimerasica a catena (PCR)  Termociclatori: AB 7500/ Thermofisher/Applied Biosystems  CFX96 TM/AB Anaitica/Biorad  Kit AB Analitica realquality RQ-2019-nCoV: geni RdRp e E  PANA 9600S, e termociclatore Gentier 96: geni ORF1ab, N ed E. Technogenetics		Liquido di conservazione tampone. Test di competenza UOSD Microbiologia		
Sars-CoV-2 Tampone Covid-19, ricerca antigene nucleocapside (N)  <b>Effettuabile presso Covid-Point aziendale</b>	<b>91.12.6_0 8558</b>  <b>Accettabile anche da applicativo regionale screening Covid-19</b>	Immunocromatografia a flusso laterale (lateral flow) Ditte varie <b>(I° generazione)</b>		Liquido di conservazione tampone. Fase analitica effettuata da operatori UO aziendali. Firma: UOSD Microbiologia se accettato in Cup Web altrimenti notifica SISP. Test di competenza UOSD Microbiologia		
Sars-CoV-2 Tampone Covid-19, ricerca antigene Nucleocapside (N).  <b>Effettuabile presso Covid-Point</b>	<b>91.12.6_0 8559</b>  <b>Accettabile anche da applicativo</b>	Immunofluorescenza SD Biosensor F2400/RELAB SRL <b>(II° generazione)</b>		Liquido di conservazione dedicato (fornito nel kit) del tampone. Fase analitica		



aziendale	regionale scening Covid-19	Immunofluorescenza FIATEST/Alifax <b>(II° generazione)</b>  Immunofluorescenza in microfluidica. Platform/ LumiraDX. Biomedical Service <b>(III° generazione)</b>  Immunofluorescenza in microfluidica. FRIEND/Nano Entek <b>(III° generazione)</b>		effettuata da operatori UO aziendali. Firma: se accettato in Cup Web firma Microbiologia altrimenti notifica SISP. Test di competenza UOSD Microbiologia		
Sars-CoV-2 Tampone Covid-19, ricerca antigene Nucleocapside (N)  <b>Effettuabile solo a personale dipendente ULSS 5 presso Covid Point o UO</b>	<b>91.12.6_0</b> <b>8565</b>  <b>Accettabile anche da applicativo regionale scening Covid-19 8565scr</b>	ECLIA Elettrochemiluminescen za/ Cobas/Roche <b>(IV° generazione)</b>		Liquido di conservazione tampone con inattivante. Validazione tecnica: Medicina di Laboratorio. Validazione clinica e firma UOSD Microbiologia. Test di competenza UOSD Microbiologia		
Scotch test (Ricerca Enterobius vermicularis, Ossiuri)	<b>90.93.2_0</b> <b>8412</b>			Rivolgersi per informazioni e materiali a a UOSD Microbiologia 0425 393392/71		
Serotonina ( 5-idrossitriptamina, 5- HT)	<b>No LEA</b> <b>7311</b>			Siero, blu elettrico	22	Padova
Serotonina urine (5- idrossitriptamina, 5- HT)	<b>No LEA</b> <b>7204</b>			Urina 24 ore, bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie.	22	Padova
SHBG (globulina da trasporto ormoni sessuali)	<b>90.25.7_0</b> <b>7365</b>			Siero, marrone	8	Mestre
Sirolimus (Rapamicina)	<b>90.17.C_3</b> <b>7393</b>			Sangue intero, lilla K2 EDTA Conservare il campione refrigerato.	10	Padova
<b>Sodio (natriemia)</b>	<b>90.40.4_2</b> <b>221</b>	ISE indiretto/ Cobas Roche	2	Plasma, verde chiaro, litio eparina routine, verde scuro litio eparina urgenze Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
<b>Sodio POCT Trecenta</b>	<b>90.40.4_2</b> <b>221p</b>	ONPG e beta galattosidasi/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro, litio eparina urgenze		
Sodio urinario (Sodiuria, natriuria)	<b>90.40.4_4</b> <b>406</b>	ISE indiretto/ Cobas Roche	4	Urina 24 ore, bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie. Campione mantenuto possibilmente in luogo fresco durante la raccolta.	1	
Somatomedina C (Igf-1)	<b>90.40.7_0</b> <b>7303</b>			Siero, marrone	12	Mestre
Somatostatina	<b>90.40.8_0</b>			Plasma, lilla	37	Padova



	<b>7347</b>			K2EDTA		
Striscio periferico (Esame microscopico del sangue periferico).	<b>90.63.4_0</b> <b>1100</b>	Microscopia robotizzata con colorazione May Grunwald Giemsa		Sangue intero, lilla, K2 EDTA. Necessaria contestuale richiesta di emocromo.	2	
Tacrolimus (FK 506)	<b>90.17.C_2</b> <b>1245</b>			Sangue intero, lilla K2 EDTA	5	Padova
Tampone Faringeo (Esame colturale essudato oro-faringeo: ricerca Streptococcus pedogenesi-Streptococco beta emolitico gruppo A- ed altri streptococchi beta emolitici)	<b>90.35.5_2</b> <b>8020</b>			Essudato oro-faringeo. Tampone dedicato. Fase analitica, validazione e firma: UOSD Microbiologia.		
Tampone uretrale maschile: Esame colturale Esame microscopico	<b>90.93.4_8</b> <b>90.86.4_33</b> <b>8830</b>			Secrezione e materiale biologico uretrale. Tampone dedicato. Fase analitica, validazione e firma: UOSD Microbiologia.		
Ricerca Neisseria gonorrhoeae	<b>91.03.5_6</b> <b>8632</b>			Esami DNA: AO Padova.		
Ricerca micoplasmi/ureaplasmi	<b>91.03.6_3</b> <b>8516</b>					
Neisseria gonorrhoeae DNA	<b>90.83.4_10</b> <b>8632</b>					
Chlamidia Trachomatis DNA	<b>90.83.4_8</b> <b>8540</b>					
TAS (TASLO) (anticorpi anti streptolisina O)	<b>91.08.5_0</b> <b>505</b>	Immunoturbidimetria/ Cobas 702 Roche	18	Plasma, verde chiaro, litio eparina	1	
Teicoplanina	<b>90.08.3_19</b> <b>1243</b>	Immunoturbidimetria, Subfornitore Roche: Thermo Scientific Cobas 501 Roche, Adria	10	Siero, Marrone	2	
Effettuabile solo nei reparti e Centri prelievi ospedalieri per immediata processazione del campione						
<b>Tempo di protrombina (PT) INR</b>	<b>90.75.4_0</b> <b>1101</b>	Viscosimetrico/ STAR R Max 3 STAGO	3	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
<b>Tempo di protrombina INR POCT</b>	<b>90.75.4_0</b> <b>1101pp</b>	Foto ottico/ Hemocrom CREMASCOLI		Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo		
<b>Tempo di protrombina INR POCT- MGI</b>	<b>90.75.4_0</b> <b>1101pp</b>	Fluorescenza in microfluidica. Platform/ LumiraDX. Biomedical Service		Sangue capillare		
<b>Tempo di tromboplastina parziale attivata(aPTT)</b>	<b>90.76.1_0</b> <b>1103</b>	Viscosimetrico/ STAR R Max 3 STAGO	3	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
<b>Tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT) POCT</b>	<b>90.76.1_0</b> <b>1103pp</b>	Foto ottico / Hemocrom CREMASCOLI		Plasma, celeste, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo		
Teofillina	<b>90.41.2_0</b> <b>1225</b>			Siero, rosa	9	Mestre
<b>Test di gravidanza</b>	<b>90.27.3_0</b> <b>649</b>	Immunocromatografico su card: ricerca HCG		Urina, vasetto sterile. Acquisibile presso farmacie.	1	



<b>Test di gravidanza POCT</b>	<b>90.27.3_0</b> <b>649p</b>	Immunocromatografico su card: ricerca HCG		Urina, vasetto sterile		
Testosterone libero	<b>90.41.4_0</b> <b>7031</b>			Siero, blu	17	Padova
Testosterone totale	<b>90.41.3_0</b> <b>731</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Trecenta	12	Siero, blu	2	
Tireoglobulina (TG)	<b>90.41.5_0</b> <b>7013</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria.	10	Siero, marrone. Conservare campione refrigerato max 72 ore.	8	
Topiramato LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettare come Privati Paganti.	<b>90.22.1_0</b> <b>1247</b>			Siero, blu elettrico	8	Padova
Toxoplasmosi	<b>IgG 91.09.4_2</b> <b>IgM 91.09.4_3</b> <b>7600</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Siero, gialla Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio, validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia	7	
Transferrina	<b>90.42.5_2</b> <b>247</b>	Turbidimetrico/ Cobas 502 Roche		Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Transferrina Desialata, Carboidrato Carente (CDT)  Richiedibile solo da utenti esterni.	<b>No LEA</b> <b>7355</b>  <b>Nota per amministrativi:</b> Accettare in fascia contrattuale NLEAPP.			Siero, blu.	15	Padova
Transferrina Indice di saturazione (Saturazione della transferrina)	<b>90.22.5_0</b> <b>90.42.5_2</b> <b>240</b>	Calcolo		Plasma, verde chiaro litio eparina Eseguibile solo se richiesta anche sideremia: 90.22.5_0	1	
Treponema Pallidum anticorpi totali. Determinazione qualitativa. Lue screening (Sifilide)	<b>91.10.2_2</b> <b>7631</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Siero, gialla Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio, Refertazione: UOSD Microbiologia	7	
Treponema Pallidum anticorpi anti cardiolipina (VDRL/RPR)	<b>91.11.1_0</b> <b>7625</b>			Siero, gialla Esecuzione e refertazione: UOSD Microbiologia		
Treponema Pallidum anticorpi quantitativo (TPHA/TPPA)	<b>91.10.5_0</b> <b>7629</b>			Siero, gialla Esecuzione e refertazione: UOSD Microbiologia		
Trigliceridi	<b>90.43.2_0</b> <b>253</b>	Glicerol-chinasi-POD/ Cobas Roche	8	Plasma, verde chiaro, litio eparina	1	
<b>Troponina T hs</b>  Disponibile solo in urgenza per ricoverati e PS	<b>90.82.3_0</b> <b>283</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/601/e411/ Roche	10 al cutoff	Plasma, verde scuro litio eparina urgenze.		
<b>Troponina T POCT</b>	<b>90.82.3_0</b> <b>283pp</b>	Chemiluminescenza/ AQT 90 De Mori	10 al cutoff	Plasma, verde chiaro litio eparina urgenze.		



TSHR, (Anticorpi anti recettore TSH, TRAb, TSI)	<b>90.53.5_0</b> <b>7353</b>			Siero, marrone	8	Mestre
TSH (Tireotropina)	<b>90.42.1_0</b> <b>705</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	6	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Urato (Acido urico, Uricemia).	<b>90.43.5_2</b> <b>251</b>	Uricasi e perox/ Cobas 702 Roche	5	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Urato urine (Uricuria, Acido urico urinario).	<b>90.43.5_4</b> <b>430</b>	uricasi e perox/ Cobas Roche	10	Urina 24 ore, bidone senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere campione possibilmente in luogo fresco	1	
<b>Urea (Azotemia)</b>	<b>90.44.1_2</b> <b>205</b>	enzimatico/ Cobas 702 Roche	4	Plasma, verde chiaro, litio eparina. Plasma, verde scuro litio eparina urgente	1	
Urea urine (Azoturia)	<b>90.44.1_3</b> <b>434</b>	Enzimatico/ Cobas 702 Roche	5	Urina 24 ore bidone senza conservati. Acquisibile in farmacia. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta	1	
<b>Urea (Azotemia) POCT Trecenta</b>	<b>90.44.1_2</b> <b>205p</b>	Ureasi, GLDH/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina urgente		
<b>Urine esame completo</b>	<b>90.44.3_0</b> <b>1501</b>	Riflettanza, esame microscopico del sedimento a lettura automatizzata		Urina campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. In caso di richiesta di esame urine+ urinocultura è sufficiente questo stesso unico vasetto. Acquisibile in farmacia. Consegna entro 4 ore dal prelievo. In urgenza non è effettuato l'esame microscopico del sedimento.  Esame chimico: UOSD Microbiologia. Visione sedimento UOC Medicina di Laboratorio	1	
<b>Urine POCT</b>	<b>90.44.3_0</b> <b>1320</b>	Riflettanza		Urina campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione.		
Urinocultura (Esame colturale dell'urina)	<b>90.93.6_0</b> <b>8010</b>			Urina, campione II° getto, scartando il		





				<p>primo. Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Per bambini è possibile eseguire la raccolte in appositi sacchetti. In caso di richiesta di esame urine+urinocoltura è sufficiente questo stesso unico vasetto/sacchettino. Contenitori acquisibili in farmacia. Fase analitica, validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia.</p>		
Vancomicina	<b>90.08.3_3</b> <b>1241</b>	Immunoturbidimetrico, Subfornitore Roche: Thermo Scientific Cobas 601 Roche Adria		Siero, marrone.	1	
VES (Velocità di eritrosedimentazione)	<b>90.82.5_0</b> <b>1013</b>	Fotometria capillare quantitativa/Test 1, Alifax		Sangue intero, nera K2EDTA	1	
VIP (Polipeptide intestinale vasoattivo)	<b>90.36.5_2</b> <b>7317</b>			Plasma, lilla K2 EDTA.	37	Padova
Prelievo eseguito solo presso Centri Prelievi Ospedalieri e UO per necessità di immediato trattamento del campione.						
Vitamina B12 (Cobalamina)	<b>90.13.5_0</b> <b>711</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Vitamina D (25-idrossicolecalciferolo, 25-idrossivitamina D)	<b>90.44.5_3</b> <b>7331</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 801 Roche.		Plasma. verde	2	
Vitamina E	<b>90.45.2_3</b> <b>7329</b>			Siero, blu elettrico	15	Padova
West Nile Fever anticorpi IgG/IgM	<b>91.13.1_29</b> <b>91.13.1_30</b> <b>886</b>			<p>Prelievo accompagnato richiesta WN del MMG. Fase analitica, validazione clinica e firma: UOSD Microbiologia</p>		
Zinco plasmatico	<b>90.45.4_2</b> <b>235</b>			Siero, rosa	12	Mestre

**Allergeni richiedibili singolarmente:**

NB: il codice Insiel corrisponde al codice internazionale (es. f76 corrisponde a alfa-lattoalbumina).

Per modalità di prelievo/esecuzione/tempi di risposta vedi sopra IgE specifiche. Gli allergeni in **grassetto** sono eseguiti presso AO Padova

**ACARI**



- d70 acarus
- d1 dermatophagoides pt.
- d2 dermatophagoides far.

- d202 nDer p 1 House dust mite (Dermatophagoides Pteron.)
- d203 rDer p 2 House dust mite (Dermatophagoides Pteron.)
- d205 rDer p 10 Tropomyosin, House dust mite (Dermatoph. P.)
- d73 Glycyphagus domesticus (Storage mite)
- d71 Lepidoglyphus destructor (Storage mite)

## ALBERI

- t1 Acero
- t3 Betulla
- t215 Bet v1
- t216 Bet v2
- t220 Bet v4
- t23 Cipresso mediterraneo
- t5 Faggio americano
- t4 Nocciolo
- t9 Olivo
- t2 Ontano bianco
- t11 Platano
- t14 Pioppo
- t12 Salice

- t225 rBet v 6 Birch (Betula verrucosa)
- t226 nCup a 1 Cypress (Cupressus arizonica)
- t224 rOle e 1 Olive (Olea europaea)
- t227 nOle e 7 Olive (Olea europaea)
- t241 rPla a 1Maple leaf sycamore, London plane (Plat. Acerifolia)
- t19 Acacia longifolia
- t209 Carpino bianco (Carpinus betulus)
- t17 Cryptomeria japonica
- t15 Frassino (Fraxinus americana)
- t210 Ligustro (Ligustrum vulgare)
- t8 Olmo americano (Ulmus americana)
- t16 Pino strobo (Pinus strobus)
- t7 Quercia bianca (Quercus alba)
- t208 Tiglio (Tilia cordata)

## ALIMENTI

- f47 Aglio
- f237 Albicocca
- f1 Albume
- f202 Anacardio
- f352 Ara h8
- f422 Ara h 1
- f423 Ara h2
- f 424 Ara h3
- f427 Ara h9
- f13 Arachidi
- f33 Arancia
- f80 Astice
- f7 Avena
- f96 Avocado
- f92 Banana
- f76 Bos d4 alfa lattoalbumina
- f77 Bos d5 beta lattoglobulina
- f78 Bos d8 caseina
- f93 Cacao
- f27 Carne di bue
- f213 Carne di coniglio
- f26 Carne di maiale
- f83 Carne di pollo
- f31 Carota
- f299 Castagna
- f48 Cipolla
- f428 Cor a1
- f425 Cor a8
- f440 Cor a9
- f439 Cor a14 Hazel nut
- f15 Fagioli bianchi
- f44 Fragola
- f233 Gal d1Ovomucoide
- **k208 Gal d4 Lisozima uovo**
- f24 Gambero
- **f98 Gliadina**
- f79 Glutine
- f23 Granchio comune
- f4 Grano
- f8 Granoturco

- f430 rAct d 8 PR-10, Kiwi (Actinidia deliciosa)
- f443 rAna o 3, Cashew nut (Anacardium occidentale)
- f352 rAra h 8 PR-10, Peanut (Arachis hypogaea)
- f426 rGad c 1 Cod (Gadus morhua)
- f232 nGal d 2 Ovalbumin, Egg (Gallus spp.)
- f353 rGly m 4 PR-10, Soy (Glycine max)
- f431 nGly m 5 beta-conglycinin, Soy (Glycine max)
- f432 nGly m 6 Glycinin (Glycine max)
- f441 rJug r 1 Walnut (Juglans regia)
- f442 rJug r 3 LTP, Walnut (Juglans regia)
- f416 rTri a 19 Omega-5 Gliadin, Wheat (Triticum spp.)
- f434 rMal d 1 PR-10, Apple (Malus domestica)
- f435 rMal d 3 LTP, Apple (Malus domestica)
- f433 rTri a 14 LTP, Wheat (Triticum aestivum)
- f313 Acciuga (Engraulis encrasicolus)
- f278 Alloro (Laurus nobilis)
- f329 Anguria (Citrullus lanatus)
- f261 Asparago (Asparagus officinalis)
- f304 Astice (Palinurus spp./Aragosta)
- f298 Astragalo (E413)
- f269 Basilico (Ocimum basilicum)
- f260 Broccoli (Brassica oleracea var. italica)
- f221 Caffè (Coffea spp.)
- f258 Calamaro (Loligo spp.)
- f338 Capesante (Pecten spp.)
- f284 Carne di tacchino (Meleagris gallopavo)
- f296 Carruba (E410)
- f216 Cavolo (Brassica oleracea var. capitata)
- f265 Cumino (Carum carvi)
- f281 Curry (Melanogrammus aeglefinus)
- f287 Fagioli rossi (Phaseolus vulgaris)
- f276 Finocchio fresco (Foeniculum vulgare)
- f81 Formaggio a pasta dura
- f82 Formaggio a pasta molle
- f309 Ceci (Cicer arietinus)
- f244 Cetriolo (Cucumis sativus)
- f268 Chiodi di garofano (Syzygium aromaticum)
- f242 Ciliegia (Prunus avium)
- f328 Fico (Ficus carica)



<ul style="list-style-type: none"> <li>• f84 Kiwi</li> <li>• f2 Latte</li> <li>• f45 Lievito</li> <li>• f20 Mandorla</li> <li>• f49 Mela</li> <li>• f87 Melone</li> <li>• f3 Merluzzo (pesce)</li> <li>• f37 Mitili</li> <li>• f17 Nocciola</li> <li>• f256 Noce</li> <li>• f6 Orzo</li> <li>• f35 Patata</li> <li>• f94 Pera</li> <li>• f95 Pesca</li> <li>• f253 Pinoli</li> <li>• f12 Piselli</li> <li>• f203 Pistacchio</li> <li>• f254 Platessa</li> <li>• f59 Polpo</li> <li>• f86 Prezzemolo</li> <li>• f25 Pomodoro</li> <li>• f419 Pru p1</li> <li>• f420 Pru p3</li> <li>• f421 Pru p4</li> <li>• f9 Riso integrale</li> <li>• f85 Sedano</li> <li>• f5 Segale</li> <li>• f10 Semi di sesamo</li> <li>• f14 Semi di soia</li> <li>• f58 Seppia</li> <li>• <b>f206 Sgombro (Scomber scombrus)</b></li> <li>• <b>f337 Sogliola</b></li> <li>• f40 Tonno</li> <li>• f204 Trota</li> <li>• f351 Tropomiosina Pen a1</li> <li>• f75 Tuorlo</li> <li>• f245 Uovo</li> <li>• f207 Vongola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• f294 Frutto della passione (<i>Passiflora edulis</i>)</li> <li>• f212 Funghi, champignon (<i>Agaricus hortensis</i>)</li> <li>• f336 Giuggiolo, frutto (<i>Ziziphus jujuba</i>)</li> <li>• f297 Gomma arabica (E414)</li> <li>• f246 Gomma di Guar (E412) (<i>Cyamopsis tetragonolobus</i>)</li> <li>• f11 Grano saraceno (<i>Fagopyrum esculentum</i>)</li> <li>• f231 Latte bollito</li> <li>• f300 Latte di capra</li> <li>• f215 Lattuga (<i>Lactuca sativa</i>)</li> <li>• f235 Lenticchia (<i>Lens esculenta</i>)</li> <li>• f208 Limone (<i>Citrus limon</i>)</li> <li>• f314 Lumaca (<i>Helix aspersa</i>)</li> <li>• f324 Luppolo (<i>Humulus lupulus</i>)</li> <li>• f262 Melanzana (<i>Solanum melongena</i>)</li> <li>• f332 Menta (<i>Mentha piperita</i>)</li> <li>• f55 Miglio comune (<i>Panicum milliaceum</i>)</li> <li>• f288 Mirtillo nero (<i>Vaccinium myrtillus</i>)</li> <li>• f211 Mora (<i>Rubus fruticosus</i>)</li> <li>• f18 Noce brasiliana (<i>Bertholletia excelsa</i>)</li> <li>• f36 Noce di cocco (<i>Cocos nucifera</i>)</li> <li>• 342 Oliva (<i>Olea europaea</i>)</li> <li>• f283 Origano (<i>Origanum vulgare</i>)</li> <li>• f293 Papaya (<i>Carica papaya</i>)</li> <li>• f218 Paprica, Peperone (<i>Capsicum annum</i>)</li> <li>• f90 Malto</li> <li>• f91 Mango (<i>Mangifera indica</i>)</li> <li>• f279 Pepe di Cayenna (<i>Capsicum frutescens</i>)</li> <li>• f280 Pepe nero (<i>Piper nigrum</i>)</li> <li>• f263 Pepe verde (<i>Piper nigrum</i>)</li> <li>• f209 Pompelmo (<i>Citrus paradisi</i>)</li> <li>• f255 Prugna (<i>Prunus domestica</i>)</li> <li>• f61 Sardina (<i>Sardinops melanosticta</i>)</li> <li>• f219 Semi di finocchio (<i>Foeniculum vulgare</i>)</li> <li>• f224 Semi di papavero (<i>Papaver somniferum</i>)</li> <li>• f89 Senape (<i>Brassica/Sinapis</i> spp.)</li> <li>• f214 Spinaci (<i>Spinachia oleracea</i>)</li> <li>• f259 Uva (<i>Vitis vinifera</i>)</li> <li>• f340 Rosso cocciniglia (E120) (<i>Dactylopius coccus</i>)</li> <li>• f41 Salmone (<i>Salmo salar</i>)</li> <li>• f270 Zenzero (<i>Zingiber officinale</i>)</li> <li>• f225 Zucca (<i>Cucurbita pepo</i>)</li> </ul>
---	--

**DERIVATI EPIDERMICI E PROTEINE ANIMALI**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• e5 Forfora di cane</li> <li>• e3 Forfora di cavallo</li> <li>• e1 Forfora di gatto</li> <li>• e85 Piume di gallina</li> <li>• e204 nBos d6 BSA Cow (<i>Bos</i> spp.)</li> <li>• <b>e101 rCan f 1 Dog (<i>Canis familiaris</i>)</b></li> <li>• <b>e102 rCan f 2 Dog (<i>Canis familiaris</i>)</b></li> <li>• <b>e94 rFel d 1 Cat (<i>Felis domesticus</i>)</b></li> <li>• <b>e220 nFel d 2 Cat serum albumin (<i>Felis domesticus</i>)</b></li> <li>• <b>e80 Epitelio di capra</b></li> <li>• <b>e6 Epitelio di cavia</b></li> <li>• <b>e84 Epitelio di hamster (criceto)</b></li> <li>• <b>e83 Epitelio di maiale</b></li> <li>• <b>e81 Epitelio di pecora</b></li> <li>• <b>e73 Epitelio di ratto</b></li> <li>• <b>e71 Epitelio di topo</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>e4 Forfora di vacca</b></li> <li>• <b>e70 Piume d'oca</b></li> <li>• <b>e86 Piume di anatra</b></li> <li>• <b>e89 Piume di tacchino</b></li> <li>• <b>e75 Proteine seriche di ratto</b></li> <li>• <b>e76 Proteine seriche di topo</b></li> <li>• <b>e87 Proteine seriche e urinarie di ratto</b></li> <li>• <b>e74 Proteine urinarie di ratto</b></li> <li>• <b>e72 Proteine urinarie di topo</b></li> </ul>
---	---

**ERBE**



<ul style="list-style-type: none"> <li>• w1 Ambrosia (<i>Ambrosia elatior</i>)</li> <li>• w5 Assenzio maggiore</li> <li>• w6 Assenzio selvatico</li> <li>• w10 Farinaccio</li> <li>• w9 Lanciuola</li> <li>• w7 Margherita dei prati</li> <li>• w19 Parietaria off.</li> <li>• w21 Parietaria jud.</li> <li>• w211 Par j2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• w230 nAmb a 1 Ragweed (<i>Ambrosia elatior</i>)</li> <li>• w231 nArt v 1 Mugwort (<i>Artemisia vulgaris</i>)</li> <li>• w233 nArt v 3 LTP, Mugwort (<i>Artemisia vulgaris</i>)</li> <li>• w234 rPla l 1 Plantain (<i>Plantago lanceolata</i>)</li> <li>• w18 Acetosa minore (<i>Rumex acetosella</i>)</li> <li>• w3 Ambrosia trifida</li> <li>• w15 Atriplex lentiformis</li> <li>• w16 Ciliatalva</li> <li>• w204 Girasole (<i>Helianthus annuus</i>) annuus)</li> <li>• w17 Granata (<i>Kochia scoparia</i>)</li> <li>• w20 Ortica comune (<i>Urtica dioica</i>)</li> <li>• w8 Taraxacum vulgare</li> <li>• w12 Verga d'oro (<i>Solidago virgaurea</i>)</li> </ul>
--	---

## FARMACI

<ul style="list-style-type: none"> <li>• c6 Amoxicillina</li> <li>• c1 Penicilloyl G</li> <li>• c2 Penicilloyl V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• c202 Succinilcolina (<i>Suxamethonium (succinylcholine)</i>)</li> <li>• c5 Ampicillina</li> <li>• c7 Cefaclor</li> </ul>
---	---

## MISCELLANEA

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ro214 MUXF3 CCD bromelina</li> </ul>	
---	--

## MUFFE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• m6 <i>Alternaria alternata</i></li> <li>• m3 <i>Aspergillus fumigatus</i></li> <li>• m5 <i>Candida albicans</i></li> <li>• m2 <i>Cladosporium herbarum</i></li> <li>• m4 <i>Mucor racemosus</i></li> <li>• m1 <i>Penicillium notatum</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• m229 rAlt a 1 (<i>Alternaria alternata</i>)</li> <li>• m218 rAsp f 1 (<i>Aspergillus fumigatus</i>)</li> <li>• m219 rAsp f 2 (<i>Aspergillus fumigatus</i>)</li> <li>• m220 rAsp f 3 (<i>Aspergillus fumigatus</i>)</li> <li>• m221 rAsp f 4 (<i>Aspergillus fumigatus</i>)</li> <li>• m222 rAsp f 6 (<i>Aspergillus fumigatus</i>)</li> <li>• m207 <i>Aspergillus niger</i></li> <li>• m12 <i>Aureobasidium pullulans</i></li> <li>• m7 <i>Botrytis cinerea</i></li> <li>• m16 <i>Curvularia lunata</i></li> <li>• m80 Enterotossina A di <i>Staffilococco</i></li> <li>• m81 Enterotossina B di <i>Staffilococco</i></li> <li>• m223 Enterotossina C di <i>Staffilococco</i></li> <li>• m226 Enterotossina TSST di <i>Staffilococco</i></li> <li>• m9 <i>Fusarium proliferatum</i> (F. moniliforme)</li> <li>• m227 <i>Malassezia</i> spp.</li> <li>• m13 <i>Phoma betae</i></li> <li>• m70 <i>Pityrosporum orbiculare</i> (syn. <i>Malassezia</i>)</li> <li>• m11 <i>Rhizopus nigricans</i></li> <li>• m8 <i>Setomelanomma rostrata</i> (<i>Helminthosporium halodes</i>)</li> <li>• m10 <i>Stemphylium herbarum</i> (S. botryosum)</li> <li>• m201 <i>Tilletia tritici</i></li> <li>• m211 <i>Trichophyton mentagrophytes</i> var. <i>interdigitale</i></li> <li>• m203 <i>Trichosporon pullulans</i></li> </ul>
--	---

## POLLINI DI GRAMINACEE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• g13 Bambagiona</li> <li>• g6 Coda di topo</li> <li>• g2 Erba canina</li> <li>• g3 Erba mazzolina</li> <li>• g15 Grano</li> <li>• g202 Granoturco</li> <li>• g8 Gramigna dei prati</li> <li>• g5 Logliarello</li> <li>• g1 Paleino odoroso</li> <li>• g4 Paleo dei prati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• g205 rPhl p1 Timothy (<i>Phleum pratense</i>)</li> <li>• g206 rPhl p2 Timothy (<i>Phleum pratense</i>)</li> <li>• g208 nPhl p4 Timothy (<i>Phleum pratense</i>)</li> <li>• g210 Phl p7</li> <li>• g212 Phl p12</li> <li>• g215 rPhl p5b Timothy (<i>Phleum pratense</i>)</li> <li>• g216 nCyn d 1 Bermuda grass (<i>Cynodon dactylon</i>)</li> <li>• g209 rPhl p 6 Timothy (<i>Phleum pratense</i>)</li> <li>• g211 rPhl p 11 Timothy (<i>Phleum pratense</i>)</li> <li>• g10 Cannarecchia (<i>Sorghum halepense</i>)</li> </ul>
---	---


**POLVERI di casa**

- h1 Polvere da Greer Labs.Inc

- h2 Polvere da Hollister-Stiers Labs

**PROFESSIONALI**

- k82 Lattice
- k215 rHev b 1 Latex (Hevea brasiliensis)
- k217 rHev b 3 Latex (Hevea brasiliensis)
- k218 rHev b 5 Latex (Hevea brasiliensis)
- k219 rHev b6 Latex (Hevea brasiliensis)
- k220 rHev b 6.02 Latex (Hevea brasiliensis)
- k221 rHev b 8 Profilin, Latex (Hevea brasiliensis)
- k222 rHev b9 Latex (Hevea brasiliensis)
- k224 rHev b 11 Latex (Hevea brasiliensis)
- k202 nAna c 2 Bromelain, Pineapple (Ananas comosus)
- k87 nAsp o 21 alpha-amylase (Aspergillus oryzae)

- k204 Maxatase (Bacillus licheniformis)
- k205 Alkalase (Bacillus spp.)
- k209 Anidride esaidroftalica
- k79 Anidride ftalica
- k81 Ficus benjamina (Ficus spp.)
- k80 Formalina Formaldeide
- k76 Isocianato MDI (Diphenylmethane diisocyanate)
- k75 Isocianato TDI (Toluene diisocyanate)
- k78 Ossido di etilene
- k71 Semi di ricino
- k74 Seta (Bombyx mori)
- k86 TMA (Trimellitic anhydride)

**VELENO D'INSETTI**

- i1 Ape
- i2 Calabrone bianco
- i75 Calabrone europeo
- i3 Giallone
- i4 Vespa
- i77 Vespa europea
- i208 rApi m 1 Phospholipase A2, Honey bee (Apis mellifera)
- i217 rApi m10, Honey bee (Apis mellifera)
- i211 rVes v 1 Phospholipase A1, Common wasp (Vespula vulg.)
- i209 rVes v 5 Common wasp (Vespula vulgaris)
- i210 rPol d 5 Paper wasp (Polistes dominulus)
- i8 Baco da seta (Bombyx mori)
- i205 Bombo (Bombus terrestris)

- i5 Calabrone giallo (Dolichovespula arenaria)
- i72 Dittero di chironoride (Cladotanytarsus Lewisii)
- i70 Formica (Solenopsis invicta)
- i73 Larve rosse di zanzara (Chironomus thummi)
- i6 Scarafaggio (Blatella germanica)
- i204 Tafano (Tabanus spp.)
- i71 Zanzara comune (Aedes communis)

Totali prestazioni CPL 706

Totali prestazioni escluso le 334 IgE Specifiche per allergeni: 372

Esami in service esclusi allergeni: 109

Esami in service con allergeni: 309