

**Redatto**

Flora Formenton

**Verificato**Dirigenti, Tecnici, Infermieri, OSS,  
Amministrativi**Approvato**

Alessandro Camerotto

**Aggiornato il 04.03.2020**

Gentile utente, operatore, questo catalogo è stato redatto per portare a conoscenza l'offerta di prestazioni della UOC Medicina di Laboratorio nelle sedi ospedaliere di esecuzione degli esami (Adria, Rovigo e Trecenta) e dei punti prelievo dei distretti 1 e 2 dell'ULSS 5.

Troverà gli esami in ordine alfabetico con le seguenti specifiche:

nella colonna **Denominazione del test/Prestazione** è specificato il nome del test e l'eventuale sigla corrispondente. Gli esami evidenziati in **rosso** e grassetto sono richiedibili anche/come urgenti da Pronto Soccorso e UO Ospedaliera.

Nella colonna **Codice regionale (CVP) e codice CUP/WEB Insiel** è indicato il codice LEA attribuito al test dalla Regione Veneto attraverso il Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP, versione 1.3) e, in carattere rosso, il codice Insiel utilizzabile in fase di accettazione dall'operatore del Centro Prelievi/UO ospedaliera.

I codici regionali di questo catalogo sono i codici in uso nella ULSS 5, inseribili dai medici in ricetta. I codici regionali della UOSD Microbiologia sono presenti nel catalogo corrispondente.

Nella colonna **Metodo/tecnologia/strumento** è indicato il metodo/tecnologia con cui vengono eseguiti i test eseguiti nella UOC Medicina di Laboratorio.

Nella colonna **Precisione CV%** è indicato, per alcuni test, il coefficiente di variazione (CV%). Esso è un indice di incertezza ottenuto con la formula: deviazione standard/media x 100.

Il CV% indicato è ottenuto su controlli commerciali e calcolato come media dei vari livelli di dosaggio.

Nelle colonna **Tipo di campione/provetta/note** è indicata la matrice (siero, plasma, etc.) su cui viene eseguito il test, il colore del tappo della provetta o il contenitore, l'eventuale anticoagulante e particolari modalità di raccolta e conservazione del campione.

Nella colonna **Tempo di refertazione** è indicato il tempo massimo di attesa del referto utenti esterni espresso come primo giorno lavorativo utile dal venerdì al sabato, escluso il giorno del prelievo. Di norma comunque l'80 % degli esami è disponibile entro le ore 16 del giorno del prelievo. I primi esami interni di routine sono visualizzabili nei terminali dei reparti per le ore 10.00.

Gli esami richiedibili come urgenti (PS e ricoverati) sono visualizzabili nei terminali entro 1 ora dall'arrivo del campione in Laboratorio

Gli esami di utenti esterni richiesti "in giornata" sono in rete entro le ore 14.00 del giorno del prelievo.

Nella colonna **Sede esecuzione al di fuori del Laboratorio ULSS 5** è indicata la sede di esecuzione degli esami in service: test che, per scarsa numerosità o impossibilità tecnica di esecuzione, sono inviati a strutture extra aziendali. Questi esami, indicati nel Catalogo, sono completamente gestiti dal Laboratorio.

**Nota:** gli esami non presenti in questo Catalogo sono richiesti direttamente dall'UO a laboratori extra azienda utilizzando il MOD/MLAB/15. Il dirigente delle UOC Medicina di Laboratorio, Centro Trasfusionale, Microbiologia e Anatomia Patologica, ognuno per la propria competenza, li autorizza, previa valutazione dell'appropriatezza.



Le modalità di prelievo, conservazione e risposta sono concordate direttamente dall'UO richiedente con il laboratorio extraziendale. Per questi esami la UOC Medicina di Laboratorio mette a disposizione il punto di raccolta dei campioni e richieste prima del ritiro degli stessi da parte dell'autista aziendale con il quale la UO si è accordata precedentemente.

Per informazioni relative all'unità di misura e intervalli di riferimento si rimanda al referto.

Per informazioni relative alla tariffa si rimanda al Nomenclatore Tariffario Regionale.

Per informazioni su rilevanza clinica/scopo dell'esame si rimanda a [www.labtestsonline.it](http://www.labtestsonline.it)

Denominazione del test Prestazione	Codice Regionale (CVP) e Codice Cup WEB Insiel	Metodo/ tecnologia/strumento	Precisione CV%	Tipo di campione/ provetta/note	Tempo di refertazione	Sede esecuzione al di fuori del Laboratorio ULSS 5
Prelievo di sangue arterioso	91.48.5_1					
Prelievo di sangue venoso.	91.49.2_1 pv			Sono eseguiti i prelievi anche per campioni di Microbiologia, Centro Trasfusionale, Lab. Farmacologia e Biologia Molecolare dott. Gusella.		
Prelievo di sangue venoso a domicilio	91.49.F			Prestazione per Assistenza domiciliare (ADI/SAD)		
Prelievo microbiologico: tamponi faringeo, linguale, cutanei, da ferita/ulcera, uretrali, balano-prepuziali, auricolari, nasali, oculari, anali e perianali, periungueale. Esame colturale ungueale per ricerca miceti.	91.49.3_1 pm			Prestazioni refertate da Microbiologia		
Acidi biliari (Sali biliari).	90.01.5_0 7341			Siero, blu elettrico.	10	Padova
Acido citrico (Citrato).	90.02.2_3 7208			Urina 24 ore, bidone senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere refrigerato durante la raccolta	15	Mestre
Acido Delta Aminolevulinico (ALA).	90.02.3_0 7396			Urina 24 ore, bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie. Tenere al buio e refrigerato proteggendo con carta stagnola. Contestualmente va richiesta la creatinina urinaria.	20	Padova Igiene Industriale
Acido 2,5 esandione libero	No LEA 7243			Urine fine turno di lavoro, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per	20	Padova Igiene Industriale



				tempi piu' lunghi a -20C. Richiedibile solo da utenti esterni.		
Acido Fenilglicosilico (GFL)	<b>No LEA</b> <b>7240</b>			Urine, fine turno di lavoro Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi piu' lunghi a -20C. Richiedibile solo da utenti esterni.	20	Padova Igiene Industriale
Acido 5 idrossi 3 indolacetico. (5-HIAA)	<b>90.02.1_0</b> <b>7200</b>			Urina 24 ore, bidone con HCl 20 mL ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri. <b>Dieta:</b> A partire dai 2 giorni precedenti la raccolta delle urine e durante la stessa, evitare di mangiare banane, prugne, caffè, the, cioccolato, kiwi, ananas, avocado, noci, nicotina, verdure.	15	Mestre
Acido ippurico	<b>90.02.4_0</b> <b>7229</b>			Urine, campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi piu' lunghi a -20C Se richiesto per medicina del lavoro il test deve essere effettuato sulle urine fine turno di lavoro.	20	Padova Igiene Industriale
<b>Acido lattico (lattato).</b>  <b>Acido lattico su liquor: vedi Liquor chimico fisico</b>	<b>90.02.5_2</b> <b>275</b>	Colorimetrico/lattato piruvato. Cobas 502 Roche	10	Plasma, grigio Fluoruro di sodio + K3 EDTA. Eseguibile solo presso Centro Prelievi e UO Ospedale di Rovigo e Adria per immediato trattamento del campione. Le provette sono fornite dal Laboratorio (tel 3354) a fronte di un prelievo per specifico paziente.	1	



Acido mandelico	<b>No LEA</b> <b>7238</b>			Urine fine turno di lavoro, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi più lunghi a -20C	20	Padova Igiene Industriale
Acido metilippurico	<b>No LEA</b> <b>7231</b>			Urine fine turno di lavoro, Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione in provetta sottovuoto. Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi più lunghi a -20C. Richiedibile solo da utenti esterni.	20	Padova Igiene Industriale
Acido micofenolico	<b>90.17.C_5</b> <b>7405</b>			Plasma, Lilla K2 EDTA, Prelievi eseguiti solo presso Centri Prelievi Ospedalieri per immediato trattamento.	9	Padova
Acido omovanillico. LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettare come Privati Paganti.	<b>90.38.G_2</b> <b>7212</b>			Urina 24 ore, bidone con HCl 20mL. ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci	15	Mestre
Acido vanilmandelico (VMA)	<b>90.03.5_0</b> <b>448</b>			Urina 24 ore, bidone con HCl 20 mL ritirabile presso i centri prelievo ospedalieri. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci.	15	Mestre
<b>Acido Valproico (Valproato)</b>	<b>90.03.4_0</b> <b>1231</b>	Immunoenzimatico G6PDH Cobas 502 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma, verde scuro litio eparina urgenze	1	
Adrenalina Noradrenalina	<b>90.04.3_2</b>		20	Urina 24 ore, bidone	20	Mestre



(Catecolamine).	<b>90.04.3_3</b> <b>7510</b>			con conservante HCL 20mL.Ritirabile presso i centri prelievi ospedalieri. Mantenere in frigo durante la raccolta. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffeina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci.		
<b>Alanina aminotransferasi (ALT, GPT)</b>	<b>90.04.5_0</b> <b>295</b>	IFCC con piridossal fosfato / Cobas 702 Roche	6	Plasma, verde chiaro litio eparina routine. Verde scuro, litio eparina, urgenze.	1	
<b>Alanina aminotransferasi (ALT, GPT) POCT Trecenta.</b>	<b>90.04.5_0</b> <b>295p</b>	IFCC modificato senza PP. Piccolo / De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina.		
Albumina	<b>90.05.1_2</b> <b>525</b>	Immunoturbidimetria / Cobas Roche	5	Plasma, verdechiaro litio eparina routine	1	
Albuminuria (Microalbuminuria)	<b>90.33.4_2</b> <b>604</b>	Immunoturbidimetria/ Cobas Roche	12	Urina 24 ore, bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco.	1	
Albuminuria/creatininuria ACR ( albumin, creatinine ratio) Microalbuminuria estemporanea	<b>90.33.4_3</b> <b>663</b>	Immunoturbidimetria/ Cobas Roche		Early morning (prime urine del mattino evitando attività fisica prima della raccolta). Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione Acquisibile presso farmacie.	1	
Aldosterone	<b>90.05.3_3</b> <b>basale/ ortostatismo</b> <b>759</b>  <b>90.05.3_2</b> <b>clinostatismo</b> <b>761</b>	Immunochemiluminescenza/X Liaison Dia Sorin		Plasma, lilla grande K2EDTA Possono essere richiesti due prelievi, in clino e ortostatismo: il primo prelievo, in clinostatismo, è effettuato all'utente sdraiato da almeno 45 minuti. L'utente è invitato poi a passeggiare in modo ininterrotto per 45 minuti. Effettuare immediatamente il prelievo in ortostatismo (da seduto). Il prelievo in clinostatismo è eseguito solo presso i centri	15	Mestre



				prelievi Ospedalieri. Procedura condivisa con Ambulatorio Ipertensione ULSS 5.		
Aldosterone urinario	<b>90.05.3_4</b> <b>7500</b>			Urina 24 ore bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie. Mantenere in frigo durante la raccolta	15	Padova
<b>Alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica, Amilasi pancreatica)</b>	<b>90.06.5_0</b> <b>311</b>	Colorimetrico enzimatico/ Cobas 702 Roche	12	Plasma, verde litio eparina routine. Verde scuro litio eparina urgenze.	1	
Alfa amilasi totale (Amilasi Alfa).	<b>90.06.4_2</b> <b>307</b>	Substrato EPS-G7/Colorimetrico enzimatico/ Cobas 702 Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina.	1	
Alfa amilasi totale urinaria.	<b>90.06.4_3</b> <b>461</b>	Vedi alfa amilasi totale		Urina 24 ore. Bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie.	1	
<b>Alfa amilasi totale POCT Trecenta</b>	<b>90.06.4_2</b> <b>307p</b>	Assorbanza substrato CNPG3 Piccolo/De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina		
Alfa 1 antitripsina	<b>90.05.4_0</b> <b>517</b>			Plasma, verde chiaro litio eparina	6	Mestre
Alfa 1 fetoproteina (AFP).	<b>90.05.5_2</b> <b>717</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro	2	
Alfa1 microglobulina	<b>90.06.2_3</b> <b>622</b>			Urina 24 ore, bidone senza conservanti mantenuta in frigo durante la raccolta	15	Padova
Alfa 2 macroglobulina.	<b>90.06.3_0</b> <b>7323</b>			Siero, blu elettrico. Bidone acquisibile presso farmacie.	8	Padova
Amfetamina/Metamfetamina/ MDMA (Extasy): classe (screening, dosaggio qualitativo)	<b>90.18.3_3</b> <b>1251</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche per aspetti medico legali nota benzodiazepine urinarie.	2	
Aminoacidi totali frazionamento cromatografico.	<b>90.07.3_2</b> <b>7375</b>			Plasma, lilla K2 EDTA	35	Padova
Amiodarone	<b>90.20.3_3</b> <b>7377</b>			Siero, rosa	19	Mestre
<b>Ammonio</b>	<b>90.07.5_0</b> <b>273</b>	Enzimatica spettrofotometrica Cobas e502	18	Plasma, lilla K2EDTA. Conservare campione refrigerato fino alla consegna in laboratorio entro 10 minuti dal prelievo. Effettuabile solo nei	1	



				reparti e Centri prelievi ospedalieri per immediata processazione del campione		
Anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgG/IgM.	<b>90.49.6_4</b> <b>90.46.6_5</b> <b>7402</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti cardiopina IgG-IgM (ACA).	<b>90.47.5_2</b> <b>90.47.5_3</b> <b>575</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero marrone	18	
Anticorpi anti cellule parietali gastriche (APCA, PCA).	<b>90.48.1_0</b> <b>561</b>	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (ANCA P-ANCA e C-ANCA): Anticorpi anti mieloperossidasi (MPO) 90.51.6_0 Anticorpi anti proteinasi 3 (PR3s) 90.53.8_0.	<b>90.48.2_0</b> <b>580</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti DNA nativo (nDNA F.E.I.A., test screening) Anticorpi anti DNA nativo (nDNA I.F.I. Test di conferma)	<b>90.48.3_0</b> <b>554</b>	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone. E' eseguito il test di conferma solo in caso di positività del test di screening.	18	
Anticorpi anti endomisio IgA (EMA)	<b>90.47.E_0</b> <b>569</b>	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili - ENA screening	<b>90.47.3_0</b> <b>581</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti-JO1	<b>90.47.7_0</b> <b>582</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti-RNP	<b>90.47.8_0</b> <b>582</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti Scl-70	<b>90.47.9_0</b> <b>582</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti-Sm	<b>90.47.A_0</b> <b>582</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti -SS-A	<b>90.47.B_0</b> <b>582</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti-SS-B	<b>90.47.C_0</b> <b>582</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti antigeni nucleari estraibili: anti-centromero-B ( ANTI CENP-B).	<b>90.52.5_24</b> <b>581h</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone. Richiedibile solo per esterni. Per interni richiedere ANA (551).	18	
Anticorpi anti fattore intrinseco (IFA)	<b>90.52.5_9</b> <b>7399</b>			Siero, blu elettrico	15	Padova





Anticorpi anti fosfolipidi: accettare anticorpi anticardiolipina IgG/IgM e anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgG/IgM.						
Anticorpi anti glutammico decarbossilasi (GAD)	<b>90.49.7_0</b> <b>7363</b>			Siero, giallo	13	Mestre
Anticorpi anti tirosin fosfatasi ( IA-2)	<b>90.52.5_12</b> <b>7379</b>			Siero, blu elettrico	20	Padova
Anticorpi anti insula pancreatica, anti beta- cellula, (ICA-IgG)	<b>90.50.5_0</b> <b>7359</b>			Siero, giallo	13	Mestre
Anticorpi anti glicoproteina mielina associata (MAG)	<b>90.51.3_0</b> <b>7371</b>			Siero, blu elettrico	35	Padova
Anticorpi anti microsomi epatici e renali (LKMA)	<b>90.51.5_0</b> <b>563</b>	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti mitocondri (AMA)	<b>90.52.1_0</b> <b>557</b>	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti muscolo liscio (ASMA)	<b>90.52.2_0</b> <b>559</b>	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti nucleo (ANA)	<b>90.52.4_0</b> <b>551</b>	Immunofluorescenza indir./QUANTA Link, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti peptidi citrullinati (Anticorpi anti citrulina)	<b>90.47.D_0</b> <b>587</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone	18	
Anticorpi anti peptidi deamidati della gliadina IgA , IgG (bambini < 2 anni)	<b>90.49.Z_0</b> <b>598</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone. Attenzione: il codice 90.49.Z_0 genera automaticamente i 2 anticorpi IgA e IgG.	18	
Anticorpi anti proteinasi 3: vedi anticorpi citoplasma dei neutrofilo				Siero, marrone		
Anticorpi anti recettore Acetilcolina (ARAB, anti AchR)	<b>90.53.9_0</b> <b>7357</b>			Siero, blu elettrico	20	Padova
Anticorpi anti Saccaromyces Cerevisiae (ASCA) IgG	<b>90.53.A_2</b> <b>590</b>			Siero, giallo	10	Mestre
Anticorpi anti Saccaromyces Cerevisiae (ASCA) IgA	<b>90.53.A_3</b> <b>590</b>			Siero, giallo	10	Mestre
Anticorpi anti surrene	<b>90.54.3_0</b> <b>7381</b>			Siero, giallo. Il test può sostituire anticorpi anti 21 idrossilasi (non LEA).	12	Mestre
Anticorpi anti tireoglobulina (AbTG)	<b>90.54.4_0</b> <b>565</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria	20	Siero, marrone.	8	
Anticorpi anti tireoperossidasi (TPO) (anti microsomi tiroide)	<b>90.51.4_3</b> <b>567+565</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria	20	Siero, marrone.	8	
Anticorpi anti transglutaminasi IgA.	<b>90.53.D_2</b> <b>585</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone. Sono accettate in automatico anche IgA totali.	18	
Anticorpi anti transglutaminasi IgG	<b>90.53.D_3</b> <b>585a</b>	CLIA Chemiluminescenza/ BIOFLASH, Werfen		Siero, marrone.	18	





<b>Antidepressivi triciclici (classe, dosaggio quantitativo tra cui imipramina e amitriptilina)</b>	<b>90.28.3_0</b> <b>1227</b>	Immunodosaggio. Rilevazione enzimatica G6PDH/Werfen/ Cobas 502 Roche Rovigo	10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma verde scuro litio eparina urgenze.	2	
Antigene carboidratico CA 15.3	<b>90.55.2_0</b> <b>753</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Antigene carboidratico CA 19.9 (GICA)	<b>90.55.3_0</b> <b>749</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Antigene carboidratico CA125	<b>90.55.1_0</b> <b>751</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Antigene carboidratico CA 50	<b>90.55.5_0</b> <b>7333</b>			Siero, blu elettrico	17	Padova
Antigene carboidratico CA 72.4	<b>90.56.1_0</b> <b>7335</b>			Siero, marrone	17	Mestre
Antigene polipeptidico tissutale (TPA)	<b>90.56.4_2</b> <b>7009</b>		20	Siero, marrone	18	Padova
Anti Mulleriano Ormone (AMH)	<b>No LEA</b> <b>7014</b>	Chiemioluminescenza/ Beckman Coulter/ Access Trecenta		Siero, blu grande Richiedibile solo da utenti esterni. Nota per amministrativi: Accettare in fascia contrattuale NLEAPP.	10	
<b>Antitrombina funzionale (AT3)</b>	<b>90.57.5_0</b> <b>1107</b>	Cromogenico/ STAR R Max 3 STAGO	6	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo.	1	
<b>Apixaban</b>	<b>90.17.C_6</b> <b>1135</b>	Cromogenico anti X attivato / STAR R Max 3 STAGO	3.0	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo. Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS.		
<b>Aptoglobina (HPT)</b>	<b>90.09.1_0</b> <b>523</b>	Turbidimetrico Cobas 502 Roche.	8	Plasma, verde chiaro litio eparina routine, verde scuro litio eparina urgenze	1	
Aspartato aminotransferasi (AST, GOT)	<b>90.09.2_0</b> <b>293</b>	IFCC con piridossal fosfato/ Cobas Roche	6	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Bande oligoclonali	<b>548</b>			Liquor, provetta con tappo rosso a vite. Effettuare contestuale prelievo venoso: Siero, rosa. Solo per ricoverati.	25	Padova
BCR/ABL (Cromosoma Philadelphia) qualitativo per diagnosi	<b>91.36.5_0</b> <b>(estrazione)</b> <b>91.29.3_0 (x2)</b> <b>91.29.4_0</b> <b>BCR</b> <b>accorpamento:</b> <b>BCR/ABL</b> <b>QUALITATIVA-</b> <b>ESORDIO</b>			Sangue intero, Viola grande K2 EDTA, 4 provette. Conservare campione refrigerato. Esecuzione prelievo solo presso centri prelievi ospedalieri,	20	



				il martedì e giovedì su prenotazione CUP al n. tel. 800061644. Prestazioni eseguite/refertate dal Laboratorio Farmacologia e Biologia Molecolare dott.ssa Gusella Trecenta. Test per diagnosi.		
BCR/ABL (Cromosoma Philadelphia) quantitativo per monitoraggio terapia	<b>91.36.5_0 (estrazione)</b> <b>91.29.3_0</b> <b>91.29.4_0 (x2)</b> <b>BCR</b> <b>accorpamento:</b> <b>BCR/ABL</b> <b>QUANTITATIVA-MONITORAGGIO DELLA TERAPIA PER MALATTIA MINIMA RESIDUA</b>			Sangue intero, viola grande K2 EDTA, 4 provette Conservare campione refrigerato. Esecuzione prelievo solo presso Centri Prelievi Ospedalieri il martedì e giovedì su prenotazione CUP al n. tel. 800061644. Prestazioni eseguite dal Laboratorio Farmacologia e Biologia Molecolare dott.ssa Gusella Trecenta.	20	
Bence Jones (proteina di...) (Ricerca qualitativa catene leggere kappa e lambda monoclonali nelle urine con immunofissazione)	<b>90.69.2_3</b> <b>610</b>	Gel di agarosio/ Hydragel/Sebia		Urina II° minzione Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione sottovuoto. Acquisibile presso farmacie.	5	
<b>Benzodiazepine (Classe, dosaggio qualitativo).</b>	<b>90.09.4_2</b> <b>1201</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Plasma, verde chiaro litio eparina	2	



Benzodiazepine (Screening, classe, dosaggio qualitativo).	<b>90.09.4_3</b> <b>1203</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina vasetto sterile giallo. - Richiedibile in urgenza solo da UO Rianimazione, previa autorizzazione Dirigente reperibile del Laboratorio, con risultato entro 24 ore. - Si esegue su appuntamento a Rovigo anche per lavoratori/concorsi con attivazione di catena di custodia e, in caso di contestazione del richiedente, invio al Laboratorio di tossicologia forense di Mestre per analisi di conferma, con ulteriore pagamento. - Su richiesta dell'autorità giudiziaria si procede alla sola conservazione dei campioni con catena di custodia per invio a Lab. Tossicologia di Mestre (senza accettazione informatica).	2	
Beta 2 microglobulina	<b>90.10.1_2</b> <b>7011</b>	Immunoturbidimetria/ Cobas 501 Roche Adria.	10	Siero, marrone. Conservare campione refrigerato.	8	
Beta 2 microglobulina urinaria	<b>90.10.1_3</b> <b>7509</b>		10	Urina 24 ore, bidone con carbonato di sodio, ritirabile presso centri prelievi ospedalieri.	8	Padova
<b>Bilirubina totale</b>	<b>90.10.4_0</b> <b>211</b>	Colorimetrico/ Cobas 702 Roche	8	Plasma, verde chiaro litio eparina, verde scuro litio eparina urgenze	1	
<b>Bilirubina totale POCT Trecenta</b>	<b>90.10.4_0</b> <b>211p</b>	Bilirubina ossidasi/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina urgenze		
Bilirubina diretta	<b>90.10.5_2</b> <b>210</b>	colorimetrico/ Cobas Roche	15	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Buprenorfina (screening, dosaggio qualitativo)	<b>90.18.3_28</b> <b>1263</b>	Immunoenzimatico/ Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24		



				ore. Vedi anche, per aspetti medico legali, nota benzodiazepine urinarie.		
<b>Calcio totale (calcemia)</b>	<b>90.11.4_2</b> <b>227</b>	Colorimetrico o-cresoltaleina/ Cobas 702 Roche	5	Plasma, verde chiaro litio eparina, verde scuro litio eparina urgenze	1	
<b>Calcio totale POCT Trecenta</b>	<b>90.11.4_2</b> <b>227p</b>	Assorbanza Arsenazo III. Piccolo /de Mori		Plasma, verde scuro litio eparina		
Calcio totale urine (calciuria 24h)	<b>90.11.4_3</b> <b>418</b>	o-cresoltaleina/ Cobas Roche	5	Urina 24 bidone ore senza conservati mantenuta possibilmente in luogo fresco durante la raccolta. Bidone acquisibile presso farmacie.	1	
Calcio ionizzato (ione)	<b>90.11.4_5</b> <b>245</b>	Elettrochimica / Gem Premier 4000 IL		Sangue intero venoso in siringa eparinata Prelievo solo presso Centri Prelievi Ospedalieri.	1	
Calcoli urinari ricerca qualitativa	<b>90.12.2_0</b> <b>631</b>	Esame chimico		Calcoli, contenitore da urinocoltura o coprocultura. Acquisibile presso farmacie.	8	Padova
Calcitonina	<b>90.11.5_2</b> <b>7315</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Siero, marrone. Conservare campione refrigerato.	2	
Calprotectina	<b>90.12.A_0</b> <b>797</b>			Feci contenitore standard con cucchiaino acquisibile presso le farmacie. Il campione può essere refrigerato fino a 3 giorni e per la consegna deve essere tenuto al freddo.	15	Padova
Cannabinoidi (screening, dosaggio qualitativo)	<b>90.18.3_7</b> <b>1253</b>	IIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche per aspetti medico legali nota benzodiazepine urinarie.	2	
<b>Carbamazepina</b>	<b>90.12.3_0</b> <b>1239</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche	10	Siero, verde litio eparina	2	
Cariotipo ad alta risoluzione	<b>91.34.4_0</b> <b>91.34.5_0</b> <b>8126</b>			Sangue intero Verde scuro Test richiedibile solo da UO Pediatria		Padova



				secondo protocollo rilasciato dal laboratorio		
Cariotipo da metafasi linfocitarie	91.31.2_0 91.34.5_0 8124			Sangue intero Verde scuro Test richiedibile solo da UO Pediatria secondo protocollo rilasciato dal laboratorio		Padova
Catene leggere libere kappa e lambda (Free Light Chain). LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto eseguibile come Privati Paganti. CEA (antigene carcino embrionario)	90.12.F_2 90.12.F_3 540	Immunoturbidimetria, Binding Site eseguite su Cobas 502 Roche		Siero, rosa.	7	
Celiachia DQ2 DQ8 (tipizzazione genomica alleli HLA DQA1, HLA DQB1 e HLA DRB1)	90.56.3_0 733	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Ceruloplasmina (COE)	90.80.2 90.80.4 572 + 1127a	Biologia molecolare/ Ibridazione inversa/ AB Analitica		Sangue intero, lilla K2EDTA.	30	
Chinidina	90.12.5_0 519			Siero, giallo	2	Mestre
Ciclosporina A	90.20.3_4 1207			Siero, blu	13	Padova
Cistatina C	90.13.2_2 1205	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche, Adria		Sangue intero, lilla K2EDTA	4	
Citomegalovirus (CMV)	90.13.A_0 7391			Siero blu	10	Padova
CK (CPK o creatin chinasi)	IgG 91.14.1_0 IgM 91.14.3_0 7604	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Siero, gialla. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio, Refertazione: UOSD Microbiologia	7	
Cloro (Cloruro)	90.15.4_2 291	IFCC/ Cobas Roche	6	Plasma, verde chiaro litio eparina Richiedibile in urgenza su indicazione del Centro Anti Veleni e autorizzazione del dirigente reperibile.	1	
Cloro POCT	90.13.3_2 225	ISE indiretto/ Cobas ISE Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina , Verde scuro litio eparina urgenze Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
Cloro (Cloruria)	90.13.3_2 225p	Potenziometrico / NX 500 FUJI		Plasma, verde scuro litio eparina urgenze		
Clozapina LEA solo per residenti Regione Veneto.	90.13.3_4 414	ISE indiretto/ Cobas Roche	4	Urina 24 ore, bidone senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta	1	
	90.20.7_13 7041			Siero, blu	10	Padova



Per Utenti extra Veneto eseguibile come Privati Paganti.						
Cocaina (screening)	<b>90.18.3_9</b> <b>1255</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche per aspetti medico legali nota benzodiazepine urinarie.	2	
Colesterolo totale	<b>90.14.3_0</b> <b>255</b>	CHOD/POD/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Colesterolo HDL	<b>90.14.1_0</b> <b>257</b>	enzimatico/colorim. diretto/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Colesterolo LDL	<b>90.14.2_0</b> <b>259</b>	calcolo	6	Plasma, verde chiaro litio eparina Eseguibile se presenti Colesterolo totale, Colesterolo HDL e Trigliceridi	1	
Colinesterasi (CHE) (Pseudocolinesterasi)	<b>90.14.4_0</b> <b>305</b>	Substrato butiriltiocolina/ Cobas Roche	6	Plasma, verde chiaro litio eparina Richiedibile in urgenza su indicazione del Centro Anti Veleni e autorizzazione del dirigente reperibile	1	
Complemento C3	<b>90.60.2_3</b> <b>529</b>	Turbidimetria Cobas 601 Roche, Adria		Siero, marrone	2	
Complemento C4	<b>90.60.2_5</b> <b>531</b>	Turbidimetria Cobas 601 Roche, Adria		Siero, marrone	2	
Complemento (C1 esterasi inibitore quantitativo)	<b>90.60.1_0</b> <b>521</b>			Siero, rosa	15	Padova
Copeptina (sostituisce ADH)	<b>90.04.1_0</b> <b>7313</b>			Plasma, lilla K2 EDTA.		Padova
Corticotropina (ACTH).	<b>90.15.2_2</b> <b>7027 (ore 8)</b> <b>7029 (ore 16 -18)</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, lilla K2EDTA Conservare il campione refrigerato. Prelievi eseguiti solo presso Centri Prelievi Ospedalieri per immediato trattamento.	6	
Cortisolo	<b>90.15.3_2</b> <b>743 (ore 8)</b> <b>745 (ore 16 - 18)</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria		Siero, marrone	2	
Cortisolo urinario (cortisoloria)	<b>90.15.3_4</b> <b>7504</b>			Urina 24 ore bidone giallo senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere in frigo durante la raccolta	20	Padova
C Peptide (basale e dopo 5 minuti in ambulatorio malattie	<b>90.11.1_2</b> <b>7015</b>		15	Siero, marrone. Il prelievo a 5 min. È	6	Mestre



metaboliche)	<b>7017(dopo 5 minuti)</b>			eeguito solo ad Adria e Rovigo in ambulatorio malattie metaboliche.		
<b>Creatinina con eGFR</b>	<b>90.16.3_2 207</b>	Enzimatico (creatininasi), Roche 702	5	Plasma, verde chiaro litio eparina, Verde scuro litio eparina urgenze In automatico è fornito eGFR calcolato su dosaggio creatinina ed età del paziente.	1	
<b>Creatinina POCT Trecenta</b>	<b>90.16.3_2 207p</b>	Spettrofotometria.Creatinina amidoidralasi e Sarcosina ossidasi/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina urgenze		
Creatinina nelle urine	<b>90.16.3_3 402</b>	Colorimetrico cinetico/ Cobas Roche	6	Urina 24 ore, bidone senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Mantenere refrigerato durante la raccolta	1	
Creatinina clearance	<b>90.16.4_0 400</b>	calcolo		Plasma, verde litio eparina routine contestualmente a Urina 24 ore bidone senza conservati Bidone acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta. Viene refertata automaticamente anche creatinina, e cratininuria.  <b>Informazione per operatori dell'accettazione.</b> In caso di esenzione 013 (diabete) e 023 (nefropatici) è possibile accettare l'esame anche se l'utente non consegna l'urina. In questo modo è eseguita la creatinina ematica con eGFR. In nota ll'operatore dell' accettazione scrive "esenzione 013 o 023"	1	





Crioaglutinine	<b>90.46.3_0</b>			Effettuabile solo nei reparti e centri prelievi ospedalieri per immediato trattamento. Esecuzione analitica in Centro Trasfusionale.		
Crioglobuline	<b>90.61.1_0</b> <b>507</b>	visivo		Siero, rosa. Effettuare prelievo con dispositivi e provetta riscaldata a 37°C. Effettuabile solo nei reparti e centri prelievi ospedalieri per immediato trattamento. Subito dopo il prelievo conservare la provetta a 37°C e consegnare al laboratorio.	7	
Cromogranina A	<b>90.16.6_0</b> <b>7321</b>			Sangue intero, lilla/K2 EDTA	17	Mestre
CTX (telo peptide C-terminale del collagene di tipo I o Beta Cros Laps)	<b>90.41.6_0</b> <b>7387</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche Adria		Plasma, lilla/K2 EDTA.	15	
Cyfra 21-1	<b>90.61.3_0</b> <b>7337</b>			Siero, marrone	8	Mestre
<b>Dabigatran ECT (Tempo di Ecarina)</b>	<b>90.17.C_6</b> <b>1139</b>	Cromogenico anti fatt II, Tempo di Ecarina (ECT) STAR R Max 3 STAGO	3.0	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS.		
<b>D-dimero</b>	<b>90.61.4_0</b> <b>1109</b>	Immunoturbidimetrico STAR R Max 3 STAGO	9	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
<b>D-dimero POCT</b>	<b>90.61.4_0</b> <b>1109pp</b>	Chemiluminescenza, ACT 90 De Mori		Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo		
Delta 4 androstenedione (Androstenedione)	<b>90.17.3_0</b> <b>7033</b>		18	Siero, marrone	11	Mestre
Deidroepiandrosterone solfato (DEA solfato, DHEA-solfato)	<b>90.17.2_0</b> <b>7005</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche Adria.	15	Siero, marrone.	6	
Determinazione di rischio prenatale per sindrome di Down (1° trimestre): HCG frazione libera	<b>90.17.6_0</b> <b>791</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza		Siero, blu	Esecuzione analitica effettuata il martedì.	



e PAPP-A.		Cobas Trecenta			Per Bi test, o test combinato si intende l'associazione della prestazione di Laboratorio 90.17.6_0 + l'ecografia ostetrica (88.78) e scheda ginecologica eseguita da ginecologi dell' ULSS 5 Polesana. Senza Ecografia/scheda ginecologica sono refertati esclusivamente HCG f. libera e PAPP-A. L'amministrativo in accettazione segnala in note l'assenza della scheda ginecologica.	
Diidrotosterone DDOHT DHT	<b>90.17.5_0</b> <b>7325</b>			Siero, blu	22	Padova
<b>Digossina</b>	<b>90.21.1_3</b> <b>1233</b>	KIMS Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina urgenze	1	
DPYD (Diidropirimidina deidrogenasi)	<b>91.36.5_0</b> <b>(estrazione)</b> <b>91.29.4_0 (x3)</b> <b>DPYD</b> <b>accorpamento:</b> <b>RICERCA DELLA</b> <b>MUTAZIONE</b> <b>PUNTIFORME</b> <b>IVS14+1 G-A DEL</b> <b>GENE DPYD</b>			Sangue intero, lilla 1 provetta K2EDTA. Conservare campione refrigerato. Prestazioni eseguite dal Laboratorio Farmacologia e Biologia Molecolare dott.ssa Gusella Trecenta.	20	
<b>Edoxaban</b>	<b>90.17.C_6</b> <b>1141</b>	Cromogenico anti X attivato / STAR Evolution STAGO		Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo. Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS.		
Elettroforesi sieroproteica (Profilo proteico. Protidemia frazionata, protidogramma)	<b>90.38.4_0</b> <b>544</b>	Capillare/ Capillarys 3 Sebia		Siero, gialla	4	
Elettroforesi urinaria: non eseguita. In caso di richiesta sono accettati: Albumina, Alfa1micro, IgG, Proteine tot. L'albumina valuta una proteinuria selettiva. Le IgG la proteinuria non selettiva, l'alfa1 micro il danno tubulare.	<b>620</b>			Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere campione refrigerato durante la raccolta		
Emocoltura	<b>90.94.1_0</b> <b>9081</b>	Bacted FX40 Becton Dickinson (BD)		Sangue intero, flaconi dedicati. Limitatamente all'incubazione dei campioni: durante la		



				chiusura della UOSD Microbiologia a Rovigo, H 24 ad Adria.		
<b>Emocromo (leucociti, piastrine, Hb)</b>	<b>90.62.2_2 1001</b>	Impedenza/Ottico/ fluorescenza. Sysmex/Dasit XN	GR 1.3 Hb 1.1 Plt 2.5 GB 2	Sangue intero, lilla K2EDTA	1	
<b>Emocromo POCT</b>	<b>90.62.2_2 1001p</b>	Impedenziometria/ Micros ES 60/ Horiba		Sangue intero, lilla K2EDTA		
<b>Emogas venoso ( Bicarbonati (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> Ph venoso)</b>	<b>89.66_2 1095</b>	elettrochimica e parametri calcolati / Gem 4000 Premier IL	4	Sangue intero, Siringa eparinata. Eseguitibile solo presso Centro prelievi ospedalieri	1	
<b>Emogas arterioso Bicarbonati (HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> Ph arterioso)</b>	<b>89.65.1_2 1097</b>	elettrochimica e parametri calcolati / Gem 4000 Premier IL	4	Sangue intero, Siringa eparinata. Non eseguibile per utenti esterni.	1	
<b>Emogasa venoso POCT</b>	<b>89.66_2 1095</b>	Elettrochimica e parametri calcolati / GEM 3000 IL		Sangue intero, Siringa eparinata		
<b>Emogas arterioso POCT</b>	<b>89.65.1_2 1097</b>	Elettrochimica e parametri calcolati / GEM 3000 IL		Sangue intero, Siringa eparinata		
Emoglobina Glicata (HbA1c)	<b>90.28.1_0 269</b>	Capillare/ Capillarys 3 / Sebia		Sangue intero, lilla/ K2EDTA	3	
Enzima di conversione dell' angiotensina (ACE).	<b>90.17.E_0 7305</b>			Plasma, verde scuro litio eparina	14	Padova
Eosinofili nasali	<b>90.62.5_2 1019</b>	striscio, es. microscopico		Muco nasale strisciato su vetrino	2	
Eritropoietina (EPO)	<b>90.18.5_0 7309</b>			Siero, marrone	10	Mestre
2,5 Esandione libero	<b>No LEA 7243</b>			Urina fine turno, fine settimana lavorativa. Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie. Conservazione 2 gg refrigerato, per tempi piu' lunghi a -20C.	20	Padova Igiene Industriale
Estrone (E1)	<b>90.19.5_0 7327</b>			Siero, blu elettrico	22	Padova
Estradiolo (E2) (17 beta estradiolo)	<b>90.19.2_2 723</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta	15	Siero, blu. A Trecenta per PMA, verde chiaro.	2	
<b>Etanolo plasmatico (alcool etilico, alcolemia)</b>	<b>90.20.1_2 1211</b>	Enzimatico/alcool deidrogenasi Cobas 502 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma, verde scuro urgenze.		
Etanolo urinario	<b>90.20.1_3 1213</b>	Enzimatico/alcool deidrogenasi Cobas 502 Roche	10	Urina campione estemporaneo, vasetto sterile giallo con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	1	
Etilglucuronato (ETG,	<b>90.18.3_30</b>			Urina campione	7	Padova



Etilglucuronide)	<b>7199</b>			estemporaneo, vasetto sterile giallo con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.		
Etosuccimide	<b>90.20.2_0</b> <b>1215</b>			Siero, rosa	20	Mestre
Everolimus	<b>90.17.C_4</b> <b>7401</b>			Sangue intero, lilla K2 EDTA	22	Padova
Fattore II Protrombina (mutazione G20210A) (Mutazioni trombofilia)	<b>91.36.5_0</b> <b>(estrazione)</b> <b>91.29.4_0</b> <b>1124</b>	Biologia molecolare PCR Real Time/ GeneXpert/ Cepheid		Sangue intero, lilla K2EDTA. Contestualmente è eseguito anche Fattore V Leiden.  Fase analitica: UOSD Microbiologia. Refertazione: UOC Medicina di Laboratorio	20	
Fattore V Leiden (mutazione G1691A) (Mutazioni trombofilia)	<b>91.36.5_0</b> <b>(estrazione)</b> <b>91.29.4_0</b> <b>1124</b>	Biologia molecolare, PCR Real Time/ GeneXpert/ Cepheid		Sangue intero, lilla K2EDTA Contestualmente è eseguito anche fattore II Protrombina mutazione 20210.  Fase analitica: UOSD Microbiologia. Refertazione: UOC Medicina di Laboratorio	20	
Fattore VIII	<b>90.64.3_5</b> <b>1191</b>			Plasma, celeste, sodio citrato. 2 Provette. Eseguito solo nei centri prelievi ospedalieri dal lunedì al venerdì Consegna entro 4 ore dal prelievo	22	Mestre
Fattore Reumatoide (RF, Reuma test, Waaler Rose reazione)	<b>90.64.2_0</b> <b>503</b>	Immunoturbidimetria	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
<b>Fenitoina (difenilidantoina)</b>	<b>90.22.1_0</b> <b>1235</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina.	2	
<b>Fenobarbital</b>	<b>90.09.3_2</b> <b>1237</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Fenolo (urinario)	<b>90.22.2_0</b> <b>7234</b>			Urina a fine turno, Vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione . Acquisibile presso farmacie. Raccomandata raccolta appena	20	Padova Igiene Industriale



				possibile dopo la fine dell'esposizione. Conservare a - 20°C.		
Ferritina	<b>90.22.3_0</b> <b>709</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Ferro (sideremia)	<b>90.22.5_0</b> <b>237</b>	Ferrozina/ Cobas Roche	3	Plasma, verde litio eparina routine	1	
<b>Fibrinogeno</b>	<b>90.65.1_0</b> <b>1105</b>	Coagulativa-Clauss/ STAR Evolution STAGO	5	Plasma, celeste, sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo.	1	
Folato. (Acido Folico)	<b>90.23.2_2</b> <b>713</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	15	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Fosfatasi alcalina (ALP).	<b>90.23.5_0</b> <b>301</b>	Nitrofenilfosfato/ Cobas Roche	4	Plasma, Verde chiaro litio eparina	1	
Fosfatasi Alcalina isoenzima osseo (isofosfatasi)	<b>90.24.1_0</b> <b>303</b>		20	Siero, marrone	20	Padova
Fosfato inorganico (fosfatemia fosforo, P)	<b>90.24.3_2</b> <b>229</b>	ammonio molibdato/ Cobas Roche	4.5	Plasma, Verde chiaro litio eparina. In caso di richiesta di fosforo va accettato fosfato o quello che è esente per il paziente con esenzione per patologia.	1	
Fosfato inorganico urinario (fosfaturia).	<b>90.24.3_4</b> <b>422</b>	ammonio molibdato/ Cobas Roche	7	Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta.	1	
FSH (ormone follicolo stimolante, follitropina)	<b>90.23.3_2</b> <b>719</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche Trecenta	10	Siero, blu	2	
FT3 (Triiodotironina frazione libera)	<b>90.43.3_0</b> <b>701</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
FT4 (Tiroxina frazione libera)	<b>90.42.3_0</b> <b>703</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Gastrina	<b>90.26.1_2</b> <b>7307</b>			Siero, marrone	12	Mestre
Gamma GT (gammaglutamiltranspeptidasi)	<b>90.25.5_2</b> <b>299</b>	IFCC/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
GH (hGH, ormone somatotropo)	<b>90.35.1_2</b> <b>7007</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche, Adria	10	Siero, marrone.	6	
GH (hGH, ormone somatotropo curva dopo stimolazione con Glucagone minuti 0,60,90,120,180)	<b>90.35.2_5</b> <b>7008</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche, Adria		Siero, marrone. Test richiedibile solo da UO Pediatria	6	



GH (hGH, ormone somatotropo curva dopo stimolazione con Arginina minuti 0,30,60,90,120)	<b>90.35.2_5</b> <b>7010</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche, Adria		Siero, marrone. Test richiedibile solo da UO Pediatria	6	
Glucagone	<b>90.26.3_0</b> <b>7345</b>			Sangue intero, lilla K2EDTA. Conservare campione refrigerato	22	Padova
<b>Glucosio (glicemia)</b>  <b>Glucosio su liquor: vedi Liquor</b>	<b>90.27.1_2</b> <b>201</b> <b>201d: per distretti</b>	Esochinasi. Cobas 702 Roche	3	Plasma, Verde chiaro litio eparina routine, Verde scuro litio eparina urgenze. Grigia fluoruro di sodio (NaF) + K3EDTA (inibitore glicolisi) nei distretti. Consegna entro 2 ore dal prelievo. Entro 4 ore con inibitore glicolisi .	1	
<b>Glucosio POCT Trecenta</b>	<b>90.27.1_2</b> <b>201p</b>	Esochinasi Piccolo De Mori		Plasma, Verde scuro litio eparina urgenze		
Glucosio curva dopo carico (OGTT). Adulti/bambini. 2 prelievi: base, 120	<b>90.26.4_2</b> <b>204 ( Adulti e bambini)</b>	esochinasi/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina Eseguibile presso i centri prelievi ospedalieri su appuntamento al n. 800061644 Per curve con richieste di prelievi con altro schema orario, l'utente è indirizzato al servizio di Malattie Metaboliche per accettazione (cod.216 protratta) ed esecuzione prelievo.	1	
Glucosio curva dopo carico (OGTT in gravidanza). 3 prelievi: base 60.120.	<b>90.26.4_3</b> <b>202</b>	esochinasi/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina Eseguibile presso i centri prelievi di Rovigo e Trecenta su appuntamento al n. 800061644	1	
Glucosio postprandiale (dopo due ore dal pasto)	<b>90.27.1_6</b> <b>203</b>	esochinasi/ Cobas Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6PDH)	<b>90.27.2_0</b> <b>321</b>			Plasma, verde scuro, litio eparina.	15	Padova
<b>Gonadotropina corionica (betaHCG)</b>	<b>90.27.5_2</b> <b>715</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina. Plasma, verde scuro litio eparina urgenze.	1	
Idrossiprogesterone (17 alfa idrossiprogesterone, 17 OH-P)	<b>90.01.2_0</b> <b>7319</b>			Siero, marrone	8	Mestre
IgA, IgG, IgM (immunoglobuline)	<b>90.69.4</b> <b>500</b>	Immunoturbidimetrico Cobas 502 Roche	7	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	



	<b>IgA 90.69.4_7</b> <b>537</b> <b>IgG 90.69.4_6</b> <b>533</b> <b>IgM 90.69.4_5</b> <b>535</b>					
IgG urine	<b>90.69.4_3</b> <b>626</b>	Immunoturbidimetrico Cobas 502 Roche	10	Urine 24 ore, bidone giallo senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco	2	
IgE totali (PRIST)	<b>90.68.3_0</b> <b>771</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Adria	8	Siero, marrone	2	
IgE specifiche. (RAST)  Nell' ULSS 5 sono previsti 3 pannelli con allergeni predefiniti (vedi sotto).  Se non si intende utilizzare un pannello predefinito dell' ULSS 5 è prescrivibile il "pannello aperto" previsto nel CVP con cod 90.68.1_8 che può contenere fino a 12 allergeni, che devono essere specificati dal medico richiedente (vedi tabella in coda al documento). Possono essere accettati fino a 6 pannelli aperti su un'unica impegnativa. NB: 1 pannello = 1 test.  Qualora si vogliano richiedere singoli allergeni, senza utilizzare il pannello aperto, essi valgono 1 esame e possono esserne accettati max. 8 per impegnativa. (per elenco allergenti vedi tabella in coda al documento)	<b>90.68.1</b> <b>775</b>  <b>Pannello alimenti 1</b> <b>760a</b> <b>90.68.1_2</b>  <b>Pannello alimenti 2</b> <b>762a</b> <b>90.68.1_2</b>  <b>Pannello inalanti</b> <b>764a</b> <b>90.68.1_3</b>  <b>Pannello aperto</b> <b>90.68.1_8</b>	Immunofluorimetria/ ImmunoCAP 250 Phadia	15	Siero, marrone	20	
	<b>Pannello alimenti 1 RO</b> (bambini <6 mesi): f1 albume f233 Gal d1 (Ovomucoide) f76 Bos d4 (alfa- lattoalbumina) f77 Bos d5 (beta - Lattoglobulina) f78 Bos d8 (caseina) f3 pesce (merluzzo) f4 Grano f14 soia f17 nocciola					
	<b>Pannello alimenti 2 RO</b> (adulti e bambini > 6 mesi): f1 albume f2 latte f3 pesce f4 grano f13 arachidi f14 soia					





f24 gambero f439 Cor a 14 (Nocciola) f440 Cor a 9 (nocciola) f419 Pru p1 (Rosaceae) f420 Pru p3 (Rosaceae) f421 Pru p4 (Profilina)  <b>Pannello inalanti RO</b> (bambini ed adulti): g205 phl p1 (Graminaceae) g215 phl p5b (Graminaceae) t215 bet v1 (Betullaceae) t216 bet v2 (Profilina) t224 Ole e1 (Oleaceae) w231 Art v1 (artemisia-Assenzio) w211 Par j 2 (parietaria) d1 Dermatophagoides pteronyssus d2 Dermatophagoides farinae e1 Epitelio di gatto e5 epitelio di cane m6 alternaria						
Immunofissazione (tipizzazione Componenti Monoclonali)	<b>90.69.2_2</b> <b>543+544</b>	Capillare (immunosottrazione) e/o gel di agarosio/ Hydragel/Sebia		Siero, giallo	7	
Insulina (basale)	<b>90.29.1_2</b> <b>7021</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria	12	Siero, marrone. Conservare campione refrigerato.	8	
Insulina (curva dopo carico di glucosio: base e 120).	<b>90.28.5_3</b> <b>7024</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria	12	Siero, marrone. Conservare campione refrigerato. Eseguita presso i centri prelievi di Rovigo e Trecenta su appuntamento al n. 800061644. Per curve con richieste di prelievi con altro schema orario, l'utente è indirizzato al servizio di Malattie Metaboliche per accettazione (cod. 7024 protratta) ed esecuzione prelievo.	8	
Ioduria	<b>90.27.6_0</b> <b>7225</b>			Urina, campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	30	Padova Semeiotica
Istamina	NO LEA <b>7351</b>			Plasma, lilla K2 EDTA Centrifugato e congelato	37	Padova
JAK 2	<b>91.36.5_0</b> <b>(estrazione)</b> <b>91.29.4_0 (x2)</b> <b>JAK2</b> <b>accorpamento:</b> <b>MUTAZIONE V617F</b> <b>GENE JAK2</b>			Sangue intero, lilla 2 provette K2EDTA. Conservazione campione refrigerato. Esecuzione prelievo solo presso Centri	20	



				Prelievi Ospedalieri, il martedì e giovedì su prenotazione CUP al n. tel. 800061644. Prestazioni eseguite dal Laboratorio Farmacologia e Biologia Molecolare dott.ssa Gusella Trecenta		
LAC (lupus anticoagulant) Lac dopo mix; Lac confirm SCT; SCT confirm; DRVVT) (Anticoagulante Lupus-Like)	<b>90.46.5_2</b> <b>1121</b>			Plasma, celeste, Sodio citrato, 2 provette. Consegna entro 4 ore dal prelievo	15	Padova
Lamotrigina LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettabile come Privati Paganti.	<b>90.20.7_3</b> <b>7361</b>			Siero, rosa	20	Mestre
Lattato deidrogenasi (LDH)	<b>90.29.2_2</b> <b>297</b>	IFCC (Lattato Piruvato) / Cobas Roche	5	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Levetiracetam LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettabile come Privati Paganti.	<b>90.20.7_10</b> <b>7369</b>			Siero, rosa	15	Mestre
LH (ormone luteostimolante, luteotropina)	<b>90.32.3_2</b> <b>721</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta	8	Siero, blu	2	
LH -FSH-17-beta estradiolo (curva dopo stimolo con triptorelina ai punti 0, 4h,24h )	<b>90.32.4_2</b> <b>90.32.4_3</b> <b>90.35.2_15</b> <b>716</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta	8	Siero, blu Test richiedibile solo da UO Pediatria	6	
LH -FSH-testosterone (curva dopo stimolo con triptorelina ai punti 0, 4h,24h )	<b>90.32.4_2</b> <b>90.32.4_3</b> <b>90.35.2_18</b> <b>718</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta	8	Siero, blu Test richiedibile solo da UO Pediatria	6	
Liquido articolare/sinoviale esame chimico fisico con ricerca leucociti.	<b>90.32.1_0</b> <b>691</b>	Vedi singoli test		Liquido articolare, provetta rossa e provetta lilla K2 EDTA	7	Padova
Liquido di dialisi peritoneale	<b>2009</b>	Vedi singoli test		Liquido di dialisi, vasetto tappo rosso e provetta lilla K2 EDTA.	2	
Liquido pericardico (chimico fisico)	<b>90.30.4</b> <b>2007</b>	vedi singoli test		Liquido pericardico, vasetto tappo rosso e provetta lilla K2 EDTA	2	
Liquido peritoneale (chimico fisico)	<b>90.30.4</b> <b>2009</b>	vedi singoli test		Liquido peritoneale, vasetto tappo rosso e provetta lilla K2 EDTA	2	
Liquido pleurico (chimico fisico)	<b>90.30.4</b> <b>2011</b>	vedi singoli test		Liquido pleurico, vasetto tappo rosso e provetta lilla K2 EDTA	2	
Liquido seminale (spermiogramma), esame macroscopico e microscopico.	<b>90.31.6</b> <b>1515</b>			Liquido seminale, contenitore dedicato con imbuto fornito presso centri	6	



				prelievi ospedalieri. Eseguita presso il Laboratorio di Trecenta su appuntamento al n. 800061644		
Liquido seminale, Test di capacitazione diagnostico	<b>69.92.1</b> <b>8830</b>			Liquido seminale, contenitore e dedicato con imbuto fornito presso centri prelievi ospedalieri. Eseguita presso il Laboratorio di Trecenta su appuntamento al n. 800061644	6	
<b>Liquor chimico fisico e microscopico (aspetto, torbidità, proteine, glucosio, leucociti, acido lattico).</b>	<b>90.30.4</b> <b>1331</b>	Vedi singoli test. Per leucociti: lettura automatizzata Sysmex XN o microscopia ottica.		Liquor, provetta tappo bianco senza additivi. Disponibile solo in urgenza per i ricoverati e PS. Alla richiesta di liquor è generato automaticamente il test glicemia.  Nota: il test Beta trace protein, eseguito a Padova, distingue una rinorrea liquorale da secrezione nasale.		
<b>Liquor esame colturale</b>	<b>90.93.3_18</b> <b>9049</b>			Liquor, provetta tappo rosso a vite. Test eseguibile solo in ambito ospedaliero negli orari di chiusura delle UOSD Microbiologia. Sono eseguite le fasi di presa in carico, semina, incubazione, avviso alla Microbiologia della presenza del campione.		
Lipasi	<b>90.30.2_2</b> <b>309</b>	Substrato trigliceride/acido glutarico-metilresorufina/ Cobas Roche	5	Plasma, verde chiaro, litio eparina	1	
Lipoproteina (a)	<b>90.30.3_0</b> <b>527</b>			Siero, rosa	10	Padova
<b>Litio</b>	<b>90.32.2_0</b> <b>1221</b>	Immunoenzimatico spettrofotometrico/ Cobas 502 Roche.	5	Siero, rosso	1	
Lue screening (Sifilide)	<b>91.10.2_2</b> <b>7631</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Siero, gialla Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio, Refertazione: UOSD Microbiologia	7	
Magnesio totale	<b>90.32.5_2</b>	blu di xililite/	4	Plasma, verde	1	



Magnesio totale urinario	<b>231</b> <b>90.32.5_5</b> <b>426</b>	Cobas Roche 502 blu di xilinile/ Cobas Roche 502	4	chiaro litio eparina Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere campione refrigerato durante la raccolta	1	
<b>Malaria</b>	<b>Ricerca micros. e indice parassitemico</b> <b>91.05.5_0</b> <b>Ricerca diretta antigeni 91.05.6_0</b> <b>840</b>  <b>1051</b> <b>(codice utilizzabile solo per test urgente in orari di Pronta Disponibilità)</b>	Immunocromatografico BinaxNow Malaria		Sangue intero, lilla K2EDTA. Il test è eseguito routinariamente in UOSD Microbiologia mentre, negli orari di chiusura della UOSD, è eseguito in urgenza dal Laboratorio con tecnica immunocromatografi ca (cod. 1051).		
Metadone (screening)	<b>90.18.3_25</b> <b>1259</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore	2	
Metanefrine urinarie (Metanefrina Normetanefrina)	<b>Metanefrina</b> <b>90.33.6_2</b> <b>Normetanefrina</b> <b>90.33.6_3</b>  <b>7216</b>			Urina 24 ore, bidone con conservante HCL 20mL ritirabile presso centri prelievi ospedalieri. Mantenere refrigerato durante la raccolta. Nelle 12 ore precedenti la raccolta evitare esercizio fisico intenso, fumo, pasto iperproteico e caffaina, alcolici, banana, cacao, agrumi, ananas, vaniglia, noci.	15	Mestre
Methotrexate	<b>90.20.5_4</b> <b>1249</b>			Siero, rosa		Mestre
<b>Mioglobina</b>	<b>90.33.5</b> <b>281</b>	ECLIA Elettrochemiluminescen za. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina routine, verde scuro litio eparina urgenze	1	
NSE (Enolasi Neurone Specifica)	<b>90.18.4_0</b> <b>7301</b>			Siero, marrone	9	Mestre
Omocisteina	<b>90.34.6_0</b> <b>7343</b>	Immunoenzimatico spettrofotometrico/ Cobas 702 Roche.	10	Siero, marrone. Prelievo eseguito solo presso Centri Prelievi Ospedalieri per necessità di immediato trattamento del campione.	2	



Oppiacei (screening, dosaggio qualitativo)	<b>90.18.3_21</b> <b>1261</b>	KIMS: Interazione cinetica di microparticelle in soluzione. Cobas 502 Roche		Urina, vasetto sterile giallo. Richiedibile in urgenza da UO Rianimazione previa autorizzazione Dirigente del Laboratorio con risultato entro 24 ore. Vedi anche, per aspetti medico legali, nota benzodiazepine urinarie.	2	
<b>Osmolalità plasmatica</b>	<b>90.34.7_2</b> <b>271</b>	Abbassamento del punto di congelamento/ Menarini/Arkray Osmo Station	5	Plasma, verde chiaro litio eparina, verde scuro litio eparina urgenze	1	
Osmolalità urinaria	<b>90.34.7_3</b> <b>1301</b>	Abbassamento del punto di congelamento/ Menarini/Arkray Osmo Station	5	Urina campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. Acquisibile presso farmacie.	1	
Osteocalcina (BGP)	<b>90.35.4_0</b> <b>7003</b>			Siero, blu elettrico Conservare campione refrigerato.	10	Padova
Ossalati ( Ossalato, Acido ossalico)	<b>90.35.3_0</b> <b>444</b>			Urina 24 ore, bidone senza conservanti, con dispositivo per successiva aspirazione . Acquisibile presso farmacie.Mantenere in frigo durante la raccolta.	16	Mestre
Pannello di immunofenotipizzazione (Marker di immunofenotipizzazione, tipizzazione linfocitaria). Antigeni: CD3, CD4, CD8, CD16-56, CD19.	<b>91.47.A_2</b> <b>7812</b>			Sangue intero, lilla K2 EDTA, provetta da emocromo. Esecuzione/ refertatazione in Centro Trasfusionale di Rovigo dal lunedì al venerdì limitatamente agli antigeni elencati. Su disposizione del Centro Trasfusionale i prelievi sono eseguiti solo presso Centri Prelievi Ospedalieri di Rovigo Trecenta e Adria; per altri antigeni al di fuori di questi rivolgersi presso centri universitari (Es. Padova, Verona, Ferrara).	3	



Paratormone (PTH) intatto (II generazione)	<b>90.35.5_0</b> <b>7001</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas e602 Roche.	15	Plasma, lilla K2 EDTA.	2	
<b>Peptide natriuretico Cerebrale (NT- Pro BNP)</b>	<b>90.36.06_0</b> <b>287</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas e602 Roche.		Plasma, verde chiaro litio eparina. Disponibile anche per esterni per monitoraggio insufficienza cardiaca.	1	
Piastrine in citrato	<b>90.62.2_3</b> <b>1003c</b>	Impedenziometrico/Ottico/Fluorescenza. Sysmex XN Dasit	2.5	Sangue intero, celeste, sodio citrato, Consegna entro 4 ore dal prelievo. E' opportuno richiedere anche emocromo.	1	
Piombo ematico	<b>90.36.3_2</b> <b>7367</b>			Plasma, verde scuro, litio eparina. Conservare campione refrigerato	13	Padova Igiene Industriale
Piombo urinario	<b>90.36.3_3</b> <b>7227</b>			Urine raccolta 24 ore, bidone senza conservanti acquisibile presso farmacie. Conservare a -20°C		Padova Igiene Industriale
Polipeptide pancreatico	<b>90.36.5_3</b> <b>7349</b>			Siero, blu elettrico	37	Padova
Porfirine totali (sono eseguiti anche in automatico uroporfirine 90.37.1_3 e le coproporfirine 90.14.5_0)	<b>90.37.1_2</b> <b>443</b>			Urina 24 ore, bidone con carbonato di sodio, ritirabile presso centri prelievi ospedalieri. Tenere campione refrigerato, al buio protezione con carta stagnola	17	Padova
<b>Potassio (Kaliemia)</b>	<b>90.37.4_2</b> <b>223</b>	ISE indiretto/ Cobas ISE Roche	2	Plasma, verde chiaro, litio eparina. Verde scuro litio eparina urgenze. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
<b>Potassio POCT</b>	<b>90.37.4_2</b> <b>223p</b>	Spettrofotometrico. Piruvato chinasi e LDH/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina		
Potassio urinario (Kaliuria)	<b>90.37.4_3</b> <b>410</b>	ISE indiretto/ Cobas Roche	5	Urina 24 ore, bidone senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta	1	
Prealbumina (PALB, Transtiretina)	<b>90.37.6_2</b> <b>515</b>	Immunoturbidimetrico Cobas 502 Roche	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
<b>Procalcitonina</b>	<b>90.38.2_0</b> <b>795</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Plasma, verde chiaro litio eparina. <b>Disponibile solo in urgenza per ricoverati e PS.</b>		
Progesterone	<b>90.38.1_0</b> <b>725</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza	10	Siero, blu	2	



		za. Cobas 601 Roche. Trecenta				
17 alfa idrossiprogesterone (17 OH- P)	<b>90.01.2_0</b> <b>7319</b>			Siero, marrone		Mestre
Prolattina (HPRL)	<b>90.38.2_3</b> <b>727</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta	8	Siero, blu.	2	
Prolattina seriata (HPRL)	<b>90.38.2_3</b> <b>728</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche.Trecenta		Siero, blu prolattina seriata 3 campioni. In caso il medico non indichi nella richiesta la tempistica accettare i tempi 0,15, 30 minuti. In tutti i casi l'amministrativo in note al settore Dn Lab scrive il tempo corrispondente al II e III prelievo.	2	
Proteina cationica degli eosinofili (ECP)	<b>No LEA</b> <b>7339</b>			Siero, rosa. Prelievo eseguito solo presso Centri Prelievi Ospedalieri per necessità di processazione del campione.	14	Mestre
Proteina C anticoagulante funzionale	<b>90.72.2_0</b> <b>1113</b>	Cromogenica / STAR Evolution STAGO	4	Plasma, celeste, sodio citrato Consegna entro 4 ore dal prelievo	2	
<b>Proteina C Reattiva (PCR)</b>	<b>90.72.3_2</b> <b>573</b>	immunturbidimetria/ Cobas 702 Roche	10	Plasma, verde chiaro litio eparina, Verde scuro litio eparina urgenze	1	
<b>Proteina C Reattiva (PCR)</b> <b>POCT Trecenta</b>	<b>90.72.3_2</b> <b>573p</b>	Immunodosaggio al lattice. Piccolo/De Mori	10	Verde scuro litio eparina		
Proteina S free (libera) anticoagulante	<b>90.72.5_0</b> <b>1115</b>	Immunturbidimetria (espressa come % di presenza) / STAR Evolution STAGO	4	Plasma, celeste, sodio citrato Consegna entro 4 ore dal prelievo	2	
<b>Proteine totali</b> <b>Proteine totali su liquor: vedi</b> <b>liquor</b>	<b>90.38.5_2</b> <b>209</b>	Biureto modificato/ Cobas 702 Roche	3	Plasma, verde chiaro litio eparina, Verde scuro litio eparina urgenze	1	
Proteine totali urine (Proteinuria)	<b>90.38.5_4</b> <b>600</b>	Biureto modificato/ Cobas 702 Roche	15	Urina 24 ore, bidone senza conservati acquisibile presso farmacie. Mantenere refrigerato il campione durante la raccolta	1	
Protoporfirina IX eritrocitaria	<b>90.39.2_0</b> <b>7395</b>			Siero, blu	10	Padova
PSA totale (Antigene prostatico specifico)	<b>90.56.5_2</b> <b>735</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	8	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
PSA libero con rapporto	<b>90.56.5_3</b>	ECLIA		Plasma, verde	2	





libero/totale	<b>724</b>	Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		chiaro litio eparina. Richiedibile solo insieme a PSA totale.		
Quantiferon	<b>90.70.1_0</b> <b>90.77.3_0</b> <b>90.77.4_0</b> <b>901</b>			Test di competenza UOSD Microbiologia. Eseguitabile in UO e Centri Prelievi Ospedalieri. Su richiesta del medico curante l'utente deve prenotare presso Dip. Prevenzione tel. 0425 393770 o 393781 il quale si fa carico dell'utente programmando tempi e luogo di esecuzione del prelievo.		Padova
Rame (cupremia)	<b>90.39.4_2</b> <b>233</b>			Siero, marrone.	15	Mestre
Recettore solubile della transferrina ( TfR)	<b>90.39.6_0</b> <b>7373</b>			Siero, blu	7	Padova
Renina	<b>90.40.2_3</b> <b>basale/</b> <b>ortostatismo</b> <b>755</b>  <b>90.40.2_2</b> <b>clinostatismo</b> <b>757</b>	Immunochemiluminescenza / X Liaison Dia Sorin	16	Plasma, lilla grande K3EDTA Possono essere richiesti due prelievi, in clino e ortostatismo: il primo prelievo, in clinostatismo, è effettuato all'utente sdraiato da almeno 45 minuti. L'utente è invitato poi a passeggiare in modo ininterrotto per 45 minuti. Effettuare immediatamente il prelievo in ortostatismo (da seduto). Il prelievo in clinostatismo è eseguito solo presso i centri prelievi Ospedalieri. Procedura condivisa con Ambulatorio Ipertensione ULSS 5.	15	Mestre
Resistenza alla Proteina C Attivata (APCR)	<b>90.77.2_0</b> <b>1193</b>	Viscosimetrico/ Stago Adria		Plasma, celeste sodio citrato. 2 Provette. Consegna entro 4 ore dal prelievo	11	
Reticolociti	<b>90.74.5_0</b> <b>1011</b>	Citometria a flusso in fluorescenza/Sysmex XN		Sangue intero, lilla K2EDTA	1	
<b>Rivaroxaban</b>	<b>90.17.C_6</b> <b>1137</b>	Cromogenico anti X attivato/ STAR R Max 3 STAGO		Plasma, celeste sodio citrato Consegna entro 4 ore dal prelievo Disponibile solo in		



				urgenza per i ricoverati e PS Necessaria autorizzazione Dirigente reperibile.		
Rosolia	<b>IgG 91.26.4_0</b> <b>IgM 91.26.6_0</b> <b>7602</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Siero, gialla. Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio, Refertazione: UOSD Microbiologia	7	
Sangue occulto nelle feci	<b>90.21.4_2</b> <b>8001 (1° campione)</b> <b>90.21.4_3</b> <b>8002 (2° campione)</b> <b>90.21.4_4</b> <b>8003 (3° campione)</b>	Immunologico al lattice turbidimetrico (Trecenta) /Diana/Medical Systems		Feci, contenitore dedicato per sangue occulto con liquido di conservazione (Il contenitore è disponibile, negli orari di apertura, presso i centri prelievo). In caso di raccolta di 3 campioni, devono essere consegnati contemporaneamente. Le 3 raccolte possono essere anche dello stesso giorno. Campioni conservati massimo 3 giorni a temperatura inf. a 25°.	4	
Sangue occulto screening CCR	<b>Codice legato alla programmazione regionale</b>	Immunologico al lattice turbidimetrico /Diana/Medical Systems. Trecenta		Feci. Contenitore dedicato per sangue occulto con liquido di conservazione fornito dalla farmacie su invito della programma regionale dello screening CCR. Campione conservato per massimo 3 giorni a temperatura inf. a 25°.		
Serotonina ( 5-idrossitriptamina, 5-HT)	<b>No LEA</b> <b>7311</b>			Siero, blu elettrico	22	Padova
Serotonina urine (5-idrossitriptamina, 5- HT)	<b>No LEA</b> <b>7204</b>			Urina 24 ore, bidone senza conservanti. Acquisibile presso farmacie.	22	Padova
SHBG (globulina da trasporto ormoni sessuali)	<b>90.25.7_0</b> <b>7365</b>			Siero, marrone	8	Mestre
Sirolimus (Rapamicina)	<b>90.17.C_3</b> <b>7393</b>			Sangue intero, lilla K2 EDTA Conservare il campione refrigerato.	10	Padova



<b>Sodio (natriemia)</b>	<b>90.40.4_2</b> <b>221</b>	ISE indiretto/ Cobas Roche	2	Plasma, verde chiaro, litio eparina routine, verde scuro litio eparina urgenze Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
<b>Sodio POCT Trecenta</b>	<b>90.40.4_2</b> <b>221p</b>	ONPG e beta galattosidasi/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro, litio eparina urgenze		
Sodio urinario (Sodiuria, natriuria)	<b>90.40.4_4</b> <b>406</b>	ISE indiretto/ Cobas Roche	4	Urina 24 ore, bidone senza conservati. Acquisibile presso farmacie. Campione mantenuto possibilmente in luogo fresco durante la raccolta.	1	
Somatomedina C (Igf-1)	<b>90.40.7_0</b> <b>7303</b>			Siero, marrone	12	Mestre
Somatostatina	<b>90.40.8_0</b> <b>7347</b>			Plasma, lilla K2EDTA	37	Padova
Striscio periferico (Esame microscopico del sangue periferico).	<b>90.63.4_0</b> <b>1100</b>	Esame microscopico colorazione manuale May Grunwald Giemsa		Sangue intero, lilla, K2 EDTA. Contestuale richiesta di emocromo.	1	
Tacrolimus (FK 506)	<b>90.17.C_2</b> <b>1245</b>			Sangue intero, lilla K2 EDTA	5	Padova
TAS (TASLO) (anticorpi anti streptolisina O)	<b>91.08.5_0</b> <b>505</b>	Immunoturbidimetria/ Cobas 702 Roche	18	Plasma, verde chiaro, litio eparina	1	
Teicoplanina	<b>90.08.3_19</b> <b>1243</b>	Immunoturbidimetria, Cobas 502 Roche	10	Siero, rosso. Effettuabile solo nei reparti e Centri prelievi ospedalieri per immediata processazione del campione	2	
<b>Tempo di protrombina (PT) INR</b>	<b>90.75.4_0</b> <b>1101</b>	Viscosimetrico/ STAR R Max 3 STAGO	3	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
<b>Tempo di protrombina INR POCT</b>	<b>90.75.4_0</b> <b>1101pp</b>	Foto ottico/ Hemocrom CREMASCOLI		Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo		
<b>Tempo di tromboplastina parziale attivata(aPTT)</b>	<b>90.76._0</b> <b>1103</b>	Viscosimetrico/ STAR R Max 3 STAGO	3	Plasma, celeste sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo	1	
<b>Tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT) POCT</b>	<b>90.76.1_0</b> <b>1103pp</b>	Foto ottico / Hemocrom CREMASC OLI		Plasma, celeste,sodio citrato. Consegna entro 4 ore dal prelievo		
Teofillina	<b>90.41.2_0</b> <b>1225</b>			Siero, rosa	9	Mestre
<b>Test di gravidanza</b>	<b>90.27.3_0</b> <b>649</b>	Immunologico su card: ricerca HCG		Urina, vasetto sterile. Acquisibile presso farmacie.	1	
<b>Test di gravidanza POCT (Gravindex)</b>	<b>90.27.3_0</b> <b>649p</b>	Immunologico su card: ricerca HCG		Urina, vasetto sterile		
Testosterone libero	<b>90.41.4_0</b> <b>7031</b>			Siero, blu	17	Padova
Testosterone totale	<b>90.41.3_0</b> <b>731</b>	ECLIA Elettrochemiluminescen za.	12	Siero, blu	2	



		Cobas 601 Roche.Trecenta				
Tireoglobulina (TG)	<b>90.41.5_0</b> <b>7013</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 601 Roche. Adria.	10	Siero, marrone. Conservare campione refrigerato max 72 ore.	8	
Topiramato LEA solo per residenti Regione Veneto. Per Utenti extra Veneto accettare come Privati Paganti.	<b>90.22.1_0</b> <b>1247</b>			Siero, blu elettrico	8	Padova
Toxoplasmosi	<b>IgG 91.09.4_2</b> <b>IgM 91.09.4_3</b> <b>7600</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.		Siero, gialla Fase analitica: UOC Medicina di Laboratorio, Refertazione: UOSD Microbiologia	7	
Transferrina	<b>90.42.5_2</b> <b>247</b>	Turbidimetrico/ Cobas 502 Roche		Plasma,verde chiaro litio eparina	1	
Transferrina Desialata, Carboidrato Carente (CDT)	<b>No LEA</b> <b>7355</b>			Siero, blu. Richiedibile solo da utenti esterni. Nota per amministrativi: Accettare in fascia contrattuale NLEAPP.	15	Padova
Transferrina Indice di saturazione (Saturazione della transferrina)	<b>90.22.5_0</b> <b>90.42.5</b> <b>240</b>	Calcolo		Plasma,verde chiaro litio eparina Eseguibile solo se richiesta anche sideremia.	1	
Trigliceridi	<b>90.43.2_0</b> <b>253</b>	Glicerol-chinasi-POD/ Cobas Roche	8	Plasma, verde chiaro, litio eparina	1	
<b>Troponina T hs</b>	<b>90.82.3_0</b> <b>283</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602/601/e411/ Roche	10 al cuttuff	Plasma, verde scuro litio eparina urgenze. <b>Disponibile solo in urgenza per ricoverati e PS.</b>		
<b>Troponina T POCT</b>	<b>90.82.3_0</b> <b>283pp</b>	Chemiluminescenza/ AQT 90 De Mori	10 al cuttuff	Plasma, verde chiaro litio eparina urgenze.		
TSHR, (Anticorpi anti recettore TSH, TRAb, TSI)	<b>90.53.5_0</b> <b>7353</b>			Siero, marrone	8	Mestre
TSH (Tireotropina)	<b>90.42.1_0</b> <b>705</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	6	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Urato (Acido urico, Uricemia).	<b>90.43.5_2</b> <b>251</b>	Uricasi e perox/ Cobas 702 Roche	5	Plasma, verde chiaro litio eparina	1	
Urato urine (Uricuria, Acido urico urinario).	<b>90.43.5_4</b> <b>430</b>	uricasi e perox/ Cobas Roche	10	Urina 24 ore, bidone senza conservanti acquisibile presso farmacie. Mantenere campione possibilmente in luogo fresco	1	
<b>Urea (Azotemia)</b>	<b>90.44.1_2</b> <b>205</b>	enzimatico/ Cobas 702 Roche	4	Plasma, verde chiaro, litio eparina. Plasma, verde scuro litio eparina urgente	1	
Urea urine (Azoturia)	<b>90.44.1_3</b>	Enzimatico/	5	Urina 24 ore bidone	1	



	<b>434</b>	Cobas 702 Roche		senza conservati. Acquisibile in farmacia. Mantenere possibilmente in luogo fresco durante la raccolta		
<b>Urea (Azotemia) POCT Trecenta</b>	<b>90.44.1_2</b> <b>205p</b>	Ureasi, GLDH/ Piccolo De Mori		Plasma, verde scuro litio eparina urgente		
<b>Urine esame completo</b>	<b>90.44.3_0</b> <b>1501</b>	Riflettanza, esame microscopico del sedimento a lettura automatizzata		Urina campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione. In caso di richiesta di esame urine+urinocoltura è sufficiente questo stesso unico vasetto. Acquisibile in farmacia. Consegna entro 4 ore dal prelievo. In urgenza non è effettuato l'esame microscopico del sedimento.  Esame chimico: UOSD Microbiologia. Visione sedimento UOC Medicina di Laboratorio	1	
<b>Urine POCT</b>	<b>90.44.3_0</b> <b>1320</b>	Riflettanza		Urina campione estemporaneo, vasetto sterile con dispositivo per successiva aspirazione.		
Vancomicina	<b>90.08.3_3</b> <b>1241</b>	Immuno-turbidimetrico, Cobas Roche		Siero, rosso. Eseguito il giovedì.	1	
VES (Velocità di eritrosedimentazione)	<b>90.82.5_0</b> <b>1013</b>	Fotometria /Matic Cube 200.Diesse		Sangue intero, nera K2EDTA	1	
VIP (Polipeptide intestinale vasoattivo)	<b>90.36.5_2</b> <b>7317</b>			Plasma, lilla K2 EDTA.Prelievo eseguito solo presso Centri Prelievi Ospedalieri per necessità di immediato trattamento del campione.	37	Padova
Vitamina B12 (Cobalamina)	<b>90.13.5_0</b> <b>711</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 602 Roche.	10	Plasma, verde chiaro litio eparina	2	
Vitamina D (25-idrossicalciferolo, 25-idrossivitamina D)	<b>90.44.5_3</b> <b>7331</b>	ECLIA Elettrochemiluminescenza. Cobas 801 Roche.		Siero, gialla.	2	
Vitamina E	<b>90.45.2_3</b> <b>7329</b>			Siero, blu elettrico	15	Padova
West Nile Fever anticorpi IgG/IgM	<b>91.13.1_29</b> <b>91.13.1_30</b>			Prelievo accompagnato		



	<b>886</b>			richiesta WN del MMG. Esecuzione/ refertazione in UOSD Microbiologia Rovigo		
Zinco plasmatico	<b>90.45.4_2</b> <b>235</b>			Siero, rosa	12	Mestre

Possono essere richiesti singolarmente i seguenti allergeni:

NB: il codice Insiel corrisponde al codice internazionale (es. f76 corrisponde a alfa-lattoalbumina).

Per modalità di prelievo/esecuzione/tempi di risposta vedi sopra IgE specifiche come pannello.

## ACARI

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• d70 acarus</li> <li>• d1 dermatophagoides pt.</li> <li>• d2 dermatophagoides far.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• d202 nDer p 1 House dust mite (Dermatophagoides Pteron.)</li> <li>• d203 rDer p 2 House dust mite (Dermatophagoides Pteron.)</li> <li>• d205 rDer p 10 Tropomyosin, House dust mite (Dermatoph. P.)</li> <li>• d73 Glycyphagus domesticus (Storage mite)</li> <li>• d71 Lepidoglyphus destructor (Storage mite)</li> </ul> |
|---|---|

## ALBERI

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• t1 Acero</li> <li>• t3 Betulla</li> <li>• t215 Bet v1</li> <li>• t216 Bet v2</li> <li>• t220 Bet v4</li> <li>• t23 Cipresso mediterraneo</li> <li>• t5 Faggio americano</li> <li>• t4 Nocciolo</li> <li>• t9 Olivo</li> <li>• t2 Ontano bianco</li> <li>• t11 Platano</li> <li>• t14 Pioppo</li> <li>• t12 Salice</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• t225 rBet v 6 Birch (Betula verrucosa)</li> <li>• t226 nCup a 1 Cypress (Cupressus arizonica)</li> <li>• t224 rOle e 1 Olive (Olea europaea)</li> <li>• t227 nOle e 7 Olive (Olea europaea)</li> <li>• t241 rPla a 1Maple leaf sycamore, London plane (Plat. Acerifolia)</li> <li>• t19 Acacia longifolia</li> <li>• t209 Carpino bianco (Carpinus betulus)</li> <li>• t17 Cryptomeria japonica</li> <li>• t15 Frassino (Fraxinus americana)</li> <li>• t210 Ligustro (Ligustrum vulgare)</li> <li>• t8 Olmo americano (Ulmus americana)</li> <li>• t16 Pino strobo (Pinus strobus)</li> <li>• t7 Quercia bianca (Quercus alba)</li> <li>• t208 Tiglio (Tilia cordata)</li> </ul> |
|---|--|

## ALIMENTI

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• f76 alfa-lattoalbumina</li> <li>• f47 Aglio</li> <li>• f237 Albicocca</li> <li>• f1 Albume</li> <li>• f202 Anacardio</li> <li>• f352 Ara h8</li> <li>• f422 Ara h 1</li> <li>• f423 Ara h2</li> <li>• f 424 Ara h3</li> <li>• f427 Ara h9</li> <li>• f13 Arachidi</li> <li>• f33 Arancia</li> <li>• f80 Astice</li> <li>• f7 Avena</li> <li>• f96 Avocado</li> <li>• f92 Banana</li> <li>• f77 beta-lattoglobulina</li> <li>• f76 Bos d4 alfa lattoalbumina</li> <li>• f77 Bos d5 beta lattoglobulina</li> <li>• f78 Bos d8 caseina</li> <li>• f93 Cacao</li> <li>• f27 Carne di bue</li> <li>• f213 Carne di coniglio</li> <li>• f26 Carne di maiale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• f430 rAct d 8 PR-10, Kiwi (Actinidia deliciosa)</li> <li>• f443 rAna o 3, Cashew nut (Anacardium occidentale)</li> <li>• f352 rAra h 8 PR-10, Peanut (Arachis hypogaea)</li> <li>• f426 rGad c 1 Cod (Gadus morhua)</li> <li>• f232 nGal d 2 Ovalbumin, Egg (Gallus spp.)</li> <li>• f353 rGly m 4 PR-10, Soy (Glycine max))</li> <li>• f431 nGly m 5 beta-conglycinin, Soy (Glycine max)</li> <li>• f432 nGly m 6 Glycinin (Glycine max)</li> <li>• f441 rJug r 1 Walnut (Juglans regia)</li> <li>• f442 rJug r 3 LTP, Walnut (Juglans regia)</li> <li>• f416 rTri a 19 Omega-5 Gliadin, Wheat (Triticum spp.)</li> <li>• f78 Caseina</li> <li>• f434 rMal d 1 PR-10, Apple (Malus domestica)</li> <li>• f435 rMal d 3 LTP, Apple (Malus domestica)</li> <li>• f433 rTri a 14 LTP, Wheat (Triticum aestivum)</li> <li>• f313 Acciuga (Engraulis encrasicolus)</li> <li>• f278 Alloro (Laurus nobilis)</li> <li>• f277 Aneto (Anethum graveolens)</li> <li>• f329 Anguria (Citrullus lanatus)</li> <li>• f261 Asparago (Asparagus officinalis)</li> <li>• f304 Astice (Palinurus spp.)/Aragosta</li> <li>• f298 Astragalo (E413)</li> <li>• f269 Basilico (Ocimum basilicum)</li> <li>• f260 Broccoli (Brassica oleracea var. italica)</li> </ul> |
|---|--|



- f83 Carne di pollo
- f31 Carota
- f299 Castagna
- f48 Cipolla
- f428 Cor a1
- f425 Cor a8
- f440 Cor a9
- f439 Cor a14 Hazel nut
- f37 Cozze
- f15 Fagioli bianchi
- f44 Fragola
- f233 Gal d1Ovomucoide
- k208 Gal d4 Lisozima uovo
- f24 Gambero
- f79 Glutine
- f23 Granchio comune
- f4 Grano
- f8 Granoturco
- f84 Kiwi
- f2 Latte
- f45 Lievito
- f20 Mandorla
- f49 Mela
- f87 Melone
- f3 Merluzzo (pesce)
- f37 Miti
- f17 Nocciola
- f256 Noce
- f6 Orzo
- f233 Ovomucoide
- f35 Patata
- f94 Pera
- f95 Pesca
- f253 Pinoli
- f12 Piselli
- f203 Pistacchio
- f254 Platessa
- f59 Polpo
- f86 Prezzemolo
- f25 Pomodoro
- f419 Pru p1
- f420 Pru p3
- f421 Pru p4
- f9 Riso integrale
- f85 Sedano
- f5 Segale
- f10 Semi di sesamo
- f14 Semi di soia
- f58 Seppia
- f206 Sgombro (Scomber scombrus)
- f337 Sogliola
- f40 Tonno
- f204 Trota
- f351 Tropomiosina Pen a1
- f75 Tuorlo
- f245 Uovo
- f208 Vongola

- f221 Caffè (Coffea spp.)
- f258 Calamaro (Loligo spp.)
- f338 Capesante (Pecten spp.)
- f321 Carne di cavallo
- f284 Carne di tacchino (Meleagris gallopavo)
- f296 Carruba (E410)
- f216 Cavolo (Brassica oleracea var. capitata)
- f265 Cumino (Carum carvi)
- f281 Curry (Melanogrammus aeglefinus)
- f287 Fagioli rossi (Phaseolus vulgaris)
- f276 Finocchio fresco (Foeniculum vulgare)
- f81 Formaggio a pasta dura
- f82 Formaggio a pasta molle
- f309 Ceci (Cicer arietinus)
- f244 Cetriolo (Cucumis sativus)
- f268 Chiodi di garofano (Syzygium aromaticum)
- f242 Ciliogia (Prunus avium)
- f328 Fico (Ficus carica)
- f294 Frutto della passione (Passiflora edulis)
- f212 Funghi, champignon (Agaricus hortensis)
- f336 Giuggiolo, frutto (Ziziphus jujuba)
- f297 Gomma arabica (E414)
- f246 Gomma di Guar (E412) (Cyamopsis tetragonolobus)
- f11 Grano saraceno (Fagopyrum esculentum)
- f231 Latte bollito
- f300 Latte di capra
- f215 Lattuga (Lactuca sativa)
- f235 Lenticchia (Lens esculenta)
- f208 Limone (Citrus limon)
- f314 Lumaca (Helix aspersa)
- f324 Luppolo (Humulus lupulus)
- f262 Melanzana (Solanum melongena)
- f332 Menta (Mentha piperita)
- f247 Miele
- f55 Miglio comune (Panicum milliaceum)
- f288 Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus)
- f211 Mora (Rubus fruticosus)
- f18 Noce brasiliana (Bertholletia excelsa)
- f36 Noce di cocco (Cocos nucifera)
- 342 Oliva (Olea europaea)
- f283 Origano (Origanum vulgare)
- f293 Papaya (Carica papaya)
- f218 Paprica, Peperone (Capsicum annum)
- f90 Malto
- f91 Mango (Mangifera indica)
- f279 Pepe di Cayenna (Capsicum frutescens)
- f280 Pepe nero (Piper nigrum)
- f263 Pepe verde (Piper nigrum)
- f209 Pompelmo (Citrus paradisi)
- f255 Prugna (Prunus domestica)
- f61 Sardina (Sardinops melanosticta)
- f219 Semi di finocchio (Foeniculum vulgare)
- f224 Semi di papavero (Papaver somniferum)
- f89 Senape (Brassica/Sinapis spp.)
- f214 Spinaci (Spinachia oleracea)
- f245 Uovo
- f259 Uva (Vitis vinifera)
- f340 Rosso cocciniglia (E120) (Dactylopius coccus)
- f41 Salmone (Salmo salar)
- f270 Zenzero (Zingiber officinale)
- f225 Zucca (Cucurbita pepo)

**DERIVATI EPIDERMICI E PROTEINE ANIMALI**

- e5 Forfora di cane
- e3 Forfora di cavallo

- e4 Forfora di vacca
- e70 Piume d'oca





- e1 Forfora di gatto
- e85 Piume di gallina
- e204 nBos d6 BSA Cow (Bos spp.)
- e101 rCan f 1 Dog (Canis familiaris)
- e102 rCan f 2 Dog (Canis familiaris)
- e94 rFel d 1 Cat (Felis domesticus)
- e220 nFel d 2 Cat serum albumin (Felis domesticus)
- e80 Epitelio di capra
- e6 Epitelio di cavia
- e84 Epitelio di hamster (criceto)
- e83 Epitelio di maiale
- e81 Epitelio di pecora
- e73 Epitelio di ratto
- e71 Epitelio di topo

- e86 Piume di anatra
- e89 Piume di tacchino
- e75 Proteine seriche di ratto
- e76 Proteine seriche di topo
- e87 Proteine seriche e urinarie di ratto
- e74 Proteine urinarie di ratto
- e72 Proteine urinarie di topo

## ERBE

- w1 Ambrosia (Ambrosia elatior)
- w5 Assenzio maggiore
- w6 Assenzio selvatico
- w10 Farinaccio
- w9 Lanciuola
- w7 Margherita dei prati
- w19 Parietaria off.
- w21 Parietaria jud.
- w211 Par j2

- w230 nAmb a 1 Ragweed (Ambrosia elatior )
- w231 nArt v 1 Mugwort (Artemisia vulgaris)
- w233 nArt v 3 LTP, Mugwort (Artemisia vulgaris)
- w234 rPla l 1 Plantain (Plantago lanceolata)
- w18 Acetosa minore (Rumex acetosella)
- w3 Ambrosia trifida
- w15 Atriplex lentiformis
- w16 Ciliatalva
- w204 Girasole (Helianthus annuus) annuus)
- w17 Granata (Kochia scoparia))
- w20 Ortica comune (Urtica dioica)
- w8 Taraxacum vulgare
- w12 Verga d'oro (Solidago virgaurea)

## FARMACI

- c6 Amoxicillina
- c1 Penicilloyl G
- c2 Penicilloyl V

- c202 Succinilcolina (Suxamethonium (succinylcholine)
- c5 Ampicillina

## MISCELLANEA

- R o214 MUXF3 CCD bromelina

## MUFFE

- m6 Alternaria alternata
- m3 Aspergillus fumigatus
- m5 Candida albicans
- m2 Cladosporium herbarum
- m4 Mucor racemosus
- m1 Penicillium notatum

- m229 rAlt a 1 (Alternaria alternata)
- m218 rAsp f 1 (Aspergillus fumigatus)
- m219 rAsp f 2 (Aspergillus fumigatus)
- m220 rAsp f 3 (Aspergillus fumigatus)
- m221 rAsp f 4 (Aspergillus fumigatus)
- m222 rAsp f 6 (Aspergillus fumigatus)
- m207 Aspergillus niger
- m12 Aureobasidium pullulans
- m7 Botrytis cinerea
- m16 Curvularia lunata
- m80 Enterotossina A di Staffilococco
- m81 Enterotossina B di Staffilococco
- m223 Enterotossina C di Staffilococco
- m226 Enterotossina TSST di Staffilococco
- m9 Fusarium proliferatum (F. moniliforme)
- m227 Malassezia spp.
- m13 Phoma betae
- m70 Pityrosporum orbiculare (syn. Malassezia)
- m11 Rhizopus nigricans
- m8 Setomelanomma rostrata (Helminthosporium halodes)



- m10 Stemphylium herbarum (S. botryosum)
- m201 Tilletia tritici
- m211 Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale
- m203 Trichosporon pullulans

**POLLINI DI GRAMINACEE**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• g13 Bambagiona</li> <li>• g6 Coda di topo</li> <li>• g2 Erba canina</li> <li>• g3 Erba mazzolina</li> <li>• g15 Grano</li> <li>• g202 Granoturco</li> <li>• g8 Gramigna dei prati</li> <li>• g5 Logliarello</li> <li>• g1 Paleino odoroso</li> <li>• g4 Paleo dei prati</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• g205 rPhl p1 Timothy (Phleum pratense)</li> <li>• g206 rPhl p2 Timothy (Phleum pratense)</li> <li>• g208 nPhl p4 Timothy (Phleum pratense)</li> <li>• g210 Phl p7</li> <li>• g212 Phl p12</li> <li>• g215 rPhl p5b Timothy (Phleum pratense)</li> <li>• g216 nCyn d 1 Bermuda grass (Cynodon dactylon)</li> <li>• g209 rPhl p 6 Timothy (Phleum pratense)</li> <li>• g211 rPhl p 11 Timothy (Phleum pratense)</li> <li>• g10 Cannarecchia (Sorghum halepense)</li> </ul> |
|---|---|

**POLVERI di casa**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• h1 Polvere da Greer Labs.Inc</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• h2 Polvere da Hollister-Stiers Labs</li> </ul> |
|--|---|

**PROFESSIONALI**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• k82 Lattice</li> <li>• k215 rHev b 1 Latex (Hevea brasiliensis)</li> <li>• k217 rHev b 3 Latex (Hevea brasiliensis)</li> <li>• k218 rHev b 5 Latex (Hevea brasiliensis)</li> <li>• k220 rHev b 6.02 Latex (Hevea brasiliensis)</li> <li>• k221 rHev b 8 Profilin, Latex (Hevea brasiliensis)</li> <li>• k224 rHev b 11 Latex (Hevea brasiliensis)</li> <li>• k202 nAna c 2 Bromelain, Pineapple (Ananas comosus)</li> <li>• k87 nAsp o 21 alpha-amylase (Aspergillus oryzae)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• k204 Maxatase (Bacillus licheniformis)</li> <li>• k206 Savinase (Bacillus spp.)</li> <li>• k205 Alkalase (Bacillus spp.)</li> <li>• k209 Anidride esaidroftalica</li> <li>• k79 Anidride ftalica</li> <li>• k81 Ficus benjamina (Ficus spp.)</li> <li>• k80 Formalina Formaldeide</li> <li>• k76 Isocianato MDI (Diphenylmethane diisocyanate)</li> <li>• k75 Isocianato TDI (Toluene diisocyanate)</li> <li>• k78 Ossido di etilene</li> <li>• k71 Semi di ricino</li> <li>• k74 Seta (Bombyx mori)</li> <li>• k85 Tcloramina</li> <li>• k86 TMA (Trimellitic anhydride)</li> </ul> |
|--|---|

**VELENO D'INSETTI**

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• i1 Ape</li> <li>• i2 Calabrone bianco</li> <li>• i75 Calabrone europeo</li> <li>• i3 Giallone</li> <li>• i4 Vespa</li> <li>• i77 Vespa europea</li> <li>• i208 rApi m 1 Phospholipase A2, Honey bee (Apis mellifera)</li> <li>• i217 rApi m10, Honey bee (Apis mellifera)</li> <li>• i211 rVes v 1 Phospholipase A1, Common wasp (Vespula vulg.)</li> <li>• i209 rVes v 5 Common wasp (Vespula vulgaris)</li> <li>• i210 rPol d 5 Paper wasp (Polistes dominulus)</li> <li>• i8 Baco da seta (Bombyx mori)</li> <li>• i205 Bombo (Bombus terrestris)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• i5 Calabrone giallo (Dolichovespula arenaria)</li> <li>• i72 Dittero di chironoride (Cladotanytarsus Lewisii)</li> <li>• i70 Formica (Solenopsis invicta)</li> <li>• i73 Larve rosse di zanzara (Chironomus thummi)</li> <li>• i6 Scarafaggio (Blatella germanica)</li> <li>• i204 Tafano (Tabanus spp.)</li> <li>• i71 Zanzara comune (Aedes communis)</li> </ul> |
|--|---|